

Enste PhysioForm Reha GmbH
Saarlandstraße 91
55411 Bingen
Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail
info@enste-reha.de . www.enste-reha.de

**Bedienungsanleitung
für wiederverwendbare
Kittel, Mantelform
(aus virenresistentem PhysioTex)**
(Stand 15.4.2020)



Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer wiederverwendbaren Kittel in Mantelform entgegenbringen.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie:

Unsere wiederverwendbaren Kittel in Mantelform sind aufgrund der bekannten besonderen Umstände der Corona-Virus Pandemie weder medizinisch noch anderweitig geprüft, obwohl das hierzu eingesetzte Material (PhysioTex) aus virenresistentem mit Polyamid beschichtetem Gewebe besteht.

Diese Kittel, Mantelform gewährleisten, dass durch die Oberfläche des virenresistenten Materials keine Viren, Bakterien oder andere Krankheitserreger durch Berührung, Tröpfchen-Flug o.ä. Sie oder Ihre Kleidung treffen.

Obwohl unsere Kittel, Mantelform (Im Zuschnitt einem Einmal-Op.-Kittel ähnlich) aus virenresistentem Material hergestellt sind, können wir keinen absoluten Virenschutz garantieren, da sie in dieser aktuellen Situation der Corona-Pandemie weder von einem medizinischen Fachinstitut geprüft, noch sonst in irgendeiner Form z.B. einer DIN-Norm entsprechen. Einen Analyse-Report über das beschichtete Gewebe können Sie jederzeit anfordern oder von unserer Internetseite www.enste-reha.de auf der Seite über Kittel in Mantelform einsehen bzw. herunterladen.

Wo unsere Kittel, Mantelform normalerweise NICHT eingesetzt werden:

In allen medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Operationssälen dürfen diese Kittel, Mantelform nicht eingesetzt werden.

Ausnahmen hiervon kann es u.E. nur in dringenden Situationen und nach ausdrücklicher Entscheidung für den Fall geben, dass geeignete Schutzkleidung anderweitig nicht beschafft werden kann.

Wo unsere Kittel in Mantelform bedingt eingesetzt werden können:

Aufgrund besonderer Umstände und falls bei dringender Notwendigkeit behördlich zugelassene und geprüfte Produkte dieser Art nicht anderweitig beschafft werden können. Das gilt z.B. sicherlich im privaten Bereich oder der häuslichen Kranken-Pflege, zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer Personen, falls man selbst infiziert sein könnte.

Die Anwendung unserer Kittel ist aber auch zu empfehlen in Institutionen wie Altenheimen, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Dienststellen wie Schulen, Arbeitsstätten für den Fall, dass keine behördlich geprüften und zugelassenen Produkte zur Verfügung stehen.

**Als Hersteller können für eine nicht zulässige Anwendung unserer Produkte keine Haftung übernehmen.
Wir selbst handeln stets nach bestem Wissen!**

Sicherheitshinweise:

Achten Sie darauf, dass der Kittel in mantelform während der Anwendung unversehrt ist und ordnungsgemäß angezogen wird. Nach Möglichkeit waschen Sie Ihren Kittel wie Sie es nach verantwortungsvoller Einschätzung für notwendig halten. Am besten so oft wie möglich und behalten Sie Ihren persönlichen Kittel stets unter Kontrolle.

Materialbeschaffenheit und Eigenschaften:

Es handelt sich bei dem eingesetzten Material um ein Polyamid-beschichtetes Gewebe, das wir unter der Bezeichnung PhysioTex vertreiben. Die besondere Eigenschaft des Materials besteht darin, dass es virenundurchlässig ist. Es findet seit vielen Jahren Anwendung bei medizinischen Produkten die virenundurchlässig sein müssen. Vor allem findet es u.a. in Krankenhäusern als Matratzenüberzug Verwendung.

Ausschlaggebend ist dabei die Waschbarkeit (In Krankenhäuser in der Regel die Dampfsterilisation) bis 95 Grad. Für die meisten Produkte mit den gleich hohen Anforderungen haben sich in medizinischen Einrichtungen allerdings, im Gegensatz zu wiederverwendbaren, Einmalprodukte durchgesetzt.

Weitere Eigenschaften von PhysioTex: antibakteriell ausgestattet; hautfreundlich da atmungsaktiv (wasserdampfdurchlässig; desinfizierbar mit üblichen Desinfektionsmitteln; allergendicht (Schutz vor Milben und Milbenkot); keine statische Aufladung; geruchsneutral; lichtecht; flammhemmend ausgerüstet (BS 7175, EN 597).

Unsachgemäßer Gebrauch:

Beachten Sie, dass wir für unsere Kittel in Mantelform trotz des zertifizierten virenabweisenden Materials schon deshalb keinen ausreichenden Infektionsschutz gewährleisten können, weil sie keiner amtlichen Prüfung unterzogen wurden.

Wenden Sie sie daher nur im Rahmen der genannten, besonderen Umstände an.

Garantieumfang:

Bei dem Produkt handelt es sich **nicht** um ein eingetragenes Medizinprodukt!

Es ist keine Zertifizierung vorhanden, das Produkt wurde nicht medizinisch oder anderweitig geprüft.

Bezüglich der weiteren Garantiebestimmungen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Sie z.B. auf unsere Interseite www.enste-reha.de einsehen und herunterladen können.

Bedienungsanleitung

Reinigung:

Unsere wiederverwendbaren Kittel, Mantelform können in der Waschmaschine bis zu 95 Grad gewaschen werden. Sie sind für den Wäschetrockner nur bei niedriger Temperatureinstellung geeignet, da trockene Hitze die Beschichtung, bei Berührung z.B. mit der metallischen Trommel des Trockners, zum Schmelzen bringen kann.

Darüber hinaus können sie mit einem feuchten Tuch abgewischt sowie mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

**!! Der PhysioTex Stoff ist nicht zum Bügeln geeignet, da das Material dann schmilzt und unbrauchbar wird !!
Der Stoff ist knitterfrei waschbar.**

● Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zur Anwendung oder zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie jederzeit gerne, auch telefonisch.

Ihre

Enste PhysioForm Reha GmbH, Saarlandstraße 91, 55411 Bingen

Tel. 06721 42646; Mail. info@enste-reha.de Internet: www.enste-reha.de