

Enste PhysioForm Reha GmbH
Saarlandstraße 91
55411 Bingen
Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail
info@enste-reha.de . www.enste-reha.de

**Bedienungsanleitung für wiederverwendbare
Mund- und Nasenmasken
Aus Baumwolle**

(Stand 4/2020)



Hinter dem Kopf
gebunden



Beispiel: Befestigung hinter den Ohren



Beispiel: Befestigung hinter den Ohren

Hinter den Ohren
gebunden

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken entgegenbringen.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Unsere wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken sind aufgrund der bekannten besonderen Umstände der Corona-Virus Pandemie weder medizinisch noch anderweitig geprüft.

Verschlussart:

Um ein evtl. als unangenehm empfundenenes Ziehen von Gummibändern hinter den Ohren zu vermeiden, verwenden wir elastische Bänder, die passgenau einmalig am Hinterkopf mit einer Schlaufe oder einem Knoten geschlossen werden. Diese können jedoch auch hinter den Ohren mit einem kleinen Knoten verschlossen werden.

Nachdem man sich für eine diese Möglichkeiten entschieden hat, schneidet man anschließend das nicht mehr benötigte Bandmaterial ab.

Der Benutzer kann also wählen, ob er die Maske zukünftig lieber hinter den Ohren oder am Hinterkopf gehalten haben möchte. Somit wird das Setzen von Knoten oder Schlaufen nur einmal vorgenommen. Danach müssen die Bänder nicht mehr geöffnet bzw. geschlossen werden.

Die elastischen Bänder halten die Maske dann bei jedem Auf- bzw. Absetzen nur noch hinter den Ohren oder am Hinterkopf!

Der Vorteil ist, dass sie individuell eingestellt sind, im Gegensatz zu unveränderbaren Gummilitzen hinten den Ohren, die je nach Kopfgröße und Länge der Litzen entweder einen unangenehmen Zug verursachen können oder zu locker sitzen.

Sicherheitshinweise:

Achten Sie darauf, dass jede Mund- und Nasenmaske während der Anwendung unversehrt ist. Eine Anwendung bei Kindern bitte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen.

Achten Sie zudem darauf, dass hilflose oder aktiv bewegungseingeschränkte Personen sich nicht in eine Position bringen, die die Atmung beeinträchtigt.

Materialbeschaffenheit und Eigenschaften:

Die Maske besteht aus 2-schichtiger Baumwolle.

Die Bänder bestehen aus elastischem beschichtetem Gewebe, die hinter dem Kopf mit einer Schlaufe zusammengebunden werden. Die Masken sind waschbar und daher wiederverwendbar.

Bitte beachten Sie die Waschinweise.

Auf Grund der Vielzahl von Übertragungsmöglichkeiten diverser Erkrankungen können unsere Mund- und Nasenmasken zum Eigenschutz oder zum Schutz anderer Personen im Umfeld verwendet werden indem sie unkontrollierten Tröpfchen-Flug beim Sprechen, Husten oder Niesen erschweren und somit die Ansteckungsgefahr verringern.

Diese Mund- und Nasenmasken können jedoch Viren nicht daran hindern durch das Gewebe zum Anwender vorzudringen!

Warnung vor unsachgemäßem Gebrauch:

Beachten Sie, dass wir mit unseren Mund- und -Nasenmasken keinen Virenschutz anbieten können, und, dass diese Masken keiner amtlichen Prüfung unterzogen wurden.

Beachten Sie alle von staatlichen und Gesundheitsbehörden vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzmaßnahmen gegen den Corona-Virus.

Beachten Sie, dass unsere Mund- und Nasenmasken Ihr Gegenüber nur bedingt vor unkontrolliertem Tröpfchen-Flug bewahren kann und halten Sie trotzdem den empfohlenen Mindestabstand zwischen Personen ein. Beachten Sie die Masken daher nur als eine bedingt wirksame zusätzliche Schutzmaßnahme.

Garantieumfang:

Bei dem Produkt handelt es sich **nicht** um ein eingetragenes Medizinprodukt!

Es ist keine Zertifizierung vorhanden, das Produkt wurde nicht medizinisch oder anderweitig geprüft.

Bezüglich der weiteren Garantiebestimmungen verweisen wir auf unsere Allgemeinen

Geschäftsbedingungen die Sie z.B. auf unsere Interseite www.enste-reha.de einsehen und herunterladen können.

Reinigen, Waschen und Abtötung von Viren in der Waschmaschine:

Unsere wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken können, um das Abtötung von Viren zu gewährleisten, in der Waschmaschine bis 95 Grad gewaschen werden und sind auf einer niedrig eingestellten Stufe trocknergeeignet (Wenn man nicht von einem Virenbefall ausgeht, reicht eine 30- bis 60 Gradwäsche). Nach dem Waschen sollte man die Masken bügeln. Eine gewisse einmalige Schrumpfung von ca. 15 mm ist normal.

Die elastischen PHYSIOTEX-BÄNDER SIND NICHT ZUM BÜGELN GEEIGNET, da die Beschichtung dadurch schmilzt und die Bänder unbrauchbar werden könnten!

Abtötung von Viren durch eine Anwendung im Backofen:

Eine 30-minütige Anwendung im Backofen zwischen 80 bis 95 Grad, bei Umluft auf Backpapier oder einem Teller, tötet Viren ebenfalls erfolgreich ab (Die Bänder sollten dabei nicht mit Metall in Berührung kommen).

- Sollten Sie Anregungen haben oder Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wir stehen Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Ihre

Enste PhysioForm Reha GmbH, Saarlandstraße 91, 55411 Bingen

Tel. 06721 42646; Mail. info@enste-reha.de Internet: www.enste-reha.de