

**Katalogpreise sind  
nicht mehr aktuell.**

Aktuelle Preise finden Sie in  
der beiliegenden Preisliste oder  
in unserem Online-Shop unter:

**www.enste-reha.de**

*Wir helfen  
sich gut zu positionieren.*



➔ **www.enste-reha.de**



## Sehr geehrte Kunden,

die Zeiten sind leider nicht so, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Während der Erstellung dieses Kataloges wurden wir immer wieder mit Preisanhebung bei Rohstoffen, Lieferengpässen und Steigerungen bei Transport- und Verpackungskosten konfrontiert.

Wir können heute nicht garantieren, inwieweit unsere Preise während der Laufzeit des Kataloges stabil bleiben. Wir werden Sie jedenfalls stets auftragsbezogen informieren, wenn es bei bestimmten Produkten zu Preiserhöhungen kommen sollte.

In unserem Internetshop finden Sie immer die aktuellen Preise.

Inzwischen ist Herr Philip Berger Mitglied der Geschäftsleitung geworden und ist unter anderem verantwortlich für den Vertrieb. Wir hoffen, dass wir in nicht allzu langer Zeit auch wieder persönlich vor Ort Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, falls es zur Vorstellung unserer Produkte erforderlich sein sollte. Ansonsten stehen wir Ihnen gerne wie gewohnt auf allen Kanälen zur Verfügung und bedanken uns auch im Namen aller Mitarbeiter erneut für Ihre Kundentreue.

Herzliche Grüße und, bleiben Sie gesund.

Ihre Enste PhysioForm Reha, Klemens und Florian Enste und Philip Berger



Klemens und Florian Enste

Philip Berger

Folgen Sie uns auf Instagram



## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Allgemeine Hinweise.....                                  | 05    |
| Ärztliche Verordnungen (Beispiele).....                   | 64    |
| Arbeitsbogen Sonderanfertigungen.....                     | 59    |
| Arbeitsbogen Bestell-Formulare.....                       | 60    |
| Arbeitsbogen PhysioForm-Grip.....                         | 61    |
| Armauflagekissen.....                                     | 53    |
| Arthrodesen-Toilettensitzpolster.....                     | 47    |
| Arthrodesen-Kissen.....                                   | 47    |
| Ayurveda-Gesichtskissen.....                              | 38    |
| Baby-Seitlagerungskissen.....                             | 54    |
| Beinlagerungs- u. Abd.-Kissen (2-teilig).....             | 43    |
| Beinführungs u. Abd.-Kissen.....                          | 46    |
| Beinhochlagerungskeile.....                               | 48    |
| Beißschutz / Fausthandschuh.....                          | 52    |
| Bestellformulare.....                                     | 59–61 |
| Bettlagerungssystem.....                                  | 26–27 |
| Bewegungsbausteine.....                                   | 39    |
| Bogenform-Therapiekissen.....                             | 31    |
| Bogenform-Therapiekissen mit Gurten.....                  | 46    |
| Bogen-Therapiekissen.....                                 | 31    |
| Dinkelspelz.....                                          | 57    |
| ELBA-Lagerungsblock.....                                  | 22    |
| Fahrgestelle (mit o. ohne Schiebegriffe) <b>NEU</b> ..... | 20–21 |
| Fausthandschuh / Beißschutz.....                          | 52    |
| Fersenschoner.....                                        | 48    |
| Fix-Umrandung.....                                        | 32–33 |
| Flexible Handschiene mit Daumenhalter.....                | 50–51 |
| Flexible Handschiene mit Greifball.....                   | 50–51 |
| Flexible Handschiene Standard.....                        | 50–51 |
| Flex-Schale siehe UNIFLEX.....                            | 18–19 |
| Funktions-Keilkissen.....                                 | 23    |
| Funktionskissen.....                                      | 24    |
| Funktionskissen in Blockform.....                         | 39    |
| Gewichts-Bogenkissen <b>NEU</b> .....                     | 45    |
| Gewichtsdecke (Schwere Decke).....                        | 40    |
| Gewichts-Schlange.....                                    | 41    |
| Gewichtskissen <b>NEU</b> .....                           | 41    |
| Gewichtsmanschetten.....                                  | 53    |
| Gewichtsmanschetten mit Sandfüllung.....                  | 53    |
| Glasperlen schwer.....                                    | 56    |
| Große Therapieinsel.....                                  | 25    |
| Große Watterolle.....                                     | 38    |
| Großes Bogen-Wattekissen.....                             | 38    |
| Gymnastikmatten.....                                      | 25    |
| Gymnastikmatten, faltbar.....                             | 25    |
| Gymnastikrollen, rund und abgekantet.....                 | 29    |

Bestellformulare als Kopiervorlage finden Sie auf den Seiten 59 bis 61.

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Handschienen, flexible.....                           | 50–51        |
| Handkorrekturrollen.....                              | 50–51        |
| Impressionen Sonderanfertigungen.....                 | 58           |
| Kammern-Kissen.....                                   | 35           |
| Keilkissen.....                                       | 47           |
| Kirschkerne.....                                      | 57           |
| Kirschkerensäckchen.....                              | 52           |
| Kissenbär (Lagerungs- u. Korrekturkissen).....        | 42           |
| Knieschoner.....                                      | 49           |
| Kopf- und Nackenkissen.....                           | 49           |
| Kopfstützkissen mit Mulde.....                        | 55           |
| Krake-Sitzhilfe.....                                  | 44           |
| KRETA-Lagerungs- u. Positionierungshilfe....          | 14–17        |
| Kunstleder.....                                       | 57           |
| Lagerungsblöcke.....                                  | 48           |
| Lagerungs- und Gurtpolster.....                       | 53           |
| Lagerungs- und Korrekturkissen („Kissenbär“).....     | 42           |
| Lagerungs-, Kopf- und Nackenkissen.....               | 49           |
| Lagerungsinseln / Impressionen.....                   | 12–13, 16–17 |
| Lagerungskeile mit u. ohne Mulde.....                 | 48           |
| Lagerungskissen Bananenform, in 2 Größen.....         | 31           |
| Lagerungskissen Bogenform, in 2 Größen.....           | 31           |
| Lagerungskissen Bogenform mit Gurten.....             | 46           |
| Lagerungskissen Schlangenform, in 2 Größen.....       | 30           |
| Lagerungsnest.....                                    | 34           |
| Lifter- und Wannensitzkissen.....                     | 54           |
| MALTA-Lagerungs- u. Positionierungshilfe.....         | 10–13        |
| MALTA-Quadrat.....                                    | 22           |
| Materialien.....                                      | 56–57        |
| Meditationskissen.....                                | 52           |
| Mobile Schutzräume.....                               | 36           |
| Motorik-Säckchen.....                                 | 52           |
| Nacken- und Knierollen.....                           | 44           |
| Nackenhörnchen Bumerangform.....                      | 55           |
| Nackenhörnchen oder Sitzring.....                     | 55           |
| Nackenkissen Knochenform.....                         | 55           |
| Neuheiten zusammengefasst.....                        | 3            |
| Ober- u. Unterschenkel-Lagerungskissen.....           | 45           |
| PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfe....           | 6–9, 62      |
| PhysioTex-Gewebe.....                                 | 56           |
| Polsterstoffe.....                                    | 57           |
| Poly- Lagerungs- und Therapierolle.....               | 29           |
| Polypropylenperlen (EPP).....                         | 56           |
| Polypropylenperlen / Schaumstoffflocken.....          | 56           |
| Rücken- und Beinlagerungskissen (SNK-Kissen)....      | 45           |
| Sandsäcke.....                                        | 52           |
| Schaumstoffflocken.....                               | 57           |
| Schaumstoffzuschnitte.....                            | 57           |
| Schlangenform-Therapiekissen.....                     | 30           |
| Schmusekissen.....                                    | 54           |
| Schwere Decke (Gewichtsdecke).....                    | 40           |
| Schwere Bewegungsbausteine.....                       | 39           |
| Seitlagerungskissen mit Lasche.....                   | 54           |
| Sitz- und Lagerungsblöcke.....                        | 48           |
| Sitzhilfe-Krake.....                                  | 44           |
| Sitzkeilkissen.....                                   | 47           |
| Sitzkeilpolster mit Ausschnitt.....                   | 47           |
| SNK-Kissen.....                                       | 45           |
| Speichel-Latz.....                                    | 55           |
| Stillschlangen, in 2 Größen.....                      | 30           |
| Stoffe und Farben.....                                | 4–5          |
| Stützblock für 4-Füßlerstand.....                     | 39           |
| Stützkissen, keilförmig.....                          | 44           |
| Stützkissen, quaderförmig.....                        | 44           |
| Suratec-Nylon-Stoff.....                              | 57           |
| T-Kissen.....                                         | 43           |
| T-Kissen mit Gurten.....                              | 43           |
| Therapiekissen Bogenform, in 2 Größen.....            | 31           |
| Therapiekissen Schlangenform, in 2 Größen.....        | 30           |
| Toiletten-Sitzpolster.....                            | 47           |
| Toiletten-Sitzpolster-Erhöhung.....                   | 47           |
| U-Polster.....                                        | 28           |
| U-Polster mit Mulde.....                              | 28           |
| U-Polster Hufeisenform.....                           | 28           |
| UNIFLEX-Schale für MALTA u. KRETA.....                | 18–19        |
| Universal- und Ruhematte.....                         | 35           |
| Universalkissen.....                                  | 42           |
| Venenkissen.....                                      | 46           |
| Watteteile.....                                       | 57           |
| Weichbodenmatte / Therapiewolke.....                  | 35           |
| Wellenkissen.....                                     | 34           |
| Zweiteiliges Beinlagerungs- und Abduktionskissen..... | 43           |



# BEWÄHRTES UND NEUES



Hohes Fahrgestell mit Schiebegriff  
Typ UGH 502 UGR

## FAHRGESTELLE

Alle Fahrgestelle Typ UGH und UGF auf Wunsch jetzt auch mit Schiebegriff

Seite **20/21**



UGF 502 mit MALTA Standard



Flaches Fahrgestell mit Schiebegriff  
Typ UGF 502 UGR



UNIFLEX-Schale mit MALTA Ø 150 cm



UNIFLEX-Schale mit MALTA Ø 130 cm

## UNIFLEX-SCHALE

Kompakte Umgrenzung in Verbindung mit Lagerungs- und Positionierungshilfen

**MALTA & KRETA**

Seite **18/19**



UNIFLEX-Schale mit KRETA Standard

## GEWICHTSDECKEN GEWICHTSKISSEN GEWICHTS- BOGENKISSEN

Seite **40/41/45**



Gewichtsdecke



Gewichtskissen



Gewichts-Bogenkissen



## FIX-UMRANDUNG

nur fünf unterschiedliche, stabile Schaumstoffblöcke mit robustem Nylon-Bezug und Klettaschen, geeignet für jeden beliebigen Aufbau

Seite **32/33**



## Physioform-Grip

Variables Lagerungs- und Funktionssystem

**klettfrei durch Grip-Pads**

Seite **6-9**



## MOBILE SCHUTZRÄUME

(Schutz- und Rückzugsraum)

Standard und variabel gestaltbar, unterschiedliche Höhen.

Seite **36/37**



# STOFFAUSSWAHL

## 01 BAUMWOLLE BUNT BEDRUCKT

(nach ÖkoTex Standard 100)

Ausschnittgröße ca. 15 x 10 cm.



BW 6553  
Standard  
gelb gemustert



BW 6554  
Standard  
rot gemustert



BW 71075-08  
Standard  
blau gemustert




BW 82100/905  
rot Blumen



BW 82100/934  
grün Blumen

Ausschnittgröße ca. 25 x 15 cm.



BW 4645/921  
blau bunte Streifen



BW 54065/907  
grau Eulen



BW 54065/902  
hellblau Eulen

## 02 BAUMWOLLE PEDRO EINFARBIG

(nach ÖkoTex Standard 100)




90-4369  
blau



90-1747  
gelb



90-5338  
grün



90-4612  
lindgrün



90-3039  
dunkelblau




90-1763  
rot



90-1464  
orange



90-01  
hellbeige/natur




90-3660  
weiß

 **Reinigung Baumwolle:**  
waschbar bis 60 Grad, Trockner geeignet

## 03 HAWAII-OUTDOOR-STOFF

(nach ÖkoTex Standard 100)

100 % Polyester, 100 % wasserdicht



11-8008  
Almond



10-5018  
Sea Blue



7744  
Silvergrey



10-6025  
Sea Green

### Qualitäts- und Pflegehinweise:

Für Erhalt der 100 %igen-Wasserdichte: Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. Die meisten Flecken können durch die Verwendung von warmem Wasser und einem sauberen Mikrofasertuch entfernt werden. Waschen bis 60 Grad möglich, in diesem Fall geht allerdings die Imprägnierung verloren. Trockner geeignet.

Außer unseren Standardfarben unterliegen andere Designs immer wieder einmal einem Wechsel.

Unsere aktuell verfügbaren Stoffe finden Sie stets unter:

[www.enste-reha.de](http://www.enste-reha.de)




MALTA Standard mit Hawaii-Outdoor-Stoff,  
100% Polyester, Farbe: Sea Blue



## STOFFAUSWAHL

### 04 PHYSIOTEX-MIKROFASER virenundurchlässig

(ÖkoTex Standard 100, flammhemmend ausgerüstet)



MALTA in PhysioTex blau / dunkelblau




KRETA in PhysioTex grün / blau




Funktionskeilkissen als Therapiesitz  
weinrot / blau

### 05 KUNSTLEDER (phthalatfrei; OekoTex Standard 100)



### 06 SURATEC-GEWEBE (Nylon-Polyamid: hochreißfest, PU-beschichtet)



### 07 POLSTERSTOFFE (2-5 mm stark Schaumstoffkaschiert)



Polsterstoffdesigns wechseln - ggf. bitte anfragen.



## ALLGEMEINE HINWEISE ZU IHREN AUFTRÄGEN

Nachstehend haben wir alles Wichtige zu Qualität und Eigenschaften unserer Stoffe sowie zu unseren Lieferbedingungen zusammengefasst.

#### Standard- oder Wunschfarben:

Wenn Ihre Bestellung keinen speziellen Farbwunsch enthält, gehen wir von der Standardfarbe aus. Vom Standard abweichende Farbwünsche liefern wir ohne Mehrpreis. Bei diesen sind jedoch Umtausch und Rücknahme nicht möglich.

#### Waschbarkeit:

Alle Textilien und einige der wichtigsten Materialien können in der Waschmaschine gewaschen werden und sind Trockner geeignet,

**PhysioTex:** bis 95 Grad, Trockner geeignet, abwaschbar, desinfizierbar (Nicht bügeln!)

**Baumwolle:** bis 60 Grad, Trockner geeignet

**Suratec:** bis 60 Grad, Trockner geeignet

**Velour-Stoff:** bis 30 Grad

**Polypropylenperlen:** bis 95 Grad, Trockner geeignet

**Glasperlen:** bis 60 Grad (nur bedingt waschbar / und bedingt Trockner geeignet wegen des Gewichtes)

#### Zertifiziert nach Ökotex-Standard 100:

PhysioTex-Mikrofaserstoff, Kunstleder, Polypropylenperlen, alle Schaumstoffe, Klett-Flauschbänder, Baumwolle teilweise (Einige Baumwollstoffe sind hergestellt nach Ökotex-Standard 100 aber nicht zertifiziert)

#### Weitere Angaben zu Suratec-Nylon-Gewebe:

**Suratec-Nylon-Gewebe:** enthält nach Angaben unseres deutschen Herstellers keine, die Gesundheit gefährdenden Inhaltsstoffe entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der REACH-Liste und ist flammhemmend ausgerüstet.

#### Farbwiedergabe:

Wir haben uns bemüht die Stofffarben naturgetreu wiederzugeben. Evtl. Abweichungen sind drucktechnisch nicht ganz zu vermeiden. Bitte fordern Sie ggf. Stoffmuster an.

Weitere Informationen zu unseren Stoffen und Materialien senden wir Ihnen gerne auf Anfrage

#### Portokosten:

Bei einer Rechnungssumme von unter 150 € berechnen wir anteilige Verpackungs- und Transportkosten in Höhe von 8,60 € (inkl. MWSt.) Bei einer Rechnungssumme von über 150 € erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus. Ausgenommen ist Sperrgut. In diesem Fall steht hinter dem Preis dieses Symbol (📦). In solchen Fällen betragen die anteiligen Verpackungs- und Transportkosten 46,50 € (inkl. MWSt.) Sollte vor dem LKW-Symbol ein Frachtbetrag ausgewiesen sein, so gilt dieser. Portokosten bei Sendungen ins Ausland auf Anfrage.

#### Zusendung zur Erprobung:

Wir senden Ihnen unsere Produkte nach Vereinbarung gerne zur kostenlosen zur Erprobung zu.

#### Rücknahme und Umtausch:

Zurückgenommen werden können Produkte in Standardausführung und Standardfarben. Sonderanfertigungen, oder Produkte welche abweichend von den Standardfarben gefertigt wurden sind von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen.



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

# Physiofo

## VARIABLES LAGERUNGS- UND FUNKTIONSSYSTEM

Die Abbildungen zeigen je nach Lagerung Grundausstattung und Zubehör.

**PhysioForm-Grip** ist ein Lagerungs- und Funktionssystem, das motorisch stark behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ermöglicht, in therapeutisch günstiger Seitlage, Rückenlage, Bauchlage oder Sitzposition entspannt zu liegen, aber auch zu sitzen, um motorische Fähigkeiten zu verbessern, Haltungsschäden, Skoliosen und Kontrakturen vorzubeugen und entgegenzuwirken, gleichzeitig Umwelteindrücke wahrzunehmen sowie mit anderen zu kommunizieren.

### PhysioForm-Grip

zielt in seiner Anwendung auf:

- Hemmung pathologischer Reflexe
- Anbahnung physiologischer Bewegungsabläufe
- Kontrakturbehandlung
- Gleichgewichtsschulung
- Stabilisieren in verschiedenen Positionen bis zur Sitzposition.

**PhysioForm-Grip** besteht aus einem System von Schaumstoff-Elementen, mit hautfreundlichem Kunstlederbezug. Sie sind nur mit Flauschband versehen und werden nach Belieben mit losen Grips(Klett)-Teilchen kombiniert. Anwender kommen nicht mit Klettband in Berührung.

**PhysioForm-Grip** bietet viele einzigartige Vorteile: er ist genial einfach, beinhaltet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, ist motivierend und äußerst anpassungsfähig.

**PhysioForm-Grip** dient neben der aktiven therapeutischen Übungsbehandlung auch bei der häuslichen Betreuung als korrigierende Lagerungs- und Funktionshilfe, um negativen Tendenzen vorzubeugen und bereits angebaute und vorhandene Fähigkeiten zu nutzen. Die spezifischen Krankheitsbilder sind charakterisiert sowohl durch besondere Bewegungsarmut als auch durch unkontrollierbare Bewegungsmuster (Athetosen) und/oder typische Fehlhaltungen, welche aus eigener Kraft nicht oder nicht spontan korrigiert werden können.


**PhysioForm-Grip** Zubehör finden Sie auf den Seiten 6 und 7. Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie in der Bedienungsanleitung und im Internet unter

[www.enste-reha.de](http://www.enste-reha.de).



Grundausstattung und Einsatzkeil

*Zusendung zur Erprobung möglich.  
Bestell- und Arbeitsbogen S 61.*



Ellbogen-  
Kopfstützböcke  
(Zubehör)

Halbrolle  
(Zubehör)

Einsatzkeil  
(Zubehör)



### PHYSIOFORM-GRIP VARIABLE LAGERUNGS- UND POSITIONIERUNGSHILFE Grundausstattung

Alle verwendeten Materialien sind zertifiziert nach ÖkoTex-Standard 100.

| Nr | Gr  | Maße Basiskeil<br>cm | Länge der<br>Seitenteile cm | Art-Nr | Euro     | kg    |
|----|-----|----------------------|-----------------------------|--------|----------|-------|
| 1  | I   | 74 x 58 x 16 / 2     | 70 + 55                     | 9010   | 1.187,00 | 6,30  |
| 2  | II  | 96 x 58 x 22 / 2     | 90 + 70                     | 9020   | 1.279,00 | 8,00  |
| 3  | III | 116 x 62 x 27 / 2    | 110 + 80                    | 9030   | 1.449,00 | 10,70 |
| 4  | IV  | 136 x 69 x 33 / 2    | 130 + 90                    | 9040   | 1.718,00 | 14,10 |





*Lagerungsbereich: Bei Spastik, zerebralen Bewegungsstörungen, Kontrakturen, Athetose. Aber auch bei Muskelerkrankungen mit niedrigem Tonus, Hypotonie.*



Hohes Fahrgestell, mittlere Länge, UGE 502 mit PhysioForm Gr. II  
Ausführliche Informationen über Fahrgestelle auf Seite 20–21.  
Fahrgestelle jetzt auch mit Schiebriff lieferbar.

*Zu sehen sind nur Flauschstreifen:  
Dank „Grip“ ■, Klettänder nur auf der  
Unterseite von Laschen und Gurten*

### GRIP-SYSTEM

Bei den auffallenden dunkelblauen Streifen handelt es sich nur um Flauschband (kein Klettband). Es gibt nur noch an wenigen Stellen Klettband, welches sich immer unterhalb von Laschen befindet, die stets geschlossen sind solange sie nicht zum Einsatz kommen.

Auch alle Unterseiten der Teile sind mit Flauschband versehen.

Wenn Teile entsprechend positioniert wurden, werden in der Regel 2 GRIPS (doppelseitige Klettteilchen von 5 x 5 cm Größe) dazwischen platziert, wodurch eine ausreichende Fixierung gewährleistet ist. Teile welche mit Laschen fixiert werden (Seitenteile und Ellbogen-Kopfstützblöcke), benötigen keine zusätzlichen GRIPS.

Zum Teil mit Klettband versehen sind auch zwei Satz Gurte, die zur Grundausstattung gehören.

### Hinweise zum Bezugsmaterial und Farbgestaltung

PhysioForm-Grip liefern wir serienmäßig mit Kunstlederbezug. Der Grundton ist blau und rot. Bei den kleineren Elementen verwenden wir gelegentlich auch zusätzliche Farben. Wir fertigen als Zubehör auch Sonderausstattungen nach Ihren Wünschen, bitten aber um Verständnis, dass bei PhysioForm Serienteilen Wunschfarben nicht möglich sind.



**Ausführliche Informationen über Fahrgestelle auf Seite 20–21.**

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine CD-ROM mit Lagerungsbeispielen zu. PhysioForm-Grip senden wir Ihnen nach Vereinbarung gerne kostenlos zur Erprobung zu. Wir freuen uns, wenn wir Ihre erfolgreiche Arbeit mit unseren Produkten durch Veröffentlichung von Bildmaterial in diesem Katalog hervorheben dürfen. Ihre Zusendungen sind uns jederzeit willkommen.

**Portokosten:** Ab einer Rechnungssumme von 150 € liefern wir deutschlandweit frei Haus. Ausgenommen ist Sperrgut. In diesem Fall steht hinter dem Preis dieses Symbol (☐). In solchen Fällen betragen die anteiligen Verpackungs- und Transportkosten 46,50 € (inkl. MWSt.) (Bei Sendungen ins Ausland bitten wir um Anfrage).




**Hinweis:** Schwerbehinderte Personen, insbesondere solche mit Anfallsleiden, sollten in den Hilfsmitteln nicht unbeaufsichtigt bleiben!

**HMV: 20.29.02.0001:** PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen




Sitzposition mit Rückenstütz-Set und Zubehör

### PhysioForm-Grip Grundausstattung:



01=Basiskeil; 02/03=je ein langes und ein kurzes Seitenteil;  
04=Erhöhungssatz rechteckig (2-teilig); 05=Flachsitz mit Abduktionskeil;  
06=2 Seitenkissen; 07=2 Gurte (je 2-teilig); 08=Gripssatz (13 Stück)

### Maßtabelle in cm Sondermaße auf Anfrage



| Größe |                | A   | B  | C  | D  | E  |
|-------|----------------|-----|----|----|----|----|
| I     | Best.-Nr. 9010 | 74  | 58 | 16 | 20 | 34 |
| II    | Best.-Nr. 9020 | 96  | 58 | 22 | 20 | 34 |
| III   | Best.-Nr. 9030 | 116 | 62 | 27 | 22 | 38 |
| IV    | Best.-Nr. 9040 | 136 | 69 | 33 | 22 | 45 |


### Empfohlene Produktgrößen

Bei Kindern bis ca. 12 Jahre sollte der Basiskeil ca. 10 bis 20 cm länger sein als die Körpergröße (wg. Wachstum). Bei Jugendlichen und Erwachsenen kommt meistens die Größe 4 infrage; hier ragen in der Regel die Unterschenkel über den Basiskeil hinaus.



**Einen Bestell- und Arbeitsbogen finden Sie auf der Katalogseite 61.**

## 01 Einsatzkeil



| Gr.  | LxBxHcm  | Art.-Nr.   | EUR   | kg   |
|------|----------|------------|-------|------|
| I/II | 31x19x10 | Nr. 912-06 | 58,00 | 0,30 |
| III  | 36x19x14 | Nr. 930-06 | 62,00 | 0,35 |
| IV   | 42x19x14 | Nr. 940-06 | 74,00 | 0,45 |

## 02 Halbrolle



| Gr.  | LxBxHcm  | Art.-Nr.   | EUR   | kg   |
|------|----------|------------|-------|------|
| I/II | 31x18x10 | Nr. 912-07 | 65,40 | 0,20 |
| III  | 36x19x11 | Nr. 930-07 | 66,40 | 0,30 |
| IV   | 43x24x15 | Nr. 940-07 | 78,40 | 0,70 |

## 03 1 Paar Korrekturrollen



| Gr. | Ø/B cm  | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|-----|---------|------------|--------|------|
| I   | Ø 5/18  | Nr. 912-08 | 106,00 | 0,20 |
| II  | Ø 7/18  | Nr. 934-08 | 107,00 | 0,30 |
| III | Ø 11/18 | Nr. 935-08 | 126,00 | 0,40 |

## 04 Rückenstütz-Set 2-teilig



| Gr.  | BxHxTcm  | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|------|----------|------------|--------|------|
| I/II | 58x60x16 | Nr. 912-10 | 519,00 | 4,00 |
| III  | 62x63x16 | Nr. 930-10 | 593,40 | 6,00 |
| IV   | 69x76x20 | Nr. 940-10 | 641,00 | 8,00 |

## 05 Therapietisch, anklettbar



| Gr.    | BxHxTcm  | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|--------|----------|------------|--------|------|
| I/II   | 59x12x36 | Nr. 912-19 | 169,00 | 1,40 |
| III/IV | 68x12x36 | Nr. 934-19 | 187,40 | 1,70 |

## 06 Stützkissen



Ausführliche Angaben siehe Seite 44

Stützkissen eignen sich sehr gut als zusätzliche Positionierungshilfen in PhysiForm-Grip zum Ausgleich von Skoliosen oder bei Spastik.

## 07 Hohe Fahrgestelle UGH



Ausführliche Angaben siehe Seite 20–21

Hohes Fahrgestell, mittlere Länge, UGH 502 mit PhysiForm Gr. II  
Jetzt auch mit Schiebegriff lieferbar.

## 08 Flache Fahrgestelle UGF



Ausführliche Angaben siehe Seite 20–21

Flaches Fahrgestell, mittlere Länge, UGF 502 mit PhysiForm Gr. II  
Jetzt auch mit Schiebegriff lieferbar.


## 09 T-Kissen für Bauch- u. Rückenlage



| Gr. | Art.-Nr. | EUR    | kg   |
|-----|----------|--------|------|
| 0   | 2011601  | 95,00  | 0,40 |
| 1   | 2011701  | 102,40 | 0,70 |
| 2   | 2011711  | 112,00 | 0,80 |


Wechselbezüge und Maßtabelle siehe Seite 43.

## 10 Paar Vorsatzkeile



| Gr.    | BxHxTcm  | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|--------|----------|------------|--------|------|
| I/II   | 25x20x15 | Nr. 912-09 | 116,40 | 0,25 |
| III/IV | 25x27x22 | Nr. 934-09 | 141,00 | 0,30 |

## 11 Kopfstütze mit Mulde



| Gr.    | BxHxTxMcm   | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|--------|-------------|------------|--------|------|
| I/II   | 33x12x16x20 | Nr. 912-12 | 99,40  | 0,30 |
| III/IV | 38x14x17x25 | Nr. 934-12 | 108,00 | 0,40 |

## 12 Idealgurt 2-teilig



| Gr.    | Länge/St.      | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|--------|----------------|------------|--------|------|
| I/II   | 65 cm pro Teil | Nr. 912-21 | 102,40 | 0,30 |
| III/IV | 78 cm pro Teil | Nr. 934-21 | 108,40 | 0,50 |

**HINWEIS:** Schwerbehinderte Personen, insbesondere solche mit Anfallsleiden, sollten in den Hilfsmitteln nicht unbeaufsichtigt bleiben!

**HMV: 20.29.02.0001:** PhysiForm-Grip Variable Lagerungshilfen



### 13 Paar Ellbogen-Kopfstützblöcke



| Gr.      | T1/T2 x B x Hcm | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|----------|-----------------|------------|--------|------|
| I Paar   | 16/12 x 29 x 17 | Nr. 910-30 | 204,00 | 0,90 |
| II Paar  | 19/15 x 29 x 22 | Nr. 920-30 | 235,00 | 1,30 |
| III Paar | 24/20 x 31 x 28 | Nr. 930-30 | 251,40 | 2,00 |
| IV Paar  | 24/20 x 33 x 34 | Nr. 940-30 | 261,00 | 2,60 |

### 14 Paar quadr. Erhöhungsteile



| Gr.       | LxB x Hcm    | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|-----------|--------------|------------|--------|------|
| I/II Paar | 32 x 32 x 6  | Nr. 912-14 | 119,40 | 0,80 |
| III Paar  | 36 x 36 x 10 | Nr. 930-14 | 128,00 | 1,20 |
| IV Paar   | 40 x 40 x 11 | Nr. 940-14 | 133,40 | 2,20 |

### 15 Tragehülle aus robustem Suratec



| Gr. | LxB x Hcm     | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|-----|---------------|------------|--------|------|
| I   | 75 x 58 x 23  | Nr. 910-40 | 166,40 | 1,00 |
| II  | 100 x 58 x 32 | Nr. 920-40 | 186,00 | 1,20 |
| III | 120 x 62 x 35 | Nr. 930-40 | 229,00 | 1,50 |
| IV  | 140 x 69 x 40 | Nr. 940-40 | 257,00 | 1,60 |

### 16 Sandsäcke



| LxB cm  | Art.-Nr.  | EUR   | kg   |                                                |
|---------|-----------|-------|------|------------------------------------------------|
| 20 x 10 | Nr. 65550 | 24,40 | 0,50 | Suratec-Hülle mit abnehmbarem PhysioTex-Bezug. |
| 20 x 15 | Nr. 65650 | 33,00 | 1,00 |                                                |
| 25 x 15 | Nr. 65750 | 34,50 | 1,50 |                                                |
| 27 x 20 | Nr. 65850 | 36,40 | 2,00 |                                                |

### 17 Abduktionskeil-Verlängerung, aufklettbar



| Gr.    | LxB x Hcm | Art.-Nr.   | EUR    | kg   |
|--------|-----------|------------|--------|------|
| I/II   | 18x7x13   | Nr. 912-50 | 208,00 | 0,70 |
| III/IV | 23x11x18  | Nr. 934-50 | 210,40 | 0,80 |

Andere Maße auf Anfrage.  
Zum Flachsitz mit Abduktionskeil

### 18 Gewichtskissen



Zur Hemmung von spastischen Bewegungsstörungen.  
Alles Nähere siehe Gewichtskissen Seite 41

💡 PhysioForm-Grip senden wir Ihnen nach Vereinbarung gerne kostenlos zur Erprobung zu.

## LAGERUNGSVARIANTEN



Seitlagerung



Seitlagerung



Sitzposition ohne Rückenstütz-Set



Sitzposition mit Rückenstütz-Set



Rückenlagerung



Bauchlage

HMV: 20.29.02.0001: PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen

Einem Bestell- und Arbeitsbogen finden Sie auf der Katalogseite 61.



Ø 130 cm, Standardfarbe grün / blau



MALTA im Fahrgestell UGF 502 UGR (mit Schiebegriff)



Ø 130 cm, Wunschfarbe orange / grün



Ø 130 cm, Standardfarbe grün / blau



Ø 130 cm, Wunschfarbe d' blau / blau



Fahrgestell UGF 501 (Seite ...) Wunschfarbe orange / gelb

*Serienmäßig mit weißer PhysioTex-Innenhülle und abnehmbarer PhysioTex-Außenhülle (virenausdrehbar) für stärkere Unterdruck und verbesserten Sitz- Liegekomfort! Außenhülle waschbar bis 95 Grad. Trockner geeignet.*

## GANZKÖRPER-LAGERUNGS- UND MOBILISIERUNGSHILFE FÜR M

Aufgrund der Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten mit diesem Hilfsmittel erübrigt sich in vielen Fällen eine durch Schaumstoffausfräsung anzufertigende, individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfe.

### Allgemeine Hinweise:

Die Lagerungshilfen MALTA und KRETA (siehe weiter S. 12–19) sind Hilfsmittel zur unterstützen der Positionierung und Ganzkörperlagerung von Menschen mit Behinderung. Sie ermöglichen überraschend gute Sitz- und Liegepositionen trotz erheblicher, behinderungsbedingter Einschränkungen wo es sonst mit hohen Kosten und deutlich höherem Aufwand verbunden wäre.

Diese Lagerungshilfen mobilisieren und fördern Bewegung in Therapie und Alltag. Sie unterstützen Aktivitäten aus sicherem Halt, u.a. Übungen zur Verbesserung der Kopfkontrolle, Anbahnung von Handstützfunktion, Übungen zur basalen Stimulation und Stimulation des Tastsinns. Durch die vielseitigen Lagerungsmöglichkeiten werden außerdem Kreislauf, Atmung und Verdauung angeregt und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert.

Personen mit Athetosen sind bei Positionierung in der flach ausgelegten MALTA-Variante trotz ausfahrender Bewegungsabläufe vor Verletzungsgefahr geschützt.



### Klang-, Schall- und Vibrations-Übertragung auf den Körper



Massagekäfer für Batteriebetrieb

MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen können während der Lagerung aufgrund der Möglichkeit der Übertragung von Schall- und Vibrationen sehr erfolgreich für die basale Stimulation, Musiktherapie, Logopädie und Gehörlosenförderung eingesetzt werden.

Die luftgepolsterten Polypropylenperlen leiten während der Lagerung über die gespannte PhysioTex-Außenhülle Schall- und Vibration eines unter-, an- oder aufgelegten Klang- bzw. Vibrationskörpers (Lautsprecher, Massagegerät, Klangschale, Wasserbett etc.) weiter. Trommel- bzw. Wasserbett-Effekt. Hierzu eignet sich sehr gut durch Anlegen an MALTA oder KRETA ein Musikinstrument, Lautsprecher, Massagegerät wie beispielsweise der hier angebotene Massagekäfer:

#### MASSAGEKÄFER

| Nr | Maße cm         | Art-Nr | Euro  |
|----|-----------------|--------|-------|
| 1  | ca. 14 x 14 x 8 | 14148  | 17,50 |



Farbtabelle PhysioTex\*-Mikrofaser grün blau weinrot dunkelblau gelb orange weiß schwarz



Fahrgestell UGS 510 mit Fußbank (optional) und MALTA Standard (siehe Seite 20–21). Alle Fahrgestell-Typen jetzt auch mit Schiebegriff lieferbar



#### TIPP: Nachfüllen

Alle Lagerungshilfen sind leicht nachfüllbar (erforderlich nach 2–4 Jahren intensiver Nutzung). Polypropylenperlen laden sich nicht statisch auf.

#### TIPP: Korrekturausgleich

Jede Lagerung sollte ggf. korrigiert und ausgeglichen werden. Dies erreicht man z.B. durch Unterlegen eines Universalkissens an der betreffenden Körperstelle.



#### TIPP: Bei Inkontinenz

Außen- und Innenhülle schützen die Lagerungshilfe bei Inkontinenz (jedoch wasserdampfdurchlässig). Die Außenhülle ist abnehmbar und waschbar bis 95 Grad und Trockner geeignet.

#### TIPP: Volumenerhöhung der Malta und KRETA-Lagerungshilfe

Legen Sie einfach einen größeren Gegenstand unter, solange die Lagerungshilfen noch locker ist! Dadurch haben Sie das Volumen für die momentane Situation erhöht.



(PhysioTex-Eigenschaften siehe Seite 56)



Zusage zur Erprobung  
nach Vereinbarung.**Lagerungsbereich:**

Bei allen Muskelerkrankungen mit Hypotonie (herabgesetzter Muskeltonus).

**NEU:** Jetzt auch für Menschen mit zerebralen Bewegungsstörungen in Verbindung mit Uniflex-Schalen. (siehe Seite 18 / 19)Durch **Stabilisierungs-Effekt**  
selbstwirkend unterdruckformsta-  
bil ca. 30 Sekunden nach der  
Anformungsphase.**Bedienungshinweis zur wir-  
kungsvollen Anwendung des  
Stabilisierungseffektes:**Die Lagerungshilfen MALTA  
und KRETA stabilisieren 20–30  
Sekunden nach einer eingenom-  
menen Position die entsprechende  
Haltung durch einen deutlich  
spürbaren Unterdruck.

Dazu ist es erforderlich, dass die eingenommene Position in den ersten 20-30 Sekunden unbedingt beibehalten wird, entweder selbst aktiv oder mittels Unterstützung durch Betreuer. Vor jedem Einsatz wird zunächst evtl. vorhandener Unterdruck durch Aufschütteln der Lagerungshilfe beseitigt. Bei Einnahme der Positionierung auf gute Volumenverteilung und symmetrischen Aufbau achten.

>>> Bsp.-Vorführung finden Sie im Internet in unserem  
YouTube-channel „enste physioform reha“**Hinweis:**Schwerbehinderte Personen,  
insbesondere solche mit  
Anfallsleiden, sollten in den  
Hilfsmitteln nicht  
unbeaufsichtigt bleiben!

Ø 130 cm, komplett rot



UNIFLEX-Schale, Einstellung 1, mit Malta Ø 130 cm



Ø 130 cm, Standardfarbe grün / blau



Seitlagerung in Malta, Ø 130 cm, Farbwunsch kompl. grün



Ø 130 cm, Standardfarbe grün / blau



Ø 150 cm, Farbwunsch d'blau / rot

**MALTA**Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe. Alle Materialien zertifiziert nach Ökotex-Standard 100  
weiße Innenhülle und abnehmbare Außenhülle aus PhysioTex (PT), Füllung Polypropylenperlen (PP).

| Nr | Größe    | Maße cm    | Grundausstattung* | Farbe*<br>Außenhüllen | Art-Nr | Euro   | kg    |
|----|----------|------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 1  | Standard | 130 x 27 Ø | Hüllen PhysioTex  | grün / blau           | 65951  | 474,00 | 7,50  |
| 2  | Groß     | 150 x 27 Ø | Hüllen PhysioTex  | blau / grün           | 65941  | 574,00 | 10,50 |

**WECHSELBEZÜGE** (ein abnehmbarer Außenbezug ist bereits in der Grundausstattung enthalten)

|   |          |            |           |               |        |        |      |
|---|----------|------------|-----------|---------------|--------|--------|------|
| 3 | Standard | 130 x 27 Ø | PhysioTex | grün / blau   | 6999PT | 191,00 | 1,00 |
| 4 | Groß     | 150 x 27 Ø | PhysioTex | blau / grün   | 6994PT | 206,00 | 1,30 |
| 5 | Standard | 130 x 27 Ø | Baumwolle | rot gemustert | 6999BW | 191,00 | 1,00 |
| 6 | Groß     | 150 x 27 Ø | Baumwolle | rot gemustert | 6994BW | 206,00 | 1,30 |
| 7 | Standard | 130 x 27 Ø | Suratec   | grün / blau   | 6999ST | 199,00 | 1,00 |
| 8 | Groß     | 150 x 27 Ø | Suratec   | blau / grün   | 6994ST | 214,00 | 1,30 |

**Beispiel Begründungstext:**

Das angebotene Produkt ist individuell am Körper anpassbar und bewirkt durch einen Unterdruck den beim Patienten erwünschten Stabilisierungseffekt. Dadurch ergeben sich vielfältige Lagerungsmöglichkeiten, ohne dass z.B. eine individuelle Schaumstoffausfräsung, eine Vakuum-Matratze o.ä. notwendig ist. Das Produkt stellt bei entsprechender Indikation eine preisgünstige, ausreichende, zweckmäßige, und wirtschaftliche Lösung gegenüber teureren Hilfsmitteln dar.

**HMV Alternative zu**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>20.29.02.0001:</b> | PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen           |
| <b>20.29.99.0008:</b> | Lagerungshilfe nach Formabdruck für den Ganzkörper |
| <b>20.29.98.0001:</b> | indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe         |
| <b>26.11.05.0000:</b> | Therapie-Sitzhilfen                                |

Hinweise zur  
Verordnungsfähigkeit Seite 14

\* Andere Farben, lt. unserer Farbtabelle, liefern wir ohne Mehrpreis, sie sind jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

Bei einer Rechnungssumme von über 150 € erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus. Ausgenommen ist Sperrgut. In diesem Fall steht hinter dem Preis dieses Symbol (🚚). In solchen Fällen betragen die anteiligen Verpackungs- und Transportkosten 46,50 € (incl. MwSt.) (Bei Sendungen ins Ausland bitten wir um Anfrage).



## MALTA – IMPRESSIONEN







#### **Beurteilung einer Physiotherapiepraxis aus Krefeld:**

##### **Befürwortung einer MALTA-Lagerungshilfe der Firma Enste. Leon**

Im Mittelpunkt der Physiotherapie steht aktuell zum einen die Verbesserung der Atmung zum anderen die Aufrechterhalten und Verbesserung der Wirbelsäulen- und Hüftsituation.

Daraufhin haben wir uns für eine Malta-Lagerungshilfe entschieden. Nach erstem Kennenlernen mit dem Material konnten wir feststellen, dass Leon im Sitz

aufrecht gelagert werden kann. Die Wirbelsäule kann aus ihrer Fehllage gebracht werden und der Kopf mittig gehalten werden. Durch die große Unterstützungsfläche kann Leon gute Sitzaktivität aufbauen und sich gut Spüren. Dies gilt auch für die Bauchlage mit Unterarmstütz, Leon erhält klare Reize zum Einstützen, diese verbessert deutlich seine posturale Kontrolle.

Der gelagerte Sitz war vorher nur im Rollstuhl möglich, sodass Leon nun entspannt etwas von seiner Umwelt wahrnehmen kann. Besonders für Leons Atmung bringt die Lagerungshilfe große Vorzüge; Da die polmonale Situation bei Leon häufig recht

schwierig ist, kann er hier in einer Kopfhochlage gemütlich zum Schlafen gelagert werden, um die O<sub>2</sub>-Sättigung (Anm.: Sauerstoff-) zu gewährleisten. Die Bauchlage akzeptiert er hier erstmalig, sodass die dorsalen Lungenabschnitte belüftet werden können. Auch die leichte Kopftieflage zur Sekretolyse kann so einfach eingenommen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MALTA-Lagerungshilfe für Leon sehr sinnvoll und zu befürworten ist. Er hat beim ersten Testen schon sehr gut akzeptiert, sodass sie mit Sicherheit regelmäßig genutzt wird.

gez. N.N. Physiotherapeutin





UNIFLEX-Schale, Einstellung 1 mit KRETA Standard



Standardgröße/Farbwunsch blau/grün



Standardgröße/Farbwunsch blau/rot



Standardgröße/Standardfarbe grün/blau



Einsatz mit Patienten-Lifter



mit Fahrgestell UGH502, Standard KRETA  
Farbwunsch gelb/weiß

*Serienmäßig mit weißer PhysioTex-Innenhülle  
und abnehmbarer PhysioTex-Außenhülle (vireusundurchlässig)  
für stärkeren Unterdruck und  
verbesserten Sitz- Liegekomfort!  
Außenhülle waschbar bis 95 Grad.  
Trockner geeignet.*

## K R GANZKÖRPER-LAGERUNGS- UND MOBILISIERUNGSHILFE FÜR M

Aufgrund der Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten mit diesem Hilfsmittel  
erübrigt sich in vielen Fällen eine durch Schaumstoffausfräsung  
anzufertigende, individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfe.

Alle allgemeinen Angaben zum Einsatz, zu Eigenschaften wie **Stabilisierungseffekt**,  
Materialbeschaffenheit, Ausstattung, Füllung, Schall- und Vibrationsübertragung und  
Pflege sind identisch mit den ausführlichen Beschreibungen zur MALTA-Lagerungshilfe  
auf den Seiten 10 und 11.

Deutliche Abweichungen gibt es jedoch im speziellen Einsatz von MALTA und KRETA-  
Lagerungshilfen, so dass es je nach Art und Schwere der Behinderung erforderlich ist,  
eine spezielle Auswahl zu treffen. Dies soll auf diesen Seiten zur Unterscheidung darge-  
stellt werden, so dass eine Entscheidung zwischen MALTA und KRETA-Lagerungshilfen  
erleichtert wird. Sollten Sie Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich  
beratend zur Verfügung.

>>> Bsp.-Vorführung finden Sie im Internet in unserem **YouTube**-channel  
„enste physioform reha“



batteriebetriebener Massagekäfer,  
Infos auf Seite 10



Fahrgestell UGS 510 mit KRETA Standard (Fußbank Zubehör)  
Fahrgestelle siehe Seite 20–21



### TIPP:

Alle Lagerungshilfen sind **leicht nachfüllbar**. Polypropylen-  
perlen laden sich nicht statisch auf. **Jede Lagerung sollte  
ggf. korrigiert und ausgeglichen werden.** Dies erreicht  
man z.B. nach Eintritt des Stabilisierungseffektes, durch  
Unterlegen eines Universalkissens oder eines anderen Kis-  
sens an der betreffenden Körperstelle.

**So erhöhen Sie das Volumen Ihrer Kreta-Lagerungshilfe  
von einem Moment auf den anderen:** Legen Sie einfach ei-  
nen größeren Gegenstand unter, solange die Lagerungshilfe  
noch locker ist und das Volumen hat sich dadurch erhöht!  
(siehe Beispiel- Bild auf Seite 10 unten rechts)



Größe 200 x 100 x 27 / Farbwunsch



Standardgröße/Farbwunsch



Hohes Fahrgestell, lang, UGH 503 mit Kreta Standardgröße.  
Ausführliche Angaben zu Fahrgestellen finden Sie auf  
den Seiten 20–21. Alle Fahrgestell-Typen jetzt auch mit  
Schiebegriff lieferbar.

Hohe Fahrgestelle sind nur bei ruhig liegenden Personen,  
z.B. mit Muskelerkrankungen, einsetzbar. Für Personen  
mit unkontrollierbaren spast. Bewegungsmustern, wie  
Athetose etc. sind hohe Fahrgestelle ungeeignet.

**Hinweis zur Verordnungsfähigkeit:** Entsprechend §33 ff. Sozialgesetzbuch stellen auch unsere Lage-  
rungsinseln bei vorliegender Behinderung und ärztlicher Verordnung eine vom Gesetzgeber vorgesehene genehmigungs-  
pflichtige Versorgung dar, soweit sie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Sie müssen in einem solchen Fall  
genehmigt werden. Da sie keine individuelle Hilfsmittelnnummer aufweisen, erhalten sie von der genehmigungspflichtigen  
Krankenkasse eine sog. Pseudonummer. Sie stellen somit eine preiswerte Alternative zur Abrechnungsposition 20.29.98.0001  
dar (Abrechnungsposition für individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen). Siehe hierzu speziell ein Urteil des Sozialge-  
richts Berlin vom 19.3.2009 (AZ: S36 KR 582/08). Das Urteil kann von unserer Internetseite [www.enste-reha.de](http://www.enste-reha.de) herunterge-  
laden werden. Das Bundessozialgericht bestätigt in einer anderen Sache gemäß Urteil vom 03.08.2006, dass die Versorgung  
mit einem Hilfsmittel nicht von einer Leistung vom Hilfsmittelverzeichnis abhängig gemacht werden kann (AZ: B 3 KR 25/05 R.)





*Lagerungsbereich:  
Bei allen Muskelerkrankungen  
mit Hypotonie (herabgesetzter  
Muskeltonus).*

**NEU:** Jetzt auch für Menschen  
mit zerebralen Bewegungs-  
störungen in Verbindung  
mit Flex-Schalen.  
(siehe Seite 18 / 19)

Durch **Stabilisierungs-Effekt**  
selbstwirkend unterdruckformsta-  
bil ca. 20 – 30 Sekunden nach der  
Anformungsphase.

>>> Bsp.-Vorführung finden Sie  
im Internet in unserem  
**YouTube**-channel  
„enste physioform reha“



*Zusendung zur Erprobung  
nach Vereinbarung.*

Flaches Fahrgestell, mittlere Länge (S.20 – 21),  
UGF 502 mit KRETA Standard,  
Farbwunsch rot / blau



#### Hinweis:

Falls Sie keine speziellen Farbwünsche an-  
geben, liefern wir die serienmäßig ange-  
gebene Standardfarbe bzw. -Farbkombi-  
nation. Sie können selbstverständlich aus  
unserer Farbtabelle (Seite 4/5) auch Ihre  
Wunschfarbe bzw. Farbcombination ohne  
Mehrpreis wählen.



UNIFLEX-Schale, Einstellung 3 mit KRETA Standard



Standardgröße / Farbwunsch blau / grün



KRETA im Fahrgestell UGH 502 GR

#### KRETA

Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe. Alle Materialien zertifiziert nach Ökotex-Standard 100.  
weiße Innenhülle und abnehmbare Außenhülle aus PhysioTex (PT), Füllung Polypropylenperlen (PP),



| Nr | Größe    | L x B x H cm | Grundausstattung* | Farbe* Außen-<br>hülle | Art-Nr | Euro   | kg    |
|----|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------|--------|-------|
| 1  | Standard | 175x80x27    | Hüllen PhysioTex  | grün / blau            | 65981  | 484,00 | 7,50  |
| 2  | Groß     | 200x100x27   | Hüllen PhysioTex  | blau / grün            | 65991  | 599,00 | 11,00 |
| 3  | XL       | 200x140x27   | Hüllen PhysioTex  | blau / rot             | 65101  | 745,00 | 15,50 |



#### WECHSELBEZÜGE (ein abnehmbarer Außenbezug ist bereits in der Grundausstattung enthalten)

|    |          |            |               |               |         |        |      |
|----|----------|------------|---------------|---------------|---------|--------|------|
| 4  | Standard | 175x80x27  | PhysioTex     | grün / blau   | 6498PT  | 190,00 | 1,20 |
| 5  | Groß     | 200x100x27 | PhysioTex     | blau / grün   | 6499PT  | 204,40 | 1,40 |
| 6  | XL       | 200x140x27 | PhysioTex     | blau / rot    | 64100PT | 214,00 | 1,60 |
| 7  | Standard | 175x80x27  | Baumwolle     | rot gemustert | 6498BW  | 190,00 | 1,20 |
| 8  | Groß     | 200x100x27 | Baumwolle     | rot gemustert | 6499BW  | 204,40 | 1,40 |
| 9  | XL       | 200x140x27 | Baumwolle     | rot gemustert | 64100BW | 214,00 | 1,50 |
| 10 | Standard | 175x80x27  | Suratec-Hülle | grün / blau   | 6498ST  | 196,00 | 1,20 |
| 11 | Groß     | 200x100x27 | Suratec-Hülle | blau / grün   | 6499ST  | 211,40 | 1,40 |
| 12 | XL       | 200x140x27 | Suratec-Hülle | blau / rot    | 64100ST | 221,00 | 1,60 |

#### Beispiel Begründungstext:

Das angebotene Produkt ist individuell am Körper anpassbar und bewirkt durch einen Unterdruck den beim Patienten erwünschten Stabilisierungseffekt. Dadurch ergeben sich vielfältige Lagerungsmöglichkeiten, ohne dass z.B. eine individuelle Schaumstoffausfräsung, eine Vakuum-Matratze o.ä. notwendig ist. Das Produkt stellt bei entsprechender Indikation eine preisgünstige, ausreichende, zweckmäßige, und wirtschaftliche Lösung gegenüber teureren Hilfsmitteln dar.

#### HMV Alternative zu

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 20.29.02.0001: | PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen           |
| 20.29.99.0008: | Lagerungshilfe nach Formabdruck für den Ganzkörper |
| 20.29.98.0001: | indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe         |
| 26.11.05.0000: | Therapie-Sitzhilfen                                |

Verordnungsfähigkeit Seite 14




\* Andere Farben, lt. unserer Farbtabelle, liefern wir ohne Mehrpreis, sie sind jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

Bei einer Rechnungssumme von über 150 € erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus. Ausgenommen ist Sperrgut. In diesem Fall steht hinter dem Preis dieses Symbol (🚚). In solchen Fällen betragen die anteiligen Verpackungs- und Transportkosten 46,50 € (incl. MWSt.) (Bei Sendungen ins Ausland bitten wir um Anfrage).



## KRETA – IMPRESSIONEN







**KRETA-Befürwortung eines Offenbacher Pflegedienstes an die zuständige Krankenkasse für einen 10-jährigen Patienten:**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Lukas ist in den letzten Jahren sehr gewachsen, seine Körpergröße und sein kritischer gesundheitlicher Zustand gestalten seine Lagerung immer schwieriger. **Es besteht eine dringende Indikation für die KRETA-Lagerungs- und Positionierungshilfe der Firma Enste PhysioForm Reha** aus den nachfolgend erläuterten Gründen:  
Wie Ihnen bekannt ist, wird Lukas im Rahmen einer häuslichen Intensivstation von mir (Kinderkrankenschwester) intensiv betreut. Zahlreiche Arztbriefe mit Diagnose und Gesundheitslage dürften Ihnen vorliegen. Des Weiteren haben sich Herr (AOK...), Herr (AOK...), Herr (AOK...), Frau (AOK...) –AOK Haupt- und

Zweigstellen der Region- schon näher mit Lukas Situation befasst.

Lukas Lagerung in Rücken- und Seitposition wird mit herkömmlichen Lagerungsmitteln (Still/Lagerungskissen, Kissen....) immer unmöglicher, aufgrund seiner Größe und ständigen, medikamentös nicht einstellbaren, heftigen, epileptischen Anfälle. Da die herkömmlichen Lagerungshilfen immer sofort nachgeben, muss Lukas nach jedem Anfall erneut in eine atemerleichternde Position gebracht werden (zweitweise im Minutentakt), so dass das ständig abgehustete Bronchialsekret abfließen und entfernt werden kann, und er es nicht aspiriert.  
Mit dem abwaschbaren Produkt der Firma Enste PhysioForm Reha, welches wir ausführlich auf der REHAB-Messe in Karlsruhe und im Epilepsiezentrum Kork testen konnten, wird Lukas in einer ihm ange-

passten Lagerungsposition, durch den selbstwirkenden unterdruckformstabilen **Stabilisierungseffekt** auch in Anfällen, bei Husten und in Unruhephasen, gut gehalten.

Lukas findet auf dieser Lagerungshilfe (wie die Fotos zeigen) wie auf keiner Bisherigen zur Ruhe und wirkt für seine Verhältnisse sehr entspannt.

Dieses Produkt würde Lukas Lebensqualität enorm steigern und meine atemtherapeutische (Tag und Nacht stundenlange und ständige Abvibration und Lockerung des Brustkorbs) und anfallsentspannende Arbeit mit ihm sehr entspannen.

**Ich bitte hiermit um eine schnelle, unkomplizierte Genehmigung und Übernahme der hierdurch entstehenden Kosten!**

Für Personen mit spastischen  
Bewegungsstörungen und Athetosen.

# UNIFLEX -

## IN VERBINDUNG MIT LAGERUNGSHILFEN JETZT AUCH FÜR MENSCHEN MIT ZE

Die **UNIFLEX-SCHALE** ist eine stabile und doch flexible Umrandung aus Suratec-Nylon-Gewebe. Sie ist verstellbar für alle Größen unserer MALTA und KRETA-Lagerungshilfen.



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 1,  
mit MALTA-Standard, Platzierung niedrig  
für freie Kopfhaltung



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 3,  
mit KRETA-Standard



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 2,  
mit MALTA-Groß (150 cm Ø)



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 4,  
mit MALTA-Groß



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 1,  
mit KRETA-Standard

Hier gehts zu unseren  
UNIFLEX-Schalen.



Wurden MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen gerade in der Sitzposition bisher überwiegend bei Personen mit Hypotonie (herabgesetzter Muskeltonus) eingesetzt, so ermöglicht es die UNIFLEX-Schale jetzt auch Menschen mit spastischen Bewegungsstörungen die Vorteile von MALTA und KRETA zu nutzen.

Die eingenommenen Positionen können, trotz einschließender (Streck-)Spastik, nunmehr wie in einer Sitzschale gehalten werden, weil die Lagerungshilfen durch die UNIFLEX-Schalen-Umrandung ihre Form während der Positionierung nicht mehr verändern.

Unabhängig von dieser neuen Möglichkeit profitieren auch alle anderen Anwender unserer MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen von der UNIFLEX-Schale, weil sie als elastischer Rahmen eine Begrenzung und somit einen verbesserten Halt bietet und mehr als bisher vor störenden äußeren Einflüssen schützt.

Auf dieser Seite finden Sie die ausführliche Beschreibungen der neuen UNIFLEX-SCHALE, 4-fach verstellbar mittels Fix-Lock-Verschlässen.



**UNIFLEX-SCHALE** für MALTA- u. KRETA-Lagerungsinselformen, aufrollbar, bestehend aus robustem Suratec-Nylon-Bezug mit Schaumstoff-Einlagen, inkl. Boden, Größe/Durchmesser 4-fach einstellbar mittels Fix-Lock-Verschlässen sowie vier Schnallen für Becken-Rückhalte-Polster oder Schaumstoff-Tisch

| Name           | Standardausst. / Farbe * | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----------------|--------------------------|--------|--------|------|
| Uniflex-Schale | Suratec, dunkelblau*     | 50134  | 624,00 | 3,60 |

### ZUBEHÖR

| Nr | Gr | Farbe * | Geeignet für                           | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----|---------|----------------------------------------|--------|--------|------|
| 1  | II | rot     | Becken-Polsterrolle, 50 cm lg. 15 cm Ø | 50137  | 74,00  | 0,60 |
| 2  | I  | rot     | Tischpolster keilförmig                | 50138  | 135,40 | 1,40 |
| 3  | II | rot     | Tischpolster keilförmig                | 50139  | 147,40 | 1,70 |

\* Andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreise. Diese sind jedoch vom Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen.

Alle in diesem Katalog genannten Preise + 5% TZ.

|                                      |                       |                                                    |                       |                                            |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>HMV Alternative zu</b>            | <b>20.29.02.0001:</b> | PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen           | <b>20.29.98.0001:</b> | indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe |
| <b>Verordnungsfähigkeit Seite 14</b> | <b>20.29.99.0008:</b> | Lagerungshilfe nach Formabdruck für den Ganzkörper | <b>26.11.05.0000:</b> | Therapie-Sitzhilfen                        |



### Waschbarkeit:

UniUniflex-Schalen sind abwaschbar und desinfizierbar. Nach Herausnahme der Neopolen-Platten ist eine Schalen-Hülle bis 60 Grad waschbar und Trockner geeignet.



# SCHALE

## INGSINSELN MALTA UND KRETA

### REBRALEN BEWEGUNGSSTÖRUNGEN

*Zusendung zur Erprobung nach  
Vereinbarung möglich.  
Für Institutionen und privat.*

Aufgrund der Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten mit diesem neuen Hilfsmittel  
erübrigt sich in vielen Fällen eine durch Schaumstoffausfräsung anzufertigende,  
individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfe.

Allgemeinere Angaben zum Einsatz von MALTA- und KRETA Lagerunghilfen,  
zu Eigenschaften wie **Stabilisierungs-Effekt**, Materialbeschaffenheit,  
Ausstattung, Füllung, Schall- und Vibrationsübertragung und Pflege finden Sie  
auf den Seiten 10–17.



UNIFLEX-Schale, Einstellung 1, mit MALTA-Standard,  
Platzierung hoch für Kopfabstützung



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 2,  
mit MALTA-Groß



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 4,  
mit KRETA-XL (schmale Fläche)

Falls notwendig, kann das Becken durch  
ein Becken- bzw. Tisch-Polster zusätzlich  
zurückgehalten werden. Oft reicht aller-  
dings bereits ein richtig modulierter Ab-  
duktionskeil aus, um eine Position trotz  
Streckung zu halten.

Die UNIFLEX-Schale gibt es nur noch in  
einer verstellbaren Ausführung für alle  
MALTA- und KRETA-Lagerungshilfen.

(Verstellung jetzt mittels Steckschnallen, kein Klettband).



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 4,  
mit KRETA-Groß



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 4,  
mit KRETA XL (breite Fläche)



Becken-Polsterrolle



Tischpolster keilförmig



Uniflex-Schale aufgerollt für Transport



**Zubehör zur Beckenfixierung:**  
Becken-Polsterrolle oder Tischpolster keilförmig



UNIFLEX-Schale, Einstellung Stufe 4,  
mit KRETA-Standard

#### Beispiel Begründungstext:

Die in der Uniflex-Schale platzierten Lagerungs- u. Positionierungshilfen MALTA und KRETA sind individuell am Kör-  
per anpassbar und bewirken durch ihren Unterdruck einen Stabilisierungs-Effekt, der dem Anwender eine stabile  
Positionierung innerhalb der geformten Sitz-/Liegefläche ermöglicht. Bei einschließender Spastik und auftretenden  
Athetosen gewährleistet die Uniflex-Schale durch ihre stabile Umrandung aktiv eine sichere Fixierung des Anwen-  
ders. Eine zusätzliche Sicherung kann durch Beckenbügel oder Tischpolster erfolgen.

Alle Fahrgestelle liefern wir frei Haus.

# FAHRGESTELLE IN HOHER

## 01 FAHRGESTELLE SERIE UGH UND UGF (wahlweise mit oder ohne Schiebegriff)

UGH: Gesamthöhe 40 cm, mit unterem Ablagefach. UGF: Gesamthöhe 17,5 cm, UGH und UGF in 3 Längen und 2 Breiten



Hohes Fahrgestell Typ UGH 502



Hohes Fahrgestell mit Schiebegriffkonstruktion, Typ UGH 502 UGR



Hohes Fahrgestell mit Schiebegriffkonstruktion, Typ UGH 502 UGR mit KRETA-Standard



Flaches Fahrgestelle Typ UGF 502



Flaches Fahrgestell mit Schiebegriffkonstruktion, Typ UGF 502 UGR



Flaches Fahrgestell mit Schiebegriffkonstruktion, Typ UGF 502 UGR mit MALTA-Standard

### FAHRGESTELLE UGH UND UGF wahlweise mit oder ohne Schiebegriffkonstruktion

(spätere Nachrüstung nicht möglich, Schiebegriffhöhe 100 cm)

Alle Fahrgestelle aus weißem stabilem Kunststoffrohr, textile Bespannung serienmäßig blau. Alle Fahrgestelle mit 6 Rädern, davon 4 mit Feststellbremsen. Lichte Unterfahrbarkeit serienmäßig 12,5 cm. Alle Fahrgestelle UGH und UGF wahlweise mit Schiebegriffkonstruktion (nicht nachrüstbar, da fest in die Konstruktion des jeweiligen Fahrgestelles verbunden)

| Nr | Größe hoch o. flach                                                                                                                                                                             | zul. Gew. | L x B x H cm    | Räder | Einsetzbar für folgende Lagerungshilfen                                                                                             | Art-Nr  | Euro     | kg    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| 1  | hoch                                                                                                                                                                                            | 120 kg    | 120 x 75 x 40   | 6     | PhysioForm Gr. 1-3, Funktionskeilkissen Gr. 1-4, Lagerungsnest Gr. 1, Wellenkissen Gr. 1-3                                          | UGH 501 | 1.067,80 | 11,00 |
| 2  | hoch                                                                                                                                                                                            | 150 kg    | 150 x 75 x 40   | 6     | PhysioForm Gr. 1-4, KRETA-Standardgröße, Funktionskeil-Kissen Gr. 3+4, Lagerungsnest Gr. 1+2, Wellenkissen Gr. 2+3                  | UGH 502 | 1.110,00 | 12,50 |
| 3  | hoch                                                                                                                                                                                            | 150 kg    | 175 x 78 x 40   | 6     | PhysioForm Gr. 3+4, KRETA-Standard und KRETA groß (200 x 100 x 27 cm), Lagerungsnest Gr. 3, Univ.-Ruhematte                         | UGH 503 | 1.133,00 | 13,50 |
| 4  | flach                                                                                                                                                                                           | 120 kg    | 120 x 75 x 17,5 | 6     | PhysioForm Gr. 1-3, Funktionskeilkissen Gr. 1-4, Lagerungsnest Gr. 1, Wellenkissen Gr. 1-3                                          | UGF 501 | 777,50   | 6,00  |
| 5  | flach                                                                                                                                                                                           | 150 kg    | 150 x 75 x 17,5 | 6     | PhysioForm Gr. 1-4, MALTA auf Kante, KRETA-Standardgröße, Funktionskeil-Kissen Gr. 1-4, Lagerungsnest Gr. 1-3, Wellenkissen Gr. 1-3 | UGF 502 | 813,50   | 7,00  |
| 6  | flach                                                                                                                                                                                           | 150 kg    | 175 x 78 x 17,5 | 6     | PhysioForm Gr. 3+4, KRETA-Standard und KRETA groß (200 x 100 x 27 cm), Lagerungsnest Gr. 1-3, Univ.-Ruhematte                       | UGF 503 | 836,00   | 8,00  |
| 7  | Wahlweise gegen Mehrpreis für eine Unterfahrbarkeit von 15,8 cm (statt serienmäßig 12,5 cm): 1 Satz, 6 Stück Rollen, 100 mm Ø, 4 mit und 2 ohne Feststellbremsen, passend für alle Fahrgestelle |           |                 |       |                                                                                                                                     | 6 ER    | 298,00   |       |

### SCHIEBEGRIFFKONSTRUKTION fest mit Fahrgestell UGH oder UGF verbunden, Höhe 100 cm

|   |  |  |          |  |  |     |        |      |
|---|--|--|----------|--|--|-----|--------|------|
| 8 |  |  | H 100 cm |  |  | UGR | 489,00 | 2,50 |
|---|--|--|----------|--|--|-----|--------|------|

\*Alle Fahrgestelle liefern wir frei Haus. Fahrgestelle mit Schiebegriff werden kpl. montiert geliefert. Fahrgestelle ohne Schiebegriffe werden in zwei Teilen zum einfachen Zusammenstecken und Verschrauben geliefert. Sämtliche Fahrgestelle ausschließlich zum Einsatz mit unseren speziell genannten Lagerungshilfen. Andere Bespannungsfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage.



**Beachten Sie vor Bestellung bitte unbedingt die Unterfahrbarkeit der Fahrgestelle mit Ihrem Lifter:**



Beim Einsatz von Patientenliftern in Verbindung mit unseren Fahrgestellen kontrollieren Sie vor Auftragserteilung unbedingt die Unterfahrbarkeitshöhe!

Alle Fahrgestelle haben serienmäßig eine lichte Unterfahrbarkeit von 12,5 cm, die für den größten Teil handelsüblicher Patientenliffter ausreicht.

Für den Fall, dass Sie für die Fahrgestelle größere Räder (100 mm Ø) mit einer lichten Unterfahrbarkeit bis 15,8 cm benötigen, liefern wir diese gegen Mehrpreis (siehe Preistabelle).



# UND FLACHER AUSFÜHRUNG



UGH 503, mit KRETA Standard



UGF 502, mit PhysioForm-Grip, Gr. 2

## 02 FAHRGESTELL SERIE UGS 510 (serienmäßig mit Schiebegriff)

Dieses Fahrgestell stellt eine wesentliche Ergänzung unseres Fahrgestell-Programmes dar, weil es speziell mit einer hohen Umrandung zur Aufnahme unserer MALTA- und KRETA-Positionierungshilfen versehen ist.

Es gibt somit, neben der UNIFLEX-Schale, Personen mit zerebralen Bewegungsstörungen auf bequeme Art die Möglichkeit, sich rundumfassend zu stabilisieren. Ein Rückhaltesystem mittels Schaumstoff-Beckenbügel oder -Tischpolster steht ergänzend zur Verfügung.



UGS 510 KRETA-Groß, nur mit Schiebegriff lieferbar  
(Fußbank abnehmbar, als Zubehör)



UGS 510 mit MALTA-Groß



UGS 510 mit MALTA-Standard  
(Fußbank abnehmbar, als Zubehör)

### SCHIEBEGRIFF - FAHRGESTELL UGS 510

Besonders geeignet für Personen mit zerebralen Bewegungsstörungen durch Stabilisierung von außen, sowie durch das Rückhaltesystem Becken-Polsterrolle bzw. Tischpolster keilförmig. Konstruktion aus weißem, stabilen Kunststoffrohr, TEXTILEN-Bespannung serienmäßig blau\*, Fahrgestell für Sitz- und Liegetransport, Schiebegriffhöhe 100 cm, Ausstattung mit 6 Rädern, davon 4 mit Feststellbremsen, Bodenfreiheit für Lifter 12,5 cm, Lieferung kpl. montiert. 100 mm-Räder für Bodenfreiheit 15,8 cm wahlweise.



| Nr | Größe      | zul. Gew. | L x B x H cm   | Räder | Einsetzbar für folgende Lagerungshilfen              | Art-Nr  | Euro     | kg    |
|----|------------|-----------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| 1  | eine Größe | 150 kg    | 115 x 79 x 100 | 6     | MALTA-Std. und groß, KRETA-Std. und KRETA groß, ELBA | UGS 510 | 1.427,00 | 14,30 |

Wahlweise zu bestellen:

|   |                                                                                                                                       |  |  |  |  |      |        |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--------|--|
| 2 | Mehrpreis: 1 Satz, 6 Stück Rollen, 100 mm Ø, für 15,8 cm Bodenfreiheit (statt serienmäßig 12,5 cm), 4 mit und 2 ohne Feststellbremsen |  |  |  |  | 6 ER | 298,00 |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--------|--|

### FUSSBANK MIT 3 FAHRROLLEN, abnehmbar

|   |                                                                                                     |        |              |  |  |          |        |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|----------|--------|------|
| 3 | eine Größe                                                                                          | 150 kg | 35 x 50 x 18 |  |  | UGS 501F | 324,00 | 3,70 |
| 4 | Mehrpreis: 1 Satz, 3 Stück Rollen, 100 mm Ø, für 15,8 cm Bodenfreiheit (statt serienmäßig 12,5 cm). |        |              |  |  | 3 ER     | 135,00 |      |

### ZUBEHÖR ZUR BECKENFIXIERUNG

|   |    |     |  |                                          |       |        |      |
|---|----|-----|--|------------------------------------------|-------|--------|------|
| 5 | II | rot |  | Becken-Polsterrolle, 50 cm lg. 15 cm Ø   | 50137 | 74,00  | 0,60 |
| 6 | I  | rot |  | Tischpolster keilförmig, 29 x 58 x 13 cm | 50138 | 135,40 | 1,40 |
| 7 | II | rot |  | Tischpolster keilförmig, 34 x 69 x 14 cm | 50139 | 147,40 | 1,70 |

\* Andere Bespannungsfarben auf Anfrage. Diese sind jedoch vom Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen.

HMV: 18.46.02.000

Krankenfahrzeug für den Innenraum

### Eignung

Alle Fahrgestelle sind ausschließlich konzipiert für den Einsatz mit unseren Lagerungshilfen in Innenräumen. Sie eignen sich hervorragend für die Nutzung in Nassräumen, da alle Teile korrosionsbeständig sind. Die Lagerungshilfen selbst sollen jedoch nicht längere Zeit in Nassräumen eingesetzt werden.

Die modulare Produktionsweise der Fahrgestelle erlaubt wirtschaftliche und nutzerbezogene Lösungen bei Sonderbauten.

### Qualitätsanspruch

Unsere Fahrgestelle zeichnen sich durch einfache Handhabung und Reinigung, geringes Eigengewicht, hohe Stabilität, Multifunktionalität und lange Lebensdauer aus. Die Basis bilden Module aus einem hautfreundlichen, nicht rostenden und außerordentlich belastbaren Spezialkunststoff. Die Gewebebezüge sind unempfindlich und desinfektionsmittelbeständig.



### Sicherheitshinweis:

Hohe Fahrgestelle sind nur bei ruhig liegenden Personen einsetzbar und ungeeignet für Personen mit unkontrollierbaren spastischen Bewegungsmustern.



### Zubehör zur Beckenfixierung:

- Becken-Polsterrolle
- Tischpolster mit Flauschband an der Oberfläche
- oder Beckenbügel einer vorhandenen Sitzschale



Becken-Polsterrolle



Tischpolster keilförmig


## 01 MALTA-QUADRAT

### Anwendungshinweise:

Alle Anwendungsmöglichkeiten und Materialien sind identisch mit den ausführlichen Beschreibungen zu den Lagerungsinseln MALTA und KRETA.

Die Lagerungsinsel MALTA-Quadrat ermöglicht mehrere abgewandelte Positionen.

Zuschneit-Skizze



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



Farbwunsch rot/blau



Waschbarkeit:  
PhysioTex Hüllen  
bis 95 Grad waschbar,  
Trockner geeignet

| MALTA-QUADRAT                                                                                                                                   |               |                  |                   |        |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------|--------|------|
| Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe, weiße Innenhülle und abnehmbare Außenhülle aus PhysioTex (PT), Füllung Polypropylenperlen (PP), |               |                  |                   |        |        |      |
| Nr                                                                                                                                              | LxBxH cm      | Ausstattung      | Farbe* Außenhülle | Art-Nr | Euro   | kg   |
| 1                                                                                                                                               | 120x120x40/10 | Hüllen PhysioTex | grün /blau        | 65959  | 464,00 | 7,00 |
| WECHSELBEZUG (Ein abnehmbarer Außenbezug ist in der Grundausrüstung bereits enthalten)                                                          |               |                  |                   |        |        |      |
| 2                                                                                                                                               | 120x120x40/10 | PhysioTex        | grün /blau        | 659596 | 172,00 | 1,20 |
| 3                                                                                                                                               | 120x120x40/10 | Baumwolle        | blau gemustert    | 659597 | 172,00 | 1,20 |

\* Andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreise. Diese sind jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

| HMV Alternative zu |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 20.29.02.0001:     | PhysioForm-Grip Variable Lagerungshilfen           |
| 20.29.99.0008:     | Lagerungshilfe nach Formabdruck für den Ganzkörper |
| 20.29.98.0001:     | Individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen   |

## 02 ELBA-GANZKÖRPER-LAGERUNGSBLOCK

### Anwendungshinweise:

Der Lagerungsblock ELBA wurde konstruiert für Lagerungs-Situationen bei denen es weniger auf eine körpergerechte Ausformung ankommt als auf eine Positionierung, wie in einer bequemen Liege.

Wegen der deutlich stärkeren Volumen-Füllung mit Polypropylenperlen wird der ELBA-Lagerungsblock ähnlich einem Schaumstoffblock eingesetzt. Da ELBA jedoch variabler, elastischer und anpassungsfähiger ist, eignet sich dieses Hilfsmittel ausgezeichnet für Sitz- Liege- und sogar Kniestandspositionen.



ELBA (Gymnastikmatten siehe Seite 25)

| ELBA-LAGERUNGSBLOCK                                                                                                                            |            |                  |                           |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--------|--------|------|
| Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe weiße PhysioTex-Innenhülle und abnehmbare PhysioTex Außenhülle, Füllung Polypropylenperlen (PP) |            |                  |                           |        |        |      |
| Nr                                                                                                                                             | Maße       | Ausstattung      | Farbe* Außenhülle         | Art-Nr | Euro   | kg   |
| 1                                                                                                                                              | siehe Foto | Hüllen PhysioTex | weinrot, grün, gelb, blau | 6601   | 389,00 | 6,50 |
| WECHSELBEZUG (ein abnehmbarer Außenbezug ist in der Grundausrüstung bereits enthalten)                                                         |            |                  |                           |        |        |      |
| 2                                                                                                                                              | siehe Foto | PhysioTex        | weinrot, grün, gelb, blau | 6602PT | 152,40 | 1,00 |
| 3                                                                                                                                              |            | Baumwolle        | blau                      | 6602BW | 152,40 | 1,00 |



Standardfarbe rot / grün / gelb / blau  
Andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreis.



Fahrgestelle siehe auch Seite 20–21  
Alle Fahrgestell-Typen jetzt auch mit Schiebegriff lieferbar.

\* Andere Farben lt. unserer Farbtabelle liefern wir ohne Mehrpreis, sie sind jedoch vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



# 01 FUNKTIONS-KEILKISSEN

Mit Stabilisierungs-Effekt

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

Wie die Abbildungen zeigen, können Funktions-Keilkissen besonders vielfältig eingesetzt werden. Einerseits als Liegekeil einsetzbar, passt sich die Form auch vielen anderen Lagerungspositionen an.

Abb. unten zeigt Funktionskeilkissen Gr. III, mit flachen Fahrgestell, extra kurz, UGF 500 (siehe S. 20–21)



Standardfarbe



Gr. 2 Standardfarbe



Gr. 1  
Standardfarbe



Funktionskeilkissen rund



Funktionskeilkissen  
Rund H 27/10 x Ø 100 cm



Gr. 3



Gr. 2



Gr. 2, Standardfarbe



Gr. 3, Standardfarbe

## FUNKTIONS-KEILKISSEN

weiße PhysioTex Innenhülle und abnehmbare PhysioTex Außenhülle, Füllung Polypropylenperlen (PP), auf Wunsch Außenhülle Baumwolle d'blau\* („BW“ hinter Artikelnr. angeben) ohne Mehrpreis, jedoch bei anderen PT oder BW Farben Umtausch nicht möglich



| Nr | Gr   | Maße cm     | Farben*      | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|------|-------------|--------------|--------|--------|------|
| 1  | I    | 60x50x25/0  | grün         | 160100 | 144,00 | 1,10 |
| 2  | II   | 70x60x30/0  | grün/blau    | 170100 | 155,40 | 1,70 |
| 3  | III  | 100x80x40/0 | weinrot/blau | 180100 | 224,00 | 3,60 |
| 4  | IV   | 120x80x40/0 | d'blau/rot   | 180120 | 308,00 | 4,80 |
| 5  | rund | Ø 100x27/10 | grün/blau    | 180130 | 262,00 | 4,20 |

## WECHSELBEZÜGE AUS PHYSIOTEX

(die Grundausrüstung enthält bereits eine abnehmbare Außenhülle), wahlweise Baumwolle d'blau\* (Art.-Nr. mit „BW“ am Ende, bei anderen Farben Umtausch nicht möglich)

|    |      |             |                |            |        |      |
|----|------|-------------|----------------|------------|--------|------|
| 6  | I    | 60x50x25/0  | grün           | 160100BZPT | 59,40  | 0,25 |
| 7  | II   | 70x60x30/0  | grün/blau      | 170100BZPT | 63,00  | 0,40 |
| 8  | III  | 100x80x40/0 | rot/blau       | 180100BZPT | 92,40  | 0,60 |
| 9  | IV   | 120x80x40/0 | d'blau/weinrot | 180120BZPT | 107,40 | 0,70 |
| 10 | rund | Ø 100x27/10 | grün/blau      | 180130BZPT | 101,00 | 0,60 |

\* Andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreise.

Diese sind jedoch vom Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen.



## HMV Alternative zu

- 20.29.02.3000: Ganzkörperlagerungskeil
- 20.29.02.0001: Physio Form-Grip variables Lagerungssystem
- 20.29.99.0008: Lagerungshilfe nach Formabdruck für den Ganzkörper
- 20.29.98.0001: Abrechnungsposition für indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfen

## Beispiel Begründungstext:

Das angebotene Produkt ist individuell am Körper anpassbar und bewirkt durch einen Unterdruck den beim Patienten erwünschten Stabilisierungseffekt. Dadurch ergeben sich vielfältige Lagerungsmöglichkeiten, ohne dass z.B. eine individuelle Schaumstoffaufsprüfung, eine Vakuum-Matratze o.ä. notwendig ist. Das Produkt stellt bei entsprechender Indikation eine preisgünstige, ausreichende, zweckmäßige, und wirtschaftliche Lösung gegenüber teureren Hilfsmitteln dar.

# 01 FUNKTIONSKISSEN

## Mit Stabilisierungs-Effekt

Funktionskissen sind wandlungsfähig. Hier geht es wiederum um körpergerechte Anforderung mit **Stabilisierungs-Effekt**. (siehe Seite 11 und 15)

Funktionskissen gibt es in verschiedenen Formen. Alle Funktionskissen sind mit einer Innenhülle aus PhysioTex weiß und einer abnehmbaren PhysioTex-Außenhülle ausgestattet. Füllung Polypropylenperlen. Beide Hüllen sind mit Reißverschlüssen versehen, damit die Füllmenge ggf. variiert werden kann. (auf Wunsch: Außenhülle Baumwolle ohne Mehrpreis)


Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



Dreiecksform, 70 x 30 x 30 cm, Standardfarbe



Quaderform  
70 x 40 x 30 cm  
Standardfarbe



Funktionskissen  
mit Stützwinkel



Trapezform,  
70 x 40 x 30 / 15 cm,  
Standardfarbe



Tonnenform

### Anwendungsmöglichkeiten:

Körpergerecht geformte Sitze, Liege- und Liegekeil-Kissen, Kniestandkissen, Beinhochlagerung; Therapeutenhocker mit Kind, Knierolle, Fußstütze, Bettverkürzer, Bett-Tisch, Sitzsack, Reitsitzkissen



#### FUNKTIONSKISSEN

weiße PhysioTex Innenhülle und abnehmbare PhysioTex Außenhülle, Füllung Polypropylenperlen (PP), auf Wunsch Außenhülle Baumwolle d'blau\* (einfach „BW“ hinter Artikelnr. angeben) ohne Mehrpreis, jedoch bei anderen PT oder BW Farben Umtausch nicht möglich

| Nr | Form        | Maße cm           | PT-Farben*          | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-------------|-------------------|---------------------|--------|--------|------|
| 1  | Tonnen      | Ø 50 x 30         | weinrot / grün      | 704036 | 138,00 | 1,20 |
| 2  | Quader      | 70 x 40 x 30      | blau / grün         | 704031 | 156,80 | 2,00 |
| 3  | Quader groß | 120 x 60 x 40     | weinrot / blau      | 704030 | 216,00 | 5,50 |
| 4  | Trapez      | 70 x 40 x 30 / 15 | weinrot             | 704015 | 139,00 | 1,80 |
| 5  | Dreieck     | 70 x 30 x 30      | gelb / w'rot / grün | 704035 | 104,00 | 0,50 |
| 6  | Stützwinkel | Maße lt. Foto     | blau / weinrot      | 704037 | 262,00 | 1,40 |

#### WECHSELBEZÜGE (serienmäßig PhysioTex)

(die Grundausstattung enthält bereits eine abnehmbare Außenhülle), wahlweise Baumwolle d'blau\* (Art.-Nr. mit „BW“ am Ende, bei anderen Farben Umtausch nicht möglich)

|    |             |                   |                     |            |        |
|----|-------------|-------------------|---------------------|------------|--------|
| 7  | Tonnen      | Ø 50 x 30         | weinrot / grün      | 704036BZPT | 56,40  |
| 8  | Quader      | 70 x 40 x 30      | blau / grün         | 704031BZPT | 71,00  |
| 9  | Quader groß | 120 x 60 x 40     | weinrot / blau      | 704030BZPT | 123,10 |
| 10 | Trapez      | 70 x 40 x 30 / 15 | weinrot             | 704015BZPT | 66,00  |
| 11 | Dreieck     | 70 x 30 x 30      | gelb / w'rot / grün | 704035BZPT | 62,00  |
| 12 | Stützwinkel | Maße lt. Foto     | blau / weinrot      | 704037BZPT | 146,00 |

\* Sonderfarben ohne Mehrpreis, jedoch von Rücknahme ausgeschlossen.



#### HMV Alternative zu

20.29.02.0900: Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder

20.29.98.0001: Abrechnungsposition für indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfen



#### Waschbarkeit:

Polypropylenperlen bis 95 Grad, PhysioTex bis 95 Grad, Baumwolle bis 60 Grad.



#### Allgemeiner Hinweis:

ab einer Rechnungssumme von 150,- EURO inkl. MwSt. liefern wir deutschlandweit frei Haus. Ausgenommen hiervon sind besonders gekennzeichnete sperrige Artikel



## 01 GROSSE THERAPIE-INSELN



Ausführung 30 cm hoch

### GROSSE THERAPIEINSELN

abnehmbarer Außenbezug, rundum und am Boden aus reißfestem Suratec-Gewebe, Liegefläche PhysioTex, Reißverschluss bodenseitig, Innenhülle aus PhysioTex weiß, Füllung Polypropylenperlen und Schaumstofflocken gemischt



| Nr | Gr  | Maße cm, Ø/Höhe | Farbe*    | Art-Nr | Euro     | kg    | Fracht €** |
|----|-----|-----------------|-----------|--------|----------|-------|------------|
| 1  | I   | 160/30          | blau/grün | 50002  | 704,00   | 16,00 | 46,50      |
| 2  | II  | 190/30          | blau/grün | 50003  | 816,00   | 22,00 | 52,20      |
| 3  | III | 160/50          | blau/grün | 4002   | 810,00   | 22,00 | 46,50      |
| 4  | IV  | 190/50          | blau/grün | 4003   | 1.054,00 | 32,00 | 60,90      |

\*Sonderfarben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

\*\*Der genannte Frachtkostenanteil gilt nur innerhalb Deutschlands.

Ansonsten bitte anfragen.



### Waschbarkeit:

Außenhüllen abnehmbar und wasbar bis 60 Grad. Trockner geeignet.



passende Varianten auch in Sonderanfertigungen



Ausführung 50 cm hoch

## 02 GYMNASTIKMATTEN faltbar / nicht faltbar

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

Viele dieser Matten haben inzwischen eine Lebensdauer von fast 3 Jahrzehnten in Kliniken, Praxen und Behinderteneinrichtungen erreicht. Ihre Langlebigkeit liegt sowohl im elastischen und unverwüstlichen BASF-Neopolen-Schaum mit außerordentlich gutem Prallschutz (2 cm Stärke ist vollkommen ausreichend) und leichtem Gewicht, als auch in der hygienischen, leicht zu reinigenden hochwertigen Kunstlederoberfläche begründet (keine Rillen oder Stanzungen in denen sich Schmutz absetzen kann).



### GYMNASTIKMATTEN faltbar/nicht faltbar

Besonders widerstandsfähiger Innenkern aus 20 mm NEOPOLEN-Polypropylen-Hartschaum mit hoher Rückstellkraft (Prallschutz); Außenhülle aus Kunstleder. Alle Materialien zertifiziert nach Ökotex-Standard 100; Abwaschbar, desinfizierbar.



#### faltbar

| Nr | Maße cm   | Anzahl d. Segmente | Farbe*          | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----------|--------------------|-----------------|--------|--------|------|
| 1  | 200x100x2 | 4                  | rot/h'blau-azur | 2030/1 | 294,00 | 4,00 |
| 2  | 200x125x2 | 4                  | rot/h'blau-azur | 2030/2 | 340,00 | 5,00 |
| 3  | 200x200x2 | 2                  | rot/h'blau-azur | 2030/3 | 561,00 | 8,00 |

#### nicht faltbar (ohne Abbildung)

|   |           |  |                 |        |        |      |
|---|-----------|--|-----------------|--------|--------|------|
| 4 | 180x80x2  |  | rot/h'blau-azur | 2025/1 | 219,00 | 3,50 |
| 5 | 200x100x2 |  | rot/h'blau-azur | 2031/1 | 282,00 | 4,00 |
| 6 | 200x125x2 |  | rot/h'blau-azur | 2031/2 | 320,00 | 5,00 |

\* Andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



HMV: 20.29.04.0000: Therapieauflagen

*Alle Teile sind für jede Lagerungsart austauschbar.*

**NEU** Ideale Hygiene-Voraussetzungen durch eine weitere Innenhülle: Korn

1. **Hülle:** PhysioTex, weiß, mit kurzem Reißverschluss (abwaschbar), Füllung PP-Perle
2. **Hülle:** PhysioTex, weiß (abnehmbar, waschbar bis 95 Grad), **PhysioTex ist virent**
3. **Hülle:** Baumwolle, weiß (abnehmbar, angenehm hautfreundlich, waschbar bis 60

### Anwendung aus therapeutischer Sicht:

Indikationen: zerebrale Bewegungsstörungen wie Spastik und Athetosen, Skoliosen, Kontrakturen oder Muskelerkrankungen – Muskeldystrophie -atrophie. Das Bettlagerungssystem besteht aus speziellen Lagerungskissen und Schaumstoffteilen zur Stabilisierung der Lagerung und Positionierung schwer- und mehrfachbehinderter Menschen im Bett, ohne sie einzulegen.

**Die Besonderheit der Korrektur-Unterlagen und Körper-Beinkeilkissen besteht darin, dass sie sich den Körperkonturen einerseits wie bei normalen Kissen anpassen, andererseits sich aber durch die Belastung in den Kissen ein Unterdruck (Halb-Vacuum = Stabilisierungs-Effekt) aufbaut wie bei unseren Lagerungshilfen MALTA, KRETA und Funktionskeilkissen, was sicheren Halt in der einmal angenommenen Position gewährleistet.**

Hierdurch können andere Lagerungshilfen (z.B. Vacuum-Kissen, ein- oder unförmige Schaumstoffzuschnitte) vermieden werden, die sich nicht unbedingt als praktikabel erweisen. Bettlagerungssystem-Kissen ermöglichen jederzeit leicht veränderbare, gezielte und sichere Lagerung und Positionierung des gesamten Körpers und fördern dadurch Entspannung, Erleichterung der Atmung, verbesserte Durchblutung, Ausgleich des Muskeltonus zur Vermeidung von Spasmen, Vergrößerung der Auflagefläche, Vermeidung des Hohlliegen.

### Allgemeine Hinweise zur Standardausstattung:

Alle Kissen des BLS bestehen aus hygienischen Gründen jeweils aus einer weißen PhysioTex-Innenhülle mit gemischter Polypropylenperlen / Schaumstoffflockenfüllung -Mischung 1:1 für eine Polsterwirkung- (abwaschbar und desinfizierbar) einer zweiten, weißen, abnehmbaren PhysioTex-Zwischenhülle (waschbar bis 95 Grad), sowie einer dritten abnehmbaren weißen Baumwoll-Außenhülle (waschbar bis 60 Grad).

Zwischen- und Außenhüllen können wechselseitig ausgetauscht werden. Vorlegekeile und Fußblock bestehen aus Schaumstoffblöcken, die jeweils mit einem grünen PhysioTex-Bezug versehen sind. Andere Farben ohne Mehrpreis, aber vom Umtausch ausgeschlossen.

### Wirkungsweise:

Durch die spezielle Füllung (s.o.) im Zusammenhang mit einer PhysioTex-Hülle entsteht beim Lagern sowohl ein Unterdruck-Stabilisierungs- als auch ein wirkungsvoller Polster-Effekt. Dies ermöglicht eine optimale Druckverteilung, wie sie sonst nur bei aufwändigen Schaumstoff-Ausfräsungen zu erreichen ist.

### Folgende BLS-Teile stehen zur Verfügung:

Korrektur-Unterlagen, Körper-Beinkeilkissen

sen, Vorlegekeile, Fußblock, Wechselbezüge als zusätzliche Außenbezüge

### Welche Teile jeweils benötigt werden:

Die BLS-Teile können sowohl einzeln als auch in Kombination zur individuellen Lagerung eingesetzt werden. Je nach Bedarf stehen weitere Lagerungshilfen lt. Katalog zur Verfügung (z.B. Kopfstützen, T-Kissen, Universal-Kissen etc.)

### Durch Stabilisierungs-Effekt

selbstwirkend unterdruckformstabil ca. 20 - 30 Sekunden nach der Anfor-mungsphase.



Rückenlage: auf der Matratze liegt eine Korrektur-Unterlage Gr. 2; Bein- und Rumpfkorrektur: durch das Körper-Beinkeilkissen Gr. 2; zur Kopfkontrolle: Universalkissen 43x23 cm



Zur Kopf- Rücken- und Rumpflagerung sowie Bein- und Fußführung je ein Körper-Beinkeilkissen Gr. 2; zur seitlichen Abstützung beider Kissen wurden 2 Vorlegekeile eingesetzt.



Zur Seitlagerung: ein Körper-Beinkeilkissen Gr. 3 als Rückenstütze; ein dto. zur Hüft- Beinlagerung; Beide Außenbezüge in Wunschfarbe Baumwolle grün.



Gleiche Person wie auf dem Bild zuvor, jedoch in der Rücklage mit den gleichen Körper-Beinkeilkissen, sowie zusätzlich mit einem Fußblock



zur Rumpf- Hüftkorrektur eine Korrektur-Unterlage Gr. 1; zur Beinlagerung ein Körper-Beinkeilkissen Gr. 2; zur Kopflagerung ein Kopfstützkissen mit Mulde (2 Vorlegekeile stützen/verengen re und li die Korrektur-Unterlage



1 Körper-Beinkeilkissen Gr. 2+3 und Kopfstütze mit Mulde



zur stabilen Seitenlage zwei Vorlegekeile; ein Körper-Beinkeilkissen stützt den Rücken, das zweite unterstützt die Kopfkontrolle; alle Teile variabel, auch für alle anderen Positionierungen



# Lagerungssystem

## POSITIONIERUNGSSYSTEM CE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Mit Unterdruck-  
Stabilisierungs-Effekt.

Korrektur-Unterlagen und Körper-Beinkeilkissen bestehen aus jeweils 3 Hüllen:

innen- und Schaumstofflocken-Gemisch  
durchlässig  
(Grad)



Die 3. Hülle, Außenhülle, kann statt Baumwolle auch in PhysioTex-Stoff (ohne Mehrpreis) geliefert werden. (auch andere Farben ohne Mehrpreis)

Zu den therapeutischen Zielen gehören ganz allgemein die Kompensation behinderungsbedingter Einschränkungen und verhindern von Verschlechterungen sowie die Sicherung des Erfolgs der Behandlung.

Die Lagerungshilfen des BLS ermöglichen bei richtiger Anwendung nicht nur eine sachgemäße Lagerung, selbst bei starken Kontrakturen und Skoliosen, sondern beugen diesen auch vor, wirken ihnen sogar teilweise entgegen. Die Unterstützung der Sitzposition, Seit-, Bauch- und Rückenlagen fördern neben den Vitalfunktionen (s.o.) auch Wahrnehmung und Kommunikation.

Das Material wirkt auf den Muskeltonus regulierend; Spasmen und Athetosien können u.U. reduziert, eine schlaffe Muskulatur mobilisiert werden. Der sichere Halt unterstützt Krankengymnastik und ermöglicht die Anbahnung neuer Bewegungsabläufe.



**Auszug aus dem Bericht einer Mutter an den Kostenträger:**

„...Claudia liegt auf einer Weichlagerungsmatratze. Sie kann sich nicht alleine umdrehen und bewegen. Jede Nacht muss ich zwei- bis viermal aufstehen, um sie anders zu lagern. Mit Hilfe des o.a. Bettlagerungssystems, das uns (zunächst) drei Nächte zur Verfügung stand, ist es gelungen, sie so zu lagern und zu stabilisieren, dass sie nachts völlig entspannt durchschlief. Die 30-Grad Seitlage zur Erleichterung der Atmung und die sichere Positionierung der Hüfte haben bei ihr zu einer Tiefenentspannung geführt und damit konnten die ständigen Spasmen vermieden werden. Mehr als 1 ½ Jahre lang gab es keine ungestörte Nachtruhe. Dieses Bettlagerungssystem hat bewirkt, dass sie entspannt durchschlafen konnte. Als ständige Betreuungsperson finde ich das als sehr hilfreich. Es wäre deshalb sehr gut, dieses Bettlagerungssystem ständig zur Verfügung zu haben.“  
(Das BLS wurde danach von der AOK genehmigt).



**Hinweis:**

Alle Standard-Bezüge der Korrektur-Unterlagen und der Körper-Beinkeilkissen in weiß.

Mögliche Ausnahme: Die jeweilige Außenhülle statt in Baumwolle auch in PhysioTex und in einer Wunschfarbe ohne Mehrpreis lieferbar. Alle Stoffe ÖkoTex-Standard 100

| BLS-KORREKTUR-UNTERLAGE kpl. aus 3 Hüllen (Neu) |     |            |        |        |      |
|-------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|------|
| Nr                                              | Gr  | LxBxH cm   | Art-Nr | Euro   | kg   |
| 1                                               | I   | 140x70x12  | 240375 | 298,50 | 3,10 |
| 2                                               | II  | 180x90x12  | 240376 | 385,20 | 6,50 |
| 3                                               | III | 200x100x12 | 240377 | 429,50 | 7,20 |

| BW-WECHSELBEZÜGE FÜR BLS-KORREKT-UNTERLAGEN                      |     |         |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|
| Ein Außenbezug ist bereits in jeder Grundausstattung enthalten.. |     |         |        |        |      |
| 4                                                                | I   | 140x70  | 240385 | 97,80  | 0,80 |
| 5                                                                | II  | 180x90  | 240386 | 122,00 | 0,90 |
| 6                                                                | III | 200x100 | 240387 | 149,50 | 1,10 |

| BLS-KÖRPER-BEINKEILKISSEN kpl. aus 3 Hüllen (Neu) |     |             |        |        |      |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|------|
| 7                                                 | I   | 60x50x25/0  | 240475 | 260,50 | 1,60 |
| 8                                                 | II  | 70x60x30/0  | 240476 | 280,80 | 2,50 |
| 9                                                 | III | 100x80x40/0 | 240477 | 347,60 | 6,70 |

| BW-WECHSELBEZÜGE FÜR BLS-KÖRPER-BEINKEILKISSEN               |     |             |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|------|
| Ein BW-Wechselbezug ist in jeder Grundausstattung enthalten. |     |             |        |        |      |
| 10                                                           | I   | 60x50x25/0  | 240485 | 63,60  | 0,30 |
| 11                                                           | II  | 70x60x30/0  | 240486 | 83,70  | 0,40 |
| 12                                                           | III | 100x80x40/0 | 240487 | 107,80 | 0,60 |

| BLS-VORLAGEKEILE INCL. PT-AUSSENBEZUG |     |              |        |        |      |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|------|
| 13                                    | I   | 70x12x23 cm  | 240575 | 128,50 | 0,80 |
| 14                                    | II  | 90x12x23 cm  | 240576 | 147,00 | 1,00 |
| 15                                    | III | 110x12x23 cm | 240577 | 166,50 | 1,20 |

| PT-WECHSELBEZÜGE FÜR BLS-VORLAGEKEILE                           |     |              |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|------|
| Ein Außenbezug ist bereits in jeder Grundausstattung enthalten. |     |              |        |        |      |
| 16                                                              | I   | 70x12x23 cm  | 240585 | 99,50  | 0,10 |
| 17                                                              | II  | 90x12x23 cm  | 240586 | 109,00 | 0,20 |
| 18                                                              | III | 110x12x23 cm | 240487 | 118,80 | 0,30 |

| BLS-FUSSBLOCK incl. PT-Außenbezug |   |             |        |       |      |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|-------|------|
| 19                                | I | 60x20x27/20 | 240675 | 98,80 | 1,10 |

| BW-WECHSELBEZÜGE FÜR BLS-FUSSBLOCK                              |   |             |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|-------|------|
| Ein Außenbezug ist bereits in jeder Grundausstattung enthalten. |   |             |        |       |      |
| 20                                                              | I | 60x20x27/20 | 240685 | 49,50 | 0,10 |




Korrektur-Unterlagen in 3 Größen, stets 12 cm hoch, jede bestehend aus 3 Hüllen (davon zwei kpl. waschbar, die gefüllte innere Hülle abwaschbar)



Körper-Beinkeilkissen in 3 Größen, je aus 3 Hüllen (davon zwei kpl. waschbar, die gefüllte innere Hülle abwaschbar)



Vorlagekeile aus Schaumstoff, in 3 Größen, Bezug PhysioTex



Fußblock Schaumstoff, eine Größe, Bezug PhysioTex



**Hinweis:**

Schwerbehinderte Personen, insbesondere solche mit Anfallsleiden, sollten in den Hilfsmitteln nicht unbeaufsichtigt bleiben!



Wachkoma-Situation, 2 Körper-Beinkeilkissen Gr. 3, Oberkörper aufgerichtet, 2. Kissen für Knie-, Hüft- u. Kniebeugung



Universalkissen (S. 42); Korrektur-Unterlage Gr. 1; K.-B.-Keilkissen Gr. 1



2 Körper-Beinkeilkissen Gr. 3



2 Körper-Beinkeilkissen Gr. 2



2 Körper-Beinkeilkissen Gr. 2

**HMV Alternative zu:**

**20.29.98.0001**

ind. am Körper anpassbare Lagerungshilfe sowie eine preiswerte Alternative zu Folgenden:

**20.29.99.0008:**

Lagerungshilfe nach Formabdruck

**20.29.02.0001:**

PhysioForm Grip variable Lagerungshilfe



**19.40.02.0000:**

Behindertengerechtes Bettenzubehör

## 01 U-POLSTER


Diese drei unterschiedlichen Ausführungen von U-Polstern werden vielseitig in der physiotherapeutischen Behandlung, aber auch bei der Lagerung in Reha-Einrichtungen und zuhause eingesetzt. Das U-Polster besteht serienmäßig aus einem festen Schaumstoffkern mit Kunstlederbezug. Andere Farben nach Wahl, ohne Mehrpreis.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



Audere Maße auf Anfrage.

U-Polster Hufeisenform



\* Andere Farben lt. unserer Farbtabelle liefern wir ohne Mehrpreis, sie sind jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

### U-POLSTER

Aus festem Schaumstoff-Zuschnitt mit Kunstlederbezug, Standardfarbe\* hellblau-azur (Alle Materialien Ökotex-Standard 100)



| Nr | Gr | Ausführung   | Maße lt. Fotos in cm                     | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----|--------------|------------------------------------------|--------|--------|------|
| 1  | I  | ohne Mulde   | H 50, B 58, T 15, D 25, E 28             | 1001   | 182,00 | 2,00 |
| 2  | II | ohne Mulde   | H 50, B 58, T 30, D 25, E 28             | 1002   | 226,50 | 3,50 |
| 3  |    | mit Mulde    | H 58, B 58, T 30, D 30, E 28, F 15, G 15 | 1003   | 249,00 | 5,00 |
| 4  |    | Hufeisenform | H 58, B 75, T 20, D 29, E 35, G 20       | 1004   | 202,00 | 3,50 |

\* Abweichende Farben und Muster ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

#### HMV Alternative zu:

- 20.29.01.3000:** Ganzkörperlagerungskeil
- 19.40.02.0000:** Behindertengerechtes Bettenzubehör
- 20.99.99.0002:** Zusatztteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder (oder sonstige je nach Anwendung)



## 01 GYMNASTIKROLLEN rund oder abgekantert

Komplett aus einem festem Schaumstoffblock mit Kunstlederbezug. Jahrzehntelang absolut formstabil. Ausführung in abgekantert oder rund.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### GYMNASTIKROLLEN in runder und abgekanterter Ausführung

Standard-Ausführung: mit Kunstleder-Bezug, Standardfarbe\* blau saphir  
Aus einem festem Schaumstoffkern, Lieferung auf Wunsch mit Tragegriff(en) s.u.,  
Alle Materialien Ökotex-Standard 100

| Nr | Maße cm, rund + abgekantert | Raumgewicht | Art-Nr rund | Euro   | Nr | Art-Nr abgek. | Euro   | kg    |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------|--------|-------|
| 1  | 100x20                      | 5080        | 1020 R      | 139,00 | 18 | 1020 A        | 139,00 | 2,00  |
| 2  | 118x20                      | 5080        | 1120 R      | 156,00 | 19 | 1120 A        | 156,00 | 2,40  |
| 3  | 100x25                      | 5080        | 1025 R      | 158,00 | 20 | 1025 A        | 158,00 | 3,00  |
| 4  | 118x25                      | 5080        | 1125 R      | 182,00 | 21 | 1125 A        | 182,00 | 3,50  |
| 5  | 100x30                      | 5065        | 1030 R      | 222,00 | 22 | 1030 A        | 222,00 | 4,00  |
| 6  | 118x30                      | 5065        | 1130 R      | 240,00 | 23 | 1130 A        | 240,00 | 4,70  |
| 7  | 100x35                      | 5065        | 1035 R      | 262,00 | 24 | 1035 A        | 262,00 | 5,00  |
| 8  | 118x35                      | 5065        | 1135 R      | 289,00 | 25 | 1135 A        | 289,00 | 5,90  |
| 9  | 100x40                      | 4065        | 1040 R      | 288,00 | 26 | 1040 A        | 288,00 | 6,00  |
| 10 | 118x40                      | 4065        | 1140 R      | 332,00 | 27 | 1140 A        | 332,00 | 7,00  |
| 11 | 100x45                      | 4065        | 1045 R      | 314,00 | 28 | 1045 A        | 314,00 | 7,20  |
| 12 | 118x45                      | 4065        | 1145 R      | 369,50 | 29 | 1145 A        | 369,50 | 8,50  |
| 13 | 100x50                      | 3554        | 1050 R      | 360,00 | 30 | 1050 A        | 360,00 | 8,00  |
| 14 | 118x50                      | 3554        | 1150 R      | 394,00 | 31 | 1150 A        | 394,00 | 9,50  |
| 15 | 130x50                      | 3554        | 1350 R      | 432,00 | 32 | 1350 A        | 432,00 | 39,60 |
| 16 | 150x50                      | 3554        | 1550 R      | 499,00 | 33 | 1550 A        | 499,00 | 39,60 |
| 17 | 150x55                      | 3554        | 1555 R      | 584,00 | 34 | 1555 A        | 584,00 | 39,60 |

| Stück Tragegriff für Gymnastikrollen                                                                                             | Euro         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 35 Ein Tragegriff ist einzeln an einer Seite angebracht. Wenn 2 Tragegriffe bestellt werden, erhält jede Seite einen Tragegriff. | 157 TR 18,80 |

\* Abweichende Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.  
Andere Maße auf Wunsch.



Standardfarbe d' blau saphir

Standardfarbe rot

rund

Formstabil  
über Jahrzehnte!

Bei Gymnastikrollen  
ab Ø 40 cm schlagen  
wir einen oder zwei  
Tragegriffe vor.



Sonderfarbe grün kiwi



Sonderfarbe KL rot



## 02 POLY-LAGERUNGS- UND THERAPIEROLLE

Gut gefüllt mit Polypropylenperlen, ausgestattet mit einer weißen PhysioTex-Innenhülle und einer dunkelblauen PhysioTex-Außenhülle, bewährt sich die Poly-Rolle bei krankengymnastischen Übungen.

Selbstwirkend durch **Stabilisierungseffekt**  
bereits ca. 10 Sekunden nach der Anformphase  
unterdruckformstabil.

### POLY-LAGERUNGS- UND THERAPIEROLLE

bestehend aus einer weißen PhysioTex- Innen- und einer dunkelblauen\* PhysioTex-Außenhülle,  
Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Maße cm x Ø | Art-Nr  | Euro   | kg   |
|----|-------------|---------|--------|------|
| 1  | 200x40      | 20040PT | 248,00 | 4,70 |

**WECHSELBEZUG** PhysioTex dunkelblau\*  
(Ein abnehmbarer Außenbezug ist bereits in der Grundausstattung enthalten)

|   |        |          |        |      |
|---|--------|----------|--------|------|
| 2 | 200x40 | 20040IPT | 106,60 | 0,50 |
|---|--------|----------|--------|------|

\* Abweichende Farben ohne Mehrpreis,  
jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

HMV: 20.29.04.0000: Therapiehilfen




# 01 LAGERUNGSKISSEN SCHLANGENFORM

NEU: in zwei Größen lieferbar.

Füllung wahlweise Polypropylenperlen- oder Dinkelspelz.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



## STANDARDFÜLLUNG POLYPROPYLENPERLEN (EPP)



- Waschbar bis 95 Grad
  - Trockner geeignet
  - Schwer entflammbar nach FMVSS 302 und DIN 75200
  - Umweltfreundlich
  - geruchsneutral
  - Bionneutral
  - geringes Gewicht
- keine statische Aufladung!*

## LAGERUNGSKISSEN SCHLANGENFORM in 2 Größen

Standard-Ausführung: bestehend aus einer Baumwoll- oder PhysioTex-Hülle, mit Reißverschluss, Füllung wahlweise Polypropylenperlen oder Dinkelspelz

### >> Füllung Polypropylenperlen (Standardfüllung)

| Nr | Größe, Maße siehe Bild    | Ausführung* | Farbe*                       | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|---------------------------|-------------|------------------------------|--------|-------|------|
| 1  | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | PhysioTex   | blau                         | 7611   | 58,10 | 1,30 |
| 2  | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | Baumwolle   | blau gemustert               | 7610   | 58,10 | 1,30 |
| 3  | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | PhysioTex   | orange                       | 7102   | 44,90 | 0,70 |
| 4  | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | Baumwolle   | hellblaue Eulen o. blau gem. | 7104   | 44,90 | 0,70 |

### >> Füllung Dinkelspelz

| Nr | Größe, Maße siehe Bild    | Ausführung* | Farbe*                       | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|---------------------------|-------------|------------------------------|--------|-------|------|
| 5  | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | PhysioTex   | blau                         | 7611D  | 74,90 | 5,50 |
| 6  | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | Baumwolle   | blau gemustert               | 7610D  | 74,90 | 5,50 |
| 7  | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | PhysioTex   | orange                       | 7102D  | 64,00 | 3,00 |
| 8  | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | Baumwolle   | hellblaue Eulen o. blau gem. | 7104D  | 64,00 | 3,00 |

### AUSSENBEZÜGE für alle Lagerungskissen Schlangenform

|    |                           |           |                              |      |       |
|----|---------------------------|-----------|------------------------------|------|-------|
| 9  | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | PhysioTex | blau                         | 7713 | 42,90 |
| 10 | Standard, 200 x 32 / Ø 20 | Baumwolle | blau gemustert               | 7712 | 42,90 |
| 11 | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | PhysioTex | orange                       | 7711 | 37,20 |
| 12 | Klein, 130 x 27 / Ø 14    | Baumwolle | hellblaue Eulen o. blau gem. | 7712 | 37,20 |

\* Abweichende Farben und Muster ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

HMV Alternative zu

20.29.98.0001:

indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe

20.99.99.0002:

Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder (oder sonstige je nach Anwendung)

Verordnungsfähigkeit Seite 14.

## DINKELSPELZFÜLLUNG (wahlweise)



Wir verwenden nur entstaubten Dinkelspelz aus kontrolliert biologischem Anbau. Kieselsäure und wertvolle Mineralstoffe sind im Spelz voll erhalten und wirken gesundheitsfördernd auf den Organismus.

**Waschbarkeit:** Polypropylenperlen bis 95 Grad  
PhysioTex bis 95 Grad, Baumwolle bis 60 Grad.

## Allgemeiner Hinweis:

Alle unsere Lagerungskissen sind gut gefüllt. Sollten Sie weniger Füllung benötigen, entnehmen Sie bitte einfach die entsprechende Menge. (keine statische Aufladung)




## 02 LAGERUNGSKISSEN BOGENFORM

NEU: in zwei Größen lieferbar. Füllung wahlweise Polypropylenperlen- oder Dinkelspelz.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100


Standardgrößen

Standardfarbe:  
Baumwolle  
blau gemustert  
(wahlweise gelb  
gemustert)



kleines Bogenkissen

Standardfarbe:  
Baumwolle,  
rot gemustert



kleine Ausführung

Standardfarbe:  
PhysioTex, weinrot




Standardgröße  
Standardfarbe:  
PhysioTex, blau

*Lagerungskissen mit  
anderen Abmessungen  
liefern wir gerne auf Anfrage.  
(Schablone zusehen!)*


Standardgröße

Standardfarbe:  
Baumwolle, gelb gemustert



kleine Ausführung

Standardfarbe:  
PhysioTex, grün



kleine Ausführung

Standardfarbe:  
Baumwolle, grüne Blumen  
oder blau gemustert



### LAGERUNGSKISSEN BOGENFORM in 2 Größen

**Standard-Ausführung:** bestehend aus einer Baumwoll- oder PhysioTex-Hülle, mit Reißverschluss, Füllung wahlweise Polypropylenperlen oder Dinkelspelz

#### >> Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Größe                  | Ausführung* | Farbe*         | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|
| 1  | Standard, Umfg. 210 cm | PhysioTex   | blau           | 7624   | 72,80 | 1,00 |
| 2  | Standard, Umfg. 210 cm | Baumwolle   | blau gemustert | 7620   | 72,80 | 1,00 |
| 3  | Klein, Umfg. 190 cm    | PhysioTex   | weinrot        | 7220   | 61,40 | 0,60 |
| 4  | Klein, Umfg. 190 cm    | Baumwolle   | rot gemustert  | 7221   | 61,40 | 0,60 |

#### >> Füllung Dinkelspelz

| Nr | Größe                  | Ausführung* | Farbe*         | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|
| 5  | Standard, Umfg. 210 cm | PhysioTex   | blau           | 7624D  | 90,80 | 5,00 |
| 6  | Standard, Umfg. 210 cm | Baumwolle   | blau gemustert | 7620D  | 90,80 | 5,00 |
| 7  | Klein, Umfg. 190 cm    | PhysioTex   | weinrot        | 7220D  | 79,20 | 3,50 |
| 8  | Klein, Umfg. 190 cm    | Baumwolle   | rot gemustert  | 7221D  | 79,20 | 3,50 |

#### AUSSENBEZÜGE für alle Lagerungskissen Bogenform

|    |                        |           |                |      |       |
|----|------------------------|-----------|----------------|------|-------|
| 9  | Standard, Umfg. 210 cm | PhysioTex | blau           | 7723 | 59,00 |
| 10 | Standard, Umfg. 210 cm | Baumwolle | blau gemustert | 7720 | 59,00 |
| 11 | Klein, Umfg. 190 cm    | PhysioTex | weinrot        | 7733 | 55,60 |
| 12 | Klein, Umfg. 190 cm    | Baumwolle | rot gemustert  | 7734 | 55,60 |

\* Abweichende Farben liefern wir ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

## 02 LAGERUNGSKISSEN BANANENFORM

In zwei Größen lieferbar.

Füllung wahlweise Polypropylenperlen- oder Dinkelspelz.

### LAGERUNGSKISSEN BANANENFORM in 2 Größen

**Standard-Ausführung:** bestehend aus einer Baumwoll- oder einer PhysioTex-Hülle, mit Reißverschluss, Füllung wahlweise Polypropylenperlen oder Dinkelspelz

#### >> Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Größe                  | Ausführung* | Farbe*         | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|
| 1  | Standard, Umfg. 105 cm | PhysioTex   | gelb           | 7631   | 41,00 | 0,50 |
| 2  | Standard, Umfg. 105 cm | Baumwolle   | gelb gemustert | 7630   | 41,00 | 0,50 |
| 3  | Klein, Umfg. 90 cm     | PhysioTex   | grün           | 7736   | 35,20 | 0,30 |
| 4  | Klein, Umfg. 90 cm     | Baumwolle   | grüne Blumen** | 7737   | 35,20 | 0,30 |

#### >> Füllung Dinkelspelz

| Nr | Größe                  | Ausführung* | Farbe*         | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|
| 5  | Standard, Umfg. 105 cm | PhysioTex   | gelb           | 7631D  | 63,00 | 2,50 |
| 6  | Standard, Umfg. 105 cm | Baumwolle   | gelb gemustert | 7630D  | 63,00 | 2,50 |
| 7  | Klein, Umfg. 90 cm     | PhysioTex   | grün           | 7736D  | 55,20 | 1,80 |
| 8  | Klein, Umfg. 90 cm     | Baumwolle   | grüne Blumen** | 7737D  | 55,20 | 1,80 |

#### AUSSENBEZÜGE für alle Lagerungskissen Bananenform

|    |                        |           |                |      |       |
|----|------------------------|-----------|----------------|------|-------|
| 9  | Standard, Umfg. 105 cm | PhysioTex | blau           | 7731 | 32,00 |
| 10 | Standard, Umfg. 105 cm | Baumwolle | gelb gemustert | 7730 | 32,00 |
| 11 | Klein, Umfg. 90 cm     | PhysioTex | grün           | 7740 | 28,00 |
| 12 | Klein, Umfg. 90 cm     | Baumwolle | grüne Blumen** | 7741 | 28,00 |

\* Abweichende Farben liefern wir ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

\*\* oder Baumwolle blau gemustert

#### HMV Alternative zu

20.29.98.0001:

indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe

20.99.99.0002:

Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder  
(oder sonstige je nach Anwendung)

Das Fix-Umrandungs-System besteht aus fünf unterschiedlichen Schaumstoffblöcken, bezogen mit robustem Suratec-Nylongewebe, die mittels Klett / Flausch-Laschen sehr stabil und stark miteinander verbunden, aber auch jederzeit wieder gelöst werden können.

Wie bereits die abgebildeten Aufbauten zeigen lassen sich Umrandungen jedweder Art und Größe, sowie auch rechtwinklig abgelenkte Gestaltungsformen, aufbauen. Sie können für die Farbgestaltung unter sechs Suratec-Nylon-Stofffarben, auch für jedes Teil unterschiedlich, ohne Mehrpreis auswählen.

Eine Bodenmatte innerhalb einer Fix-Umrandung ist konstruktionsbedingt zur Stabilisierung nicht notwendig, aber vielleicht aus Gründen des Komforts wünschenswert.

Falls keine eigenen Lösungen zur Verfügung stehen (Teppichboden etc.), bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne Bodenmatten, ähnlich unserer Gymnastikmatten aus Hartschaum mit Kunstlederbezug an.

### Teile für quadratische und rechteckige Umrandungen:



A = Begrenzungsteil (L 100, B 25, H 50 cm)



B = Begrenzungsteil (L 50, B 25, H 50 cm)



C = Begrenzungsteil (L 25, B 25, H 50 cm)



D = Außenecke (25x25x50 cm)

### Ablenkungsteil für Abweichungen rechts und links von quadratischen und rechteckigen Umrandungen:



E = Ablenkungsteil (L 25, B 25, H 50 cm)

**Tipp:**  
Platzieren Sie die Teile stets so, dass sich der Reißverschluss auf der Außenseite der Umrandung über dem Boden befindet.



Aufbau nach Skizze 1



Aufbau nach Skizze 2



Aufbau nach Skizze 3

### FIX-UMRANDUNGS-SYSTEM

Bestehend aus fünf unterschiedlichen Schaumstoffteilen, bezogen mit reißfestem Suratec-Nylonbezügen mit Klettaschen. Bodenmatten sind konstruktionsbedingt nicht notwendig. Falls nicht mit eigenem Material (Teppichboden etc.) ausgelegt wird, bitte ein Angebot über Bodenmatten bei uns anfordern.

**Standardfarbe** wahlweise grün\* und/oder blau\*

| Nr. | Teil (s. Abb.) | Schaumstoff-Elemente, LxBxH in cm | Raumgewicht | Art-Nr | Euro   | kg   |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|------|
| 1   | A              | Begrenzungsteil 100x25x50         | 4065        | 54100  | 208,50 | 5,60 |
| 2   | B              | Begrenzungsteil 50x25x50          | 4065        | 54050  | 132,50 | 2,80 |
| 3   | C              | Begrenzungsteil 25x25x50          | 4065        | 54025  | 86,50  | 2,80 |
| 4   | D              | Viertelkreis-Außen-Ecke, 25x25x50 | 4065        | 54125  | 86,80  | 1,20 |
| 5   | E              | Ablenkungsteil, 25x25x50          | 4065        | 54225  | 86,80  | 1,40 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

Den Frachtkostenanteil bitten wir anzufordern, da jeweils abhängig vom Auftragsvolumen. Wiederverkäufer auf Anfrage.

### Suratec-Farben



**Waschbarkeit:**  
abwaschbar, desinfizierbar

**Material-Qualität:**

**Polyurethan-(PUR)-Schaumstoff auf Polyeterbasis:**

- Oeko-Tex Standard 100
- FlammSchutzausrüstung
- phthalatfrei

**Suratec-Nylongewebe:**

- hochreißfest
- Enthält keine die Gesundheit gefährdenden Inhaltsstoffe,
- entsprechend der REACH-Liste

**Klett/Flauschbänder:**

- Ökotex Standard 100



# DUNGS-SYSTEM

## EIEN GESTALTUNG




Aufbau nach Skizze 2



freie Gestaltung

*Vorlagen für Ihre Skizzen...*




**A, B, C:** Zur Bildung einer Linie.

**Form D:** Zur Bildung einer quadratischen oder rechteckigen Umrandung, benötigt man vier Außenecken (Bsp. 1 u. 2).

**Form E:** Ein Ablenkungsteil wird ausschließlich zur rechtwinkligen Richtungsänderung nach rechts oder links benötigt. Sobald ein Ablenkungsteil eingesetzt wird, wird zum Schließen der Umrandung auch eine weitere Außenecke D benötigt.

*Raum für Ihre Skizzen...* 1 Rasterquadrat entspricht 25x25 cm



## 01 LAGERUNGSNEST und Zubehör

Das Lagerungsneest vermittelt Geborgenheit. Es besteht aus einer PhysioTex-Hülle und ist gefüllt mit Polypropylenperlen.

Abwaschbar, desinfizierbar, hautsympathisch. Die Maßangaben beziehen sich auf die Gesamtlänge und Breite. Ein Lagerungsneest eignet sich sehr gut zur Kombination mit einem Fahrgestell.

(Ausführliche Informationen über Fahrgestelle finden Sie auf den Seiten 20 / 21)

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



Lagerungsneest Gr. II (150x80 cm), Standardfarbe blau/grün

### LAGERUNGSNEEST

bestehend aus einer blau/ grünen\* PhysioTex-Hülle, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Gr  | Maße cm  | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----|----------|--------|--------|------|
| 1  | I   | 130 x 80 | 3011   | 279,00 | 3,00 |
| 2  | II  | 150 x 80 | 3012   | 329,90 | 3,50 |
| 3  | III | 170 x 80 | 3013   | 378,00 | 4,00 |

### AUSSENHÜLLE aus Baumwolle blau gemustert\*

| Nr | Gr  | Maße cm  | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----|----------|--------|--------|------|
| 4  | I   | 130 x 80 | 3011/1 | 94,00  | 0,80 |
| 5  | II  | 150 x 80 | 3012/1 | 99,90  | 0,85 |
| 6  | III | 170 x 80 | 3013/1 | 116,00 | 0,90 |

### BODENWANNE

robuste Ausführung aus blauem Suratec-Nylon-Gewebe zum Schutz im Freien

| Nr | Gr  | Maße cm  | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----|----------|--------|--------|------|
| 7  | I   | 130 x 80 | 3011/5 | 104,00 | 0,60 |
| 8  | II  | 150 x 80 | 3012/5 | 112,00 | 0,65 |
| 9  | III | 170 x 80 | 3013/5 | 121,00 | 0,70 |

\* Abweichende Farben liefern wir ohne Mehrpreis, diese sind jedoch von Umtausch ausgeschlossen.



Lagerungsneest Gr. I (130x80 cm), Sonderfarbe grün/blau, mit Fahrgestell UGF 501 (120x75x17,5 cm)



Lagerungsneest Gr. I, (130 x 80 cm), Standardfarbe grün/ blau, mit Fahrgestell UGH 501 (120x75x40 cm)

Das Lagerungsneest kann auch im Bett eingesetzt werden.



Lagerungsneest Gr. III (170x80 cm) mit Zubehör:  
1 Außenhülle, Standardfarbe Baumwolle blau gemustert  
und einer Bodenwanne aus Suratec-Nylon, Standardfarbe blau

\* Abweichende Farben und Muster, lt. unserer Farbtabelle, liefern wir ohne Mehrpreis, diese sind jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



## 02 WELLENKISSEN

Das Wellenkissen ermöglicht jederzeit eine problemlose Lagerung für Rückenlage oder Knieposition. Gegen die Wand gelehnt ist es als Sitz einsetzbar.

### WELLENKISSEN

bestehend aus einer weißen PhysioTex-Innen- und einer grün/ blauen\* abnehmbaren PhysioTex-Außenhülle, Füllung Polypropylenperlen vermisch mit Schaumstoff-flocken

| Nr | Gr  | Maße cm       | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----|---------------|--------|--------|------|
| 1  | I   | 80 x 50 x 25  | 55991  | 168,20 | 3,00 |
| 2  | II  | 100 x 50 x 30 | 55992  | 189,00 | 3,50 |
| 3  | III | 120 x 60 x 35 | 55993  | 216,00 | 4,00 |

### WECHSELBEZUG

aus grün/ blauem\* PhysioTex (auf Wunsch Baumwollhülle blau\* ohne Mehrpreis) Ein abnehmbarer Außenbezug ist bereits Bestandteil des Wellenkissens.

| Nr | Gr  | Maße cm       | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|-----|---------------|---------|-------|------|
| 4  | I   | 80 x 50 x 25  | 55991BZ | 82,00 | 0,20 |
| 5  | II  | 100 x 50 x 30 | 55992BZ | 86,00 | 0,30 |
| 6  | III | 120 x 60 x 35 | 55993BZ | 94,,  | 0,40 |

\* Abweichende Farben und Muster liefern wir ohne Mehrpreis, diese sind jedoch von Umtausch ausgeschlossen.



Ein Wellenkissen eignet sich auch sehr gut zum Einsatz unterwegs!

**Waschbarkeit:** die abnehmbare PhysioTex\* Außenhülle ist 95° waschbar

#### HMV Alternative zu

19.40.02.0000: Behindertengerechtes Bettenzubehör

20.99.99.0002: Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder

20.29.02.0001: Alternative zu PhysioForm-Grip

20.29.99.0008: Alternative zu Lagerungshilfe nach Formabdruck



## 01 UNIVERSAL- UND RUHEMATTE

Die Hülle aus extrem reißfestem Suratec-Gewebe garantiert eine lange Lebensdauer. Durch geringe Höhe von 6 Zentimetern auch in großer Anzahl stapelbar. Nicht nur für die Ruhepausen geeignet.

### UNIVERSAL- UND RUHEMATTEN

bestehend aus einer Suratec-Hülle oder wahlweise aus einer weißen PhysioTex-Innen- und einer Suratec-Außenhülle. Füllung Polypropylenperlen.

| Nr | Größe             | Maße cm      | Ausstattung<br>(eine oder zwei Hüllen)       | Farbe*                 | Art-Nr    | Euro   | kg   |
|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|------|
| 1  | Standard          | 170 x 85 x 6 | eine Hülle aus Suratec                       | grün / blau            | 20551ST   | 187,00 | 4,00 |
| 2  | Standard          | 170 x 85 x 6 | eine Hülle aus PhysioTex                     | grün / blau            | 20551PT   | 187,00 | 4,00 |
| 3  | Standard          | 170 x 85 x 6 | eine Hülle aus Baumwolle                     | blau / rot             | 20551BW   | 187,00 | 4,00 |
| 4  | Standard 2 Hüllen | 170 x 85 x 6 | Innenhülle Baumwolle<br>Außenhülle Suratec   | weiß<br>grün / blau    | 20551BWST | 322,00 | 4,50 |
| 5  | Standard 2 Hüllen | 170 x 85 x 6 | Innenhülle PhysioTex<br>Außenhülle PhysioTex | weiß<br>grün / blau    | 20551PTPT | 322,00 | 4,50 |
| 6  | Standard 2 Hüllen | 170 x 85 x 6 | Innenhülle Baumwolle<br>Außenhülle Baumwolle | weiß<br>blau gemustert | 20551BWBW | 322,00 | 4,50 |

### WECHSELBEZUG

|   |          |              |           |                |          |        |  |
|---|----------|--------------|-----------|----------------|----------|--------|--|
| 7 | Standard | 170 x 85 x 6 | Suratec   | grün / blau    | 205515ST | 140,00 |  |
| 8 | Standard | 170 x 85 x 6 | PhysioTex | grün / blau    | 205515PT | 140,00 |  |
| 9 | Standard | 170 x 85 x 6 | Baumwolle | blau gemustert | 205515BW | 140,00 |  |

\*Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



Flaches Fahrgestell, mittlere Länge, UGF 502, (Seite 20–21) mit Universal- und Ruhematte



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

## 02 WEICHBODENMATTE TYP THERAPIEWOLKE

Robuste Kunstlederhülle, gefüllt mit Thermobond-Watteteilen. Zum Herumtoben ebenso geeignet wie zum Entspannen. Die sich, z.B. beim Herumtollen, ausdehnenden Watteteile im Inneren der Weichbodenmatte ziehen Luft, sodass sich andauernd neue „Wellenberge- und -Täler“ bilden, die zu neuem Spielen anregen.

### WEICHBODENMATTE TYP THERAPIEWOLKE

aus robustem Kunstleder (Ökotex-Standard 100) hellblau azur\* Füllung Thermobond-Watteteile

| Nr | Gr | L x B x H cm   | Art-Nr | Euro   | kg    |
|----|----|----------------|--------|--------|-------|
| 1  | I  | 200 x 140 x 30 | 76218  | 386,00 | 16,00 |
| 2  | II | 200 x 200 x 30 | 76219  | 598,00 | 23,00 |

\*Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



Auf Wunsch auch andere  
Abmessungen.



## 03 KAMMERN-KISSEN

Vielfältig einsetzbar durch Ein- u. Ausrollen.

### KAMMERN-KISSEN

bestehend aus einer weißen PhysioTex-Hülle, Füllung Polypropylenperlen, waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet, alle Materialien Ökotex-Standard 100

| Nr | Gr | L x B cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|----|----------|--------|-------|------|
| 1  | I  | 100 x 65 | 201161 | 74,40 | 0,70 |

\*Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



Lagerungsbereiche:  
Schulter, Nacken, Kopf,  
Kniebeuge, Waden und Fersen,  
Beckenbereich

| HMV Alternative zu: |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 20.06.02.0000:      | Beinhochlagerung                                 |
| 20.29.98.0001:      | individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen |
| 19.40.02.0000:      | Behindertengerechtes Bettenzubehör               |

## UMGRENZTER SCHUTZ- UND RÜCKZUGSRAUM

Unsere Mobilen Schutzräume, sowohl **Typ WEIMAR** also auch **Typ ERFURT** sind frei aufstellbar und bedürfen keiner Wandbegrenzung von außen. Die Wände bestehen aus 200 mm starken, mit reißfestem Suratec-Nylon-Gewebe bezogenen massiven Schaumstoffteilen. Die Verbindung aller Teile untereinander incl. der 20 mm starken Bodenplatte aus Neopolen-Hartschaum erfolgt mittels mit extrem fester Klett-/Flaschband-Laschen. Die Ausrüstung unserer **MOBILEN SCHUTZRÄUME** basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Der Aufbau kann leicht selbst vorgenommen werden.

**Wir bieten Ihnen sowohl serienmäßige Komponenten, wie die nachstehenden Typen ERFURT und WEIMAR, als auch nach Ihren eigenen Angaben maßgefertigte MOBILE SCHUTZRÄUME an.**

Gerne erstellen wir Ihnen für Sonderanfertigungen ein entsprechendes Angebot.

### WEIMAR Typ I und Typ II


bestehend aus 6 Begrenzungssteilen und einer Bodenmatte.

**Begrenzungssteile** aus stabilem Schaumstoff, Wandstärke 20 cm, mit Laschen zwecks Flansch/Klett-Verbindung, Höhen **serienmäßig wahlweise 90 cm (Typ I) oder 120 cm (Typ II)**, Bezug Nylon-Gewebe;

#### Bodenplatte (A):

aus Neopolen-Hartschaum, faltbar, Breite 195xTiefe 160x2 cm, Bezug Kunstleder, überstehend rundum Klett-Laschen zur Befestigung der Begrenzungssteile. Farbwunsch für Begrenzungssteile und Bodenplatte lt. unseren Farbtabellen in freier Wahl ohne Mehrpreis.

Andere Maße auf Anfrage.



Wandstärke 20 cm



Sonderanfertigungen auf Anfrage



#### MOBILE SCHUTZ- UND RÜCKZUGSRAÜME

| Nr | Typ       | Außenmaße cm (B x T x H) | Innenmaße cm (B x T x H) | Öffnung(en) | Art-Nr    | Euro     | kg     | Fracht €* |
|----|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 1  | Weimar I  | 235x200x90               | 195x160x90               | vorne re    | 16557/90  | 3.693,00 | 120 kg | 129,00    |
| 2  | Weimar II | 235x200x120              | 195x160x120              | vorne re    | 16557/120 | 3.996,00 | 155 kg | 145,00    |


Den Frachtkostenanteil bitten wir anzufragen, da jeweils abhängig vom Auftragsvolumen. Wiederverkäufer auf Anfrage.

#### Suratec-Nylon-Bezugsstoff für Begrenzungssteile und Kunstleder-Bezugsstoff für Bodenplatte :

|                            |                        |                      |                        |                     |                          |                   |                  |                    |
|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                            |                        |                      |                        |                     |                          |                   |                  |                    |
| Suratec rot<br>4366        | Suratec orange<br>4265 | Suratec gelb<br>4249 | Kunstleder kiwi        | Kunstleder rot      | Kunstleder d'blau saphir | Kunstleder weiß   | Kunstleder creme | Kunstleder stein   |
|                            |                        |                      |                        |                     |                          |                   |                  |                    |
| Suratec dunkelblau<br>4491 | Suratec blau<br>4837   | Suratec grün<br>4525 | Kunstleder h'blau azur | Kunstleder kastanie | Kunstleder schwarz       | Kunstleder safran | Kunstleder lemon | Kunstleder limette |



# UTZRÄUME



## ERFURT Typ I und Typ II

bestehend aus 7 Begrenzungsteilen und einer Bodenmatte.

**Begrenzungsteile** aus stabilem Schaumstoff, Wandstärke 20 cm, mit Laschen zwecks Flausch/Klett-Verbindung, Höhen **serienmäßig wahlweise 90 cm (Typ I) oder 120 cm (Typ II)**, Bezug Nylon-Gewebe;


**Bodenplatte (A):**

aus Neopolen-Hartschaum, faltbar, Breite 195xTiefe 160x2 cm, Bezug Kunstleder, überstehend rundum Klett-Laschen zur Befestigung der Begrenzungsteile.

Farbwunsch für Begrenzungsteile und Bodenplatte lt. unseren Farbtabelle in freier Wahl ohne Mehrpreis.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## Einsatzmöglichkeiten:



## MOBILE SCHUTZ- UND RÜCKZUGSRÄUME

| Nr | Typ       | Außenmaße cm (B x T x H) | Innenmaße cm (B x T x H) | Öffnung(en) | Art-Nr    | Euro     | kg     | Fracht €* |
|----|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 3  | Erfurt I  | 235x200x90               | 195x160x90               | vorne re    | 16555/90  | 3.859,00 | 120 kg | 129,00    |
| 4  | Erfurt II | 235x200x120              | 195x160x120              | vorne re    | 16555/120 | 4.180,00 | 155 kg | 145,00    |

Den Frachtkostenanteil bitten wir anzufragen, da jeweils abhängig vom Auftragsvolumen. Wiederverkäufer auf Anfrage.

**Allgemeiner Hinweis:**  
Andere Maße auf Wunsch.

## 01 GROSSE WATTEROLLE

Besonders weiche und anschmiegsame Lagerung, angenehm in der Polsterwirkung und stabilisierend ohne unnötig viele Einzelkissen.

Vorteil der Wattefüllung: Durch den langen Reißverschluss können die Watteteile je nach Erfordernissen sehr leicht verschoben, verdichtet oder ausgetauscht werden. (Ersatzfüllung 7,50 €)

### GROSSE WATTEROLLE

bestehend aus einer weißen-PhysioTex- oder einer pedro-weißen Baumwoll-Hülle, mit langem Reißverschluss, Füllung Thermo-Bond-Watteteilen

| Nr | LxØ cm   | Ausführung | Farbe*     | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----------|------------|------------|--------|--------|------|
| 1  | 230 x 30 | PhysioTex  | weiß       | 76111  | 132,00 | 3,00 |
| 2  | 230 x 30 | Baumwolle  | pedro-weiß | 76101  | 132,00 | 3,00 |

### AUSSENHÜLLEN / ZUBEHÖR

|   |          |           |            |       |       |      |
|---|----------|-----------|------------|-------|-------|------|
| 3 | 230 x 30 | PhysioTex | weiß       | 77131 | 72,20 | 0,30 |
| 4 | 230 x 30 | Baumwolle | pedro-weiß | 77121 | 72,20 | 0,30 |

### 1 kg Thermobond-Watteteile

|   |            |                       |  |      |           |      |
|---|------------|-----------------------|--|------|-----------|------|
| 5 | Kleinteile | (1 Watterolle = 3 kg) |  | 7913 | 7,50 / kg | 1,00 |
|---|------------|-----------------------|--|------|-----------|------|

\* andere Farben auf Wunsch, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

### HMV Alternative zu

20.29.02.98.0001: indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe

19.40.02.0000: Behindertengerechtes Bettenzubehör

Lagerungsbereiche:  
Stütze- und  
Positionierungshilfe  
innerhalb und außerhalb  
des Bettes



Außenhülle aus Baumwolle rot gemustert (Standardfarbe pedro-weiß)  
Wunschfarben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

## 02 GROSSES BOGEN-WATTE-KISSEN

Zur besonders weichen und anschmiegsamen Lagerung, ohne unnötig viele Einzelkissen. Vorteil der Wattefüllung: Durch den langen Reißverschluss können die Watteteile je nach Erfordernissen sehr leicht verschoben, verdichtet oder ausgetauscht werden. (Ersatzfüllung 10,00 €)

Das Bett in der Abb. links unten ist mit einem mittelhohen Seitengitter versehen. Die Person benötigt bei der Lagerung viel Unterstützung. Statt einer Vielzahl von Kissen und Polstern reichen jetzt in der Mitte eine große Watterolle und rundum ein großes Bogen-Watte-Kissen; trotzdem fühlt man sich angenehm unterstützt. Je nach Bedarf würde man die beiden Kissen auch anders arrangieren.

Ein Bogen-Watte-Kissen kann wegen des großen Volumens nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Die PhysioTex-Hülle ist jedoch abwaschbar und desinfizierbar. Eine Baumwoll-Außenhülle ist empfehlenswert - auf Wunsch auch aus PhysioTex ohne Mehrpreis - bis 95 Grad waschbar.

### GROSSES BOGEN-WATTE-KISSEN

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwoll-Hülle, mit langem Reißverschluss, Füllung Thermo-Bond-Watteteilen

| Nr | LxØ cm   | Ausführung     | Farbe*      | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------|
| 1  | 160 x 30 | PhysioTex weiß | weiß        | 76241  | 190,00 | 3,80 |
| 2  | 160 x 30 | Baumwolle      | beige natur | 76201  | 190,00 | 3,80 |

### AUSSENHÜLLEN / ZUBEHÖR

|   |          |           |             |       |        |      |
|---|----------|-----------|-------------|-------|--------|------|
| 3 | 160 x 30 | PhysioTex | weiß        | 77231 | 118,60 | 0,30 |
| 4 | 160 x 30 | Baumwolle | beige natur | 77201 | 118,60 | 0,30 |

### 1 kg Thermobond-Watteteile

|   |            |                              |  |      |           |      |
|---|------------|------------------------------|--|------|-----------|------|
| 5 | Kleinteile | (1 Bogen-Wattekissen = 4 kg) |  | 7913 | 2,50 / kg | 1,00 |
|---|------------|------------------------------|--|------|-----------|------|

\* andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen




Abb. zeigt Watterolle und großes Bogen-Watte-Kissen (auch zum Austauschen für Umlagerungen)

## 03 AYURVEDA-GESICHTSKISSEN

### AYURVEDA-GESICHTSKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwoll-Hülle, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Ausführung*     | Art-Nr    | Euro  | kg   |
|----|-----------------|-----------|-------|------|
| 1  | Baumwolle Natur | AKK2320   | 26,40 | 0,10 |
| 2  | PhysioTex blau  | AKK2320PT | 26,40 | 0,10 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



**Waschbarkeit:** Baumwolle bis 60° bzw. PhysioTex 95° waschbar, Trockner geeignet



## 01 SCHWERE BEWEGUNGSBAUSTEINE

Zur Förderung der Psychomotorik.

Jeder Bewegungsbaustein besteht aus einem robusten Schaumstoffblock. Im Zentrum des Blocks befindet sich ein stabil eingebetteter Sandsack, der dem Baustein ein entsprechendes Gewicht von jeweils 6 oder 10 kg gibt. Der Bezug besteht aus strapazierfähigem Suratec-Nylon-Gewebe.

Lieferung in anderen Maßen und Gewichten auf Anfrage.

💡 ÖkoTex Standard 100



### SCHWERE BEWEGUNGSBAUSTEINE

Fester Schaumstoffblock mit eingearbeitetem Sandsack in der Mitte. Bezug aus Nylon-Suratec.



| Nr | Gr  | LxBxH cm | Farbe* | Art-Nr | Euro   | kg    |
|----|-----|----------|--------|--------|--------|-------|
| 1  | I   | 40x40x20 | rot    | 15442  | 155,00 | 6,00  |
| 2  | II  | 60x40x20 | kiwi   | 15642  | 169,50 | 10,00 |
| 3  | III | 40x40x40 | blau   | 15444  | 180,50 | 10,00 |


\*Auf Wunsch in Kunstleder ohne Mehrpreis und anderen Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen. Andere Gewichte auf Anfrage.

## 02 FUNKTIONSKISSEN IN BLOCKFORM

Abweichend von der Regel der körpergerechten Anformung sind Funktionskissen in Blockform vollständig mit Polypropylenperlen gefüllt, sind stabil und passen sich dadurch nur eingeschränkt den Körperkonturen an.

Ihre Eigenschaft entspricht viel mehr der von festen Schaumstoffblöcken. Entnimmt man einen Teil der Füllung, so formen sich frühere Blockformen wieder, wie normale Funktionskissen, dem Körper an.

💡 Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



### FUNKTIONSKISSEN BLOCKFORM QUADER

Innenhülle PhysioTex weiß, Außenhülle PhysioTex in Standardfarbe, Gesamtes Volumen der Hüllen mit Polypropylenperlen aufgefüllt, dadurch ergibt sich eine stabiler leichter Block.



| Nr | LxBxH cm  | Farbe*      | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----------|-------------|--------|--------|------|
| 1  | 70x40x30  | blau / grün | 704034 | 155,00 | 2,20 |
| 2  | 120x60x40 | blau / grün | 714034 | 234,40 | 6,00 |
| 3  | 40x40x35  | blau / grün | 404035 | 106,00 | 1,80 |
| 4  | 50x40x30  | blau / grün | 30100  | 107,00 | 2,00 |
| 5  | 60x50x40  | blau / grün | 30300  | 149,40 | 2,40 |

### FUNKTIONSKISSEN BLOCKFORM RUND

| Nr | LxBxH cm  | Farbe*      | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-----------|-------------|--------|--------|------|
| 6  | 30 Hx35 Ø | blau / grün | 704038 | 106,40 | 1,50 |
| 7  | 50 Hx40 Ø | blau / grün | 704039 | 139,40 | 2,00 |



## 03 STÜTZBLOCK FÜR 4-FÜSSLERSTAND

Fester Schaumstoffblock mit Kunstlederbezug.

Maße: 60 cm breit, 20 cm hoch,

Tiefe: unten 27 cm, oben 20 cm

Andere Maße auf Anfrage.

💡 Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### STÜTZBLOCK FÜR 4-FÜSSLERSTAND

Fester Schaumstoffblock mit Kunstlederbezug.




| Nr | LxBxH cm    | Farbe* | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-------------|--------|--------|-------|------|
| 1  | 60x20x20/27 | rot    | EH 404 | 87,50 | 1,60 |

\*Auf Wunsch in Kunstleder ohne Mehrpreis und anderen Farben ohne Mehrpreis.

### HMV Alternative zu

- 19.40.02.0000: Behindertengerechtes Bettenzubehör
- 20.06.02.0000: Beinlagerungshilfen
- 20.99.99.0002: Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder (oder sonstige je nach Anwendung)



# GEWICHTSDECKEN (SCHWERE DECKEN)

## 01 GEWICHTSDECKEN

Hilfsmittel zur Körpererfahrung, Steigerung der Tiefensensibilität durch Einwirkung auf Sensorik und Muskulatur bei der Behandlung von sensorischen Integrationsstörungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

💡 Eine ausführliche Beurteilung zur Anwendung befindet sich auf der Rückseite dieses Kataloges.

### Anwendung:

Bei der Anwendung soll durch gezielte Reizzufuhr die Verarbeitung und Integration von Sinneseindrücken verbessert und damit die Planung und Organisation von adaptivem Verhalten gefördert werden.

Der Druck auf den Körper mittels einer Gewichtsdecke führt zu Veränderungen bei der Reizverarbeitung und damit verbunden häufig zu einer positiven Selbstwahrnehmung. Gewichtsbelastung und Dauer der Behandlung können somit Empfindlichkeit, Reizverarbeitung und Akzeptanz beeinflussen. Bei nächtlicher Anwendung wird oftmals ein deutlich verbessertes Durchschlafen beobachtet.

### Aufbau:

Die Außenhülle ist in Segmente aufgeteilt und je nach Größe der Decke mit zwei bzw. drei durchgehenden Reißverschlüssen zum Herausnehmen der Gewichtssäckchen versehen, damit die Hülle ohne Gewichte in der Maschine gewaschen werden kann. Die Gewichtssäckchen sind mit kleinen Glaskügelchen gefüllt. Zum Zwecke einer angenehmen Polsterung und Geräuschdämmung sind sie schaumstoffkaschiert.

### Zwei Ausführungen:

**Suratec-Nylon-Hüllen (ST)** für hohe Beanspruchung

**Baumwoll-Hüllen (BW)**, gute Luftzirkulation, für normale Beanspruchung



Gewichtsdecke Gr. 1, Suratec, lt. Farbwunsch



Gewichtsdecke Gr. 1, Standardfarbe Suratec grün/blau

### GEWICHTSDECKEN

Waschbare Außenhüllen, wahlweise aus Baumwolle oder Suratec mit Reißverschluss zum Herausnehmen der paarweise angeordneten Gewichtssäckchen. Die Füllung der geräuschgedämmten Gewichtssäckchen besteht aus kleinen Glasperlen.

| Nr | Größe | kg    | L x B cm | Segmentgröße cm / Anzahl der Segmente | Ausführung Hüllen m. Reißverschluss | Farbe*            | Art-Nr  | Euro   |
|----|-------|-------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| 1  | Mini  | 5,50  | 90x72    | 18x18 cm / 5x4=20 S.                  | Suratec-Hülle                       | orange/blau       | 40008ST | 255,00 |
| 2  | 0     | 9,00  | 144x72   | 18x18 cm / 8x4=32 S.                  | Suratec-Hülle                       | orange/dunkelblau | 40009ST | 319,00 |
| 3  | 1     | 14,00 | 180x90   | 22x22 cm / 8x4=32 S.                  | Suratec-Hülle                       | grün/blau         | 40010ST | 484,00 |
| 4  | 2     | 21,00 | 198x126  | 22x22 cm / 9x6=54 S.                  | Suratec-Hülle                       | blau/rot          | 40011ST | 682,00 |
| 5  | Mini  | 5,50  | 90x72    | 18x18 cm / 5x4=20 S.                  | Baumwoll-Hülle                      | grün/blau         | 40008BW | 255,00 |
| 6  | 0     | 9,00  | 144x72   | 18x18 cm / 8x4=32 S.                  | Baumwoll-Hülle                      | rot/blau          | 40009BW | 319,00 |
| 7  | 1     | 14,00 | 180x90   | 22x22 cm / 8x4=32 S.                  | Baumwoll-Hülle                      | dunkelblau/rot    | 40010BW | 484,00 |
| 8  | 2     | 21,00 | 198x126  | 22x22 cm / 9x6=54 S.                  | Baumwoll-Hülle                      | blau/dunkelblau   | 40011BW | 682,00 |

### Hilfsmittelverzeichnis

Hilfsmittelnummern für Gewichtsdecken findet man derzeit nicht im Hilfsmittelkatalog. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Produkte nicht im Hilfsmittelkatalog stehen müssen um jeweils ein Hilfsmittel zu sein. Solche Produkte können trotzdem (§ 33 SGB V) Hilfsmittel sein. Entscheidend ist die medizinische Notwendigkeit für den Behandlungserfolg. Erforderlich ist in jedem Fall eine ärztliche Verordnung. Ein solches Hilfsmittel sollte unbedingt detailliert begründet werden. Bei entsprechendem Verlauf sollte darauf hingewiesen werden, wenn durch die Anwendung eines Hilfsmittels der Einsatz von Medikamenten reduziert werden kann. Im Zweifelsfall sollte vorab eine Erprobung erfolgen.

### Reinigung von Gewichtsdecken:

Sowohl Baumwoll- als auch Suratec-Außenhüllen sind, nach Entnahme der Gewichtssäckchen, bis 60 Grad maschinenwaschbar und trocknergeeignet.

Die Suratec-Gewichtsdecken können aber auch von außen feucht abgewaschen und desinfiziert werden. Die paarweise verbundenen Gewichtssäckchen können sehr gut bis 30 Grad durch Handwäsche gereinigt werden.

Bei Maschinenwäsche einzelner Paare achten Sie darauf, dass keine Unwucht in der Wäschetrommel entsteht.



# GEWICHTSKISSEN & -SCHLANGEN


NEU!

## 01 PHYSIOFORM-GEWICHTSKISSEN

### Anwendung:

Ebenso wie bei einer Gewichtsdecke handelt es sich beim PhysioForm-Gewichtskissen um ein Hilfsmittel zur Körpererfahrung, Steigerung der Tiefensensibilität bei Behandlung von sensorischen Integrationsstörungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems, aber auch zur Hemmung von spastischen Bewegungsstörungen.

**Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Interaktionen vergleichbar mit den Angaben auf Seite 40 zu den Gewichtsdecken und darüber hinaus.**



PhysioForm-Gewichtskissen aus PhysioTex (wahlweise 5, 7 und 9 kg)

Außenhülle aus PhysioTex (wahlweise)

Tragetasche aus besonders reißfestem Suratec (wahlweise)



Beispielsweise lässt sich die Sitzposition in der MALTA-Positionierungshilfe mithilfe eines PhysioTex-Gewichtskissens bei unterschiedlichen Indikationen deutlich unterstützen.

### PHYSIOFORM-GEWICHTSKISSEN

Hülle aus PhysioTex, (virenundurchlässig, abwaschbar, desinfizierbar), gefüllt mit Glasperlen, vermischt mit Polypropylenperlen



| Nr | Größe | kg   | Ø / H cm  | Ausführung Hüllen | Farbe* | Art-Nr | Euro   |
|----|-------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
| 1  | I     | 5,00 | 43 / 5 cm | PhysioTex         | rot    | 59200  | 96,20  |
| 2  | II    | 7,00 | 45 / 5 cm | PhysioTex         | grün   | 59201  | 104,10 |
| 3  | III   | 9,00 | 49 / 5 cm | PhysioTex         | blau   | 59202  | 111,90 |

\* andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

### AUSSENBEZÜGE

aus PhysioTex, mit praktischem Hotelverschluss, virenundurchlässig, desinfizierbar, waschbar bis 95 Grad

|   |     |  |       |           |      |         |       |
|---|-----|--|-------|-----------|------|---------|-------|
| 4 | I   |  | 43 cm | PhysioTex | rot  | 59200BZ | 32,30 |
| 5 | II  |  | 45 cm | PhysioTex | grün | 59201BZ | 32,30 |
| 6 | III |  | 49 cm | PhysioTex | blau | 59202BZ | 32,30 |

### TRAGETASCH FÜR ALLE GRÖSSEN

aus reißfestem Suratec, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 60 Grad

|   |         |  |       |         |  |        |       |
|---|---------|--|-------|---------|--|--------|-------|
| 7 | I - III |  | 45 cm | Suratec |  | 5900ST | 34,20 |
|---|---------|--|-------|---------|--|--------|-------|



Daniel kann sich trotz seiner Spastik mit dem Gewichtskissen in der PhysioForm-Grip Lagerungshilfe noch besser entspannen.

## 02 GEWICHTSSCHLANGEN

Um zum Beispiel das Gewicht einer Gewichtsdecke vorübergehend zu erhöhen, kann ggf. eine Gewichtsschlange aufgelegt werden.



💡 Siehe auch Gewichts-Bogenkissen  
Seite 45

### 03 GEWICHTS-SCHLANGEN

Hüllen aus stabilem Suratec-Gewebe, Füllung gebrannter Quarzsand



| Nr | Größe | kg    | L x Ø x U cm           | Ausführung Hüllen m. Reißverschluss | Farbe* | Art-Nr | Euro  |
|----|-------|-------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1  | I     | 2,00  | L 100 x Ø 7 x U 15 cm  | Suratec-Hülle                       | rot    | 66501  | 29,00 |
| 2  | II    | 4,00  | L 110 x Ø 10 x U 20 cm | Suratec-Hülle                       | grün   | 66601  | 32,00 |
| 3  | III   | 6,00  | L 140 x Ø 11 x U 23 cm | Suratec-Hülle                       | blau   | 66701  | 38,50 |
| 4  | IV    | 10,00 | L 205 x Ø 11 x U 23 cm | Suratec-Hülle                       | orange | 66801  | 45,40 |

\* andere Farben auf Wunsch ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen



Und wem's gefällt mit der robusten Tragetasche aus Suratec: Frei zum Eis(frei)-Stockschießen!

## 01 UNIVERSALKISSEN

Universalkissen sind in der Regel unverzichtbar zur Korrekturanpassung nach Anformung und Verfestigung einer Positionierungshilfe (z.B. Malta oder Kreta).

Sie sind darüber hinaus sehr vielfältig zur unterstützenden Lagerung einsetzbar. Die runden Universalkissen eignen sich außer zur Lagerung auch sehr gut als Soft-Disk-Wurfscheiben für motorische Übungen (Luft „herausklatschen“ und werfen).

Universalkissen bestehen aus einer mit Polypropylenperlen (Neopolen) gefüllten PhysioTex-Hülle ohne Reißverschluss.

### UNIVERSALKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex-Hülle ohne Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen, PhysioTex und Polypropylen-Perlen zertifiziert nach Ökotex-Standard 100

| Nr | Maße cm            | Farben*         | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|--------------------|-----------------|--------|-------|------|
| 1  | 43 x 10            | farbig sortiert | 4310   | 13,12 | 0,10 |
| 2  | 23 x 20            | farbig sortiert | 2320   | 10,28 | 0,05 |
| 3  | 43 x 23            | farbig sortiert | 4323   | 14,80 | 0,15 |
| 4  | 55 x 23            | farbig sortiert | 5523   | 17,80 | 0,20 |
| 5  | 40 x 40            | farbig sortiert | 4040   | 17,14 | 0,40 |
| 6  | 40 x 60            | farbig sortiert | 4060   | 19,00 | 0,45 |
| 7  | 40 x 80            | farbig sortiert | 4080   | 22,48 | 0,50 |
| 8  | Ø 30               | farbig sortiert | 2323   | 12,80 | 0,10 |
| 9  | 1 Satz, 5 St. Ø 30 | farbig sortiert | 23255  | 58,10 | 0,50 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

**HMV: 20.29.98.0001:** indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe



*Lagerungsbereich:  
Als Lagerungs- und Korrekturkissen  
vielfältig einsetzbar.*



U-Kissen,  
als Kopfkissen



### Anwendungsbeispiele:

Armauflagekissen, Injektionskissen, Handfunktionstraining, Nackenkissen, Lordosekissen, Kniestützkissen, Kopfkissen, Sitzkissen, runde Universalkissen auch als Soft-Disk-Wurfscheibe



### Reinigung:

Universalkissen sind bis 95 Grad waschbar, Trockner geeignet, abwaschbar, desinfizierbar, atmungsaktiv, wasserfest (nicht wasserdicht; aufgrund der Naht).

## 02 LAGERUNGS- UND KOREKTURKISSEN „Kissenbär“

In drei Größen lieferbar.

Die Hülle ist aus PhysioTex-Mikrofaser und wahlweise in 75 cm, 90 cm und 105 cm Länge lieferbar. Ohne Reißverschluss, Nähte innen verstärkt durch Kantenband, Füllung Polypropylenperlen, abwaschbar, waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet.

Diese Lagerungs- und Positionierungskissen lassen sich vielfältig, sowohl einzeln zur Lagerung als auch zur Lagerungskorrektur in größeren Lagerungsinseln (z.B. MALTA und KRETA), aber ebenso auch zum Volumenausgleich in solchen Lagerungsinseln, einsetzen.

### LAGERUNGS- UND KORREKTURKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex-Hülle ohne Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen, zertifiziert nach Ökotex-Standard 100

| Nr | Höhe cm | Farben | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
| 1  | 75      | grün   | 8875   | 89,90  | 0,50 |
| 2  | 90      | blau   | 8890   | 98,80  | 0,80 |
| 3  | 105     | orange | 88105  | 116,40 | 1,10 |

### AUSSENBEZÜGE

bestehend aus Baumwolle

| Nr | Höhe cm | Farben  | Art-Nr  | Euro   | kg |
|----|---------|---------|---------|--------|----|
| 4  | 75      | BW grün | 8875BZ  | 86,20  |    |
| 5  | 90      | BW grün | 8890BZ  | 87,80  |    |
| 6  | 105     | BW grün | 88105BZ | 103,80 |    |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

**HMV: 20.29.98.0001:** indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe

*Lagerungsbereiche:  
Stütz- und Positionierungshilfe, Ausgleichskissen zum Sitzen und Liegen. Unterlage zum Volumenausgleich von Lagerungsinseln.*





## 01 T-KISSEN

Zur Beinlagerung mit Abduktionskeil, Füllung Polypropylenperlen. Serienmäßig bestehend aus einer weißen PhysioTex-Innenhülle und einer grünen PhysioTex-Außenhülle\*, beide mit Reißverschluss (wahlweise Baumwoll-Außenhülle)

### T-KISSEN

| Nr | Gr | Art-Nr  | Euro   | kg   |
|----|----|---------|--------|------|
| 1  | 0  | 2011601 | 95,00  | 0,40 |
| 2  | I  | 2011701 | 102,40 | 0,70 |
| 3  | II | 2011711 | 112,00 | 0,90 |

#### WECHSELBEZUG

PhysioTex grün\*, (wahlweise Baumwoll-Außenhülle) in der Grundausstattung ist bereits eine abnehmbare Außenhülle enthalten.

|   |    |         |       |      |
|---|----|---------|-------|------|
| 4 | 0  | 2012601 | 46,00 | 0,10 |
| 5 | I  | 2012701 | 48,00 | 0,20 |
| 6 | II | 2012711 | 52,44 | 0,30 |


\*Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch ausgeschlossen.

HMV:

20.06.02.0000:

Beinlagerungshilfen

Standardfarbe PhysioTex grün



Maßstabelle (Abb. oben)

|        | A     | B     | C     | D     |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| Gr. 0  | 60 cm | 22 cm | 20 cm | 22 cm |
| Gr. I  | 75 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm |
| Gr. II | 90 cm | 40 cm | 30 cm | 40 cm |

Andere Maße auf Anfrage.



T-Kissen, Kniestand



Alle Materialien ÖkoTex Standard 100



T-Kissen Gr. II mit BLS-Körper-Beinkeilkissen Gr. I (S. 26 / 27)



Größe 2



**Waschbarkeit:** die PhysioTex\* und Polypropylenperlen waschbar bis 95°, Baumwolle 60°

## 02 T-KISSEN mit Gurten

Ausführung wie oben, jedoch mit Gurten mit Klett-/Flaschband an den Seiten der Außenhülle. Der Abduktionskeil ist serienmäßig vorne mit einer Schlaufe zum Durchführen der Gurte versehen (zur Anwendung falls erforderlich). (wahlweise Baumwoll-Außenhülle ohne Mehrpreis)

### T-KISSEN MIT GURTEN

Innenhülle PhysioTex weiß, Außenhülle PhysioTex orange\*, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Gr | Art-Nr  | Euro   | kg   |
|----|----|---------|--------|------|
| 1  | 0  | 2011602 | 124,00 | 0,60 |
| 2  | I  | 2011702 | 133,40 | 0,80 |
| 3  | II | 2011712 | 141,40 | 1,00 |

### WECHSELBEZUG

aus PhysioTex orange\* In der Grundausstattung ist bereits eine abnehmbare Außenhülle enthalten.

| Nr | Gr | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|----|---------|-------|------|
| 4  | 0  | 2012602 | 64,00 | 0,10 |
| 5  | I  | 2012702 | 72,00 | 0,20 |
| 6  | II | 2012712 | 84,00 | 0,30 |



\*T-Kissen: Andere Farben liefern wir ohne Mehrpreis, sie sind jedoch von der Rücknahme ausgeschlossen. Wahlweise liefern wir bei allen T-Kissen die Außenhülle auch in Baumwolle, Standardfarbe blau (Umtausch und Rücknahme möglich).

HMV: 20.06.02.0000:

Beinlagerungshilfen



ÖkoTex Standard 100



Standardfarbe PhysioTex orange

## 03 BEINLAGERUNGS- / ABDUKTIONSKISSEN 2-teilig

Dieses zweiteilige Beinlagerungs- und Abduktionskissen eignet sich für Patienten mit starken Kontrakturen und ausgeprägten Hüftfehlstellungen.

Es ermöglicht hervorragende Korrekturen, da es nicht starr konzipiert ist und erst unter Belastung unterdruckformstabil wird.

### BEINLAG.- / ABDUKT. KISSEN 2-teilig

bestehend aus einem Satz PhysioTex- oder Baumwoll-Hüllen, direkt befüllt mit Polypropylenperlen

| Nr | Ausführung* | Farbe* | Art-Nr   | Euro   | kg   |
|----|-------------|--------|----------|--------|------|
| 1  | PhysioTex   | d'blau | 201160PT | 169,00 | 1,00 |
| 2  | Baumwolle   | blau   | 201160BW | 169,00 | 1,00 |


#### AUSSENHÜLLE abnehmbar

|   |           |        |            |        |      |
|---|-----------|--------|------------|--------|------|
| 3 | PhysioTex | d'blau | 201160BZPT | 159,00 | 0,20 |
| 4 | Baumwolle | blau   | 201160BZBW | 159,00 | 0,20 |

\*Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Maße siehe Skizze.

HMV: 20.06.02.0000:

Beinlagerungshilfen



Verbindung der beiden Module: Das obere Kissen ist mit zwei Laschen versehen, welche unter dem Basiskissen durchgeführt und mittels Klett-Flaschband verbunden werden.



**Waschbarkeit:** die PhysioTex\* und Polypropylenperlen waschbar bis 95°, Baumwolle 60° Für den Trockner geeignet.

## 01 STÜTZKISSEN keil- und quaderförmig

In verschiedenen Größen und Formen, bestehend aus einer PhysioTex-Hülle mit kurzem Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen.

Die Stützkissen sind gut befüllt. Bei Bedarf können Sie das Volumen regulieren. Stützkissen eignen sich sehr gut zur kinästhetischen Behandlung.

### STÜTZKISSEN keilförmig

bestehend aus einer PhysioTex-Hülle blau\*, mit kurzem Reißverschluss

| Nr | Gr  | B x T x H cm | Art-Nr  | Euro   | kg   |
|----|-----|--------------|---------|--------|------|
| 1  | I   | 20x10x10/0   | EH 263a | 26,00  | 0,10 |
| 2  | II  | 25x10x10/0   | EH 264a | 28,00  | 0,15 |
| 3  | III | 40x35x17/0   | EH 503  | 34,60  | 0,30 |
| 4  | IV  | 55x23x18/0   | EH 361  | 39,10  | 0,30 |
| 5  | V   | 60x60x25/0   | EH 502  | 48,60  | 1,20 |
| 6  | VI  | 80x80x35/0   | EH 501  | 102,60 | 2,60 |

### AUSSENBEZÜGE

PhysioTex-Hülle grün\*, wahlweise BW blau ohne Mehrpreis

| Nr | Art-Nr     | Euro  | kg   |
|----|------------|-------|------|
| 7  | EH 263a BZ | 27,80 | 0,04 |
| 8  | EH 264a BZ | 29,40 | 0,05 |
| 9  | EH 503 BZ  | 34,60 | 0,10 |
| 10 | EH 361 BZ  | 36,60 | 0,15 |
| 11 | EH 502 BZ  | 36,20 | 0,25 |
| 12 | EH 501 BZ  | 54,60 | 0,40 |

### STÜTZKISSEN quaderförmig

bestehend aus einer PhysioTex-Hülle grün\*, mit kurzem Reißverschluss

| Nr | Gr  | B x T x H cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-----|--------------|--------|-------|------|
| 1  | I   | 25x15x10     | EH 331 | 32,60 | 0,20 |
| 2  | II  | 30x20x15     | EH 332 | 34,90 | 0,30 |
| 3  | III | 30x20x5      | EH 338 | 34,00 | 0,10 |
| 4  | IV  | 40x40x5      | EH 302 | 36,00 | 0,30 |

### AUSSENBEZÜGE

PhysioTex-Hülle grün\*, wahlweise BW grün ohne Mehrpreis

| Nr | Art-Nr    | Euro  | kg   |
|----|-----------|-------|------|
| 5  | EH 331 BZ | 29,80 | 0,04 |
| 6  | EH 332 BZ | 29,80 | 0,05 |
| 7  | EH 338 BZ | 28,80 | 0,04 |
| 8  | EH 302 BZ | 29,40 | 0,05 |

\* Andere Farben, lt. unserer Farbtabelle, liefern wir ohne Mehrpreis, diese sind jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HMV Alternative zu</b> | gilt für beide Stützkissen                        |
| <b>20.06.02.0000:</b>     | Beinhochlagerung                                  |
| <b>20.29.98.0001:</b>     | Indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe        |
| <b>19.40.02.0000:</b>     | Behindertengerechtes Bettzубehör                  |
| <b>20.99.99.0002:</b>     | Zusatzteile f. funkt. Lagerungssysteme für Kinder |

**Tipp:** Alle Stützkissen sind statt in PhysioTex auch in Baumwolle blau, ohne Mehrpreis und mit Rückgaberecht lieferbar. Andere PhysioTex oder Baumwollfarben sind ebenfalls ohne Mehrpreis lieferbar, jedoch vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen, da es sich hierbei um eine Sonderanfertigung handelt.



**Waschbarkeit:** die PhysioTex\* und Polypropylenperlen waschbar bis 95°, Baumwolle 60°, Suratec bis 60 Grad, Für den Trockner geeignet.

## 02 NACKEN- / KNIEROLLE

### NACKEN- / KNIEROLLE

bestehend aus einer rot gemusterten Baumwollhülle mit Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Gr  | L x Ø cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-----|----------|--------|-------|------|
| 1  | I   | 50x15    | 30181  | 31,80 | 0,20 |
| 2  | II  | 50x20    | 30191  | 34,60 | 0,30 |
| 3  | III | 50x25    | 30211  | 35,60 | 0,40 |

### ABNEHMBARER AUSSENBEZUG

aus Baumwolle rot gemustert\*

| Nr | Gr  | L x Ø cm | Art-Nr | Euro  | kg |
|----|-----|----------|--------|-------|----|
| 4  | I   | 50x15    | 30182  | 28,20 |    |
| 5  | II  | 50x20    | 30192  | 29,40 |    |
| 6  | III | 50x25    | 30212  | 31,20 |    |

\* Statt Baumwolle auch mit PhysioTex-Hülle blau ohne Mehrpreis. Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

### NACKEN- UND KNIEROLLE

bestehend aus einem Schaumstoffzuschnitt, Bezug aus Kunstleder d' blau saphir

| Nr | Gr  | L x Ø cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-----|----------|--------|-------|------|
| 7  | I   | 50x15    | 3018   | 42,50 | 0,40 |
| 8  | II  | 50x20    | 3019   | 47,00 | 0,60 |
| 9  | III | 50x25    | 3021   | 51,00 | 0,80 |



Baumwollhülle rot gemustert, Füllung Polypropylenperlen, wahlweise auch PhysioTex rot ohne Mehrpreis. Andere Farben auch ohne Mehrpreis lieferbar, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



Schaumstoffkern mit Standard KL-Bezug blau. Andere Farben auch ohne Mehrpreis lieferbar, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

**Alle Materialien ÖkoTex Standard 100**

**Waschbarkeit:** PhysioTex-Mikrofaser abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet, Baumwolle bis 60 Grad, Polypropylenperlen bis 95 Grad

**Folgende Materialien sind nach Ökotex-Standard 100 zertifiziert:** PhysioTex-Mikrofaser, Kunstleder, Baumwollstoffe\*, Polypropylen-Perlen und alle Schaumstoffe, \* Einige unserer Baumwollstoffe sind hergestellt nach Öko-Text-Standard 100, jedoch nicht zertifiziert

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>HMV Alternative zu</b> |                                                          |
| <b>20.06.02.0000:</b>     | Beinlagerungshilfen                                      |
| <b>19.40.02.0000:</b>     | Behindertengerechtes Bettzубehör                         |
| <b>20.99.99.0002:</b>     | Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder |
| <b>20.29.98.0001:</b>     | individ. am Körper anpassbare Lagerungshilfen            |
| <b>53.45.01.0000:</b>     | Lagerungsrollen für Pflegebereich                        |

## 03 SITZ- UND FIXIERUNGSHILFE „KRAKE“

Kissen-Hülle mit 6 „Armen“, komplett aus einer sehr reißfesten Suratec-Hülle, Füllung Polypropylenperlen

### KRAKE

bestehend aus einer reißfesten Suratec, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Farbe* | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|--------|---------|-------|------|
| 1  | bunt   | EH 3440 | 74,00 | 0,60 |

Hilfsmittel zur „Festhalte-Therapie“, weil man so viele Hände gar nicht hat: Hier hilft die Krake wie man im Bild rechts sieht.





## 01 SNK-KISSEN

### Rücken- und Beilagerungskissen

ÖkoTex Standard 100

#### SNK-KISSEN

bestehend aus einer PhysioTex-Hülle, Füllung Polypropylenperlen, zur Lagerung der Oberschenkel mit Abduktionskeil, Rückenlagerung und Bauchlage mit Kopfstützhilfe.

| Nr | Ausführung* | Farbe*      | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-------------|-------------|--------|--------|------|
| 1  | PhysioTex   | grün / blau | 32315  | 158,00 | 1,00 |

#### AUSSENBEZUG


|   |           |             |         |        |      |
|---|-----------|-------------|---------|--------|------|
| 2 | PhysioTex | grün / blau | 33315PT | 138,00 | 0,20 |
| 3 | Baumwolle | blau        | 33314BW | 138,00 | 0,20 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Maße siehe Skizze.

#### HMV Alternative zu

20.99.99.0000

Lagerungshilfe ohne spez. Anwendungsort



## 03 OBER- / UNTERSCHENKEL-LAGERUNGSKILKISSEN

ÖkoTex Standard 100

#### OBER- / UNTERSCHENKEL LAGERUNGSKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwoll-Hülle, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Ausführung* | Farbe*     | Art-Nr  | Euro   | kg   |
|----|-------------|------------|---------|--------|------|
| 1  | PhysioTex   | dunkelblau | 51751PT | 128,10 | 0,50 |
| 2  | Baumwolle   | blau-gem.  | 51752BW | 128,10 | 0,50 |

#### AUSSENBEZUG

|   |           |            |         |        |      |
|---|-----------|------------|---------|--------|------|
| 3 | PhysioTex | dunkelblau | 51761PT | 118,40 | 0,10 |
| 4 | Baumwolle | blau-gem.  | 51762BW | 118,40 | 0,10 |

#### HMV: 20.06.02.0000:

Beinlagerungshilfen

#### Zuschneit-Skizze (Aufsicht)




Abb. mit Außenbezug (optional)

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Maße siehe Skizze.

## 04 GEWICHTS-BOGENKISSEN

Bei Anwendung eines Gewichts-Bogenkissens soll durch gezielte Reizzufuhr die Verarbeitung und Integration von Sinneseindrücken, zur Steigerung der Tiefensensibilität verbessert und damit die Körpererfahrung durch Einwirkung auf Sensorik und Muskulatur gefördert werden.

Bestehend aus einer Baumwollhülle (wahlweise PhysioTex), aufgeteilt in 9 Segmente, mit komplett außen umlaufendem Reißverschluss. Alle Segmente sind bestückt mit einzelnen herausnehmbaren Kissen und Reißverschluss, davon ist das mittlere Kissen mit Polypropylenperlen gepolstert. Die jeweils vier Kissen der Segmente rechts und links sind zur Beschwerung mit Glasperlen gefüllt sowie zur Polsterung mit Polypropylenperlen. Hülle ohne Gewichtskissen waschbar bis 60 Grad. Gewichtssäckchen abwaschbar, desinfizierbar. Andere Abmessungen auf Wunsch als Sonderanfertigung.

#### GEWICHTS-BOGENKISSEN

Serienmäßig in einer Größe mit unterschiedlichen Gewichten. Ausführung in 6 bzw. 9 kg, bzw. wahlweise mit einem höheren Gewicht.

| Nr | Ausführung* | Farbe* | Art-Nr   | Euro   | kg** |
|----|-------------|--------|----------|--------|------|
| 1  | Baumwolle   | grün   | 53004BW  | 208,85 | 6,00 |
| 2  | PhysioTex   | grün   | 53005PT  | 208,85 | 6,00 |
| 3  | Baumwolle   | blau   | 53006 BW | 228,30 | 9,00 |
| 4  | PhysioTex   | blau   | 53007PT  | 228,30 | 9,00 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

\*\* Mehrpreis je weiteres kg: 6,50 € (Höchstgewicht 20 kg)



## 01 VENENKISSEN

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### VENENKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwollhülle,  
direkt befüllt mit Polypropylenperlen



| Nr | Gr | LxBxH cm | Ausführung* | Farbe*      | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|----|----------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| 1  | I  | 75x50x20 | PhysioTex   | weiß        | 52441PT | 74,10 | 1,00 |
| 2  | II | 85x58x25 | PhysioTex   | weiß        | 52442PT | 82,00 | 1,50 |
| 3  | I  | 75x50x20 | Baumwolle   | pedro-beige | 52446BW | 74,10 | 4,00 |
| 4  | II | 85x58x25 | Baumwolle   | pedro-beige | 52447BW | 82,00 | 1,50 |

### AUSSENHÜLLE wahlweise

| Nr | Gr | LxBxH cm | Ausführung* | Farbe*      | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|----|----------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| 5  | I  | 75x50x20 | PhysioTex   | weiß        | 52451PT | 66,20 | 0,30 |
| 6  | II | 85x58x25 | PhysioTex   | weiß        | 52452PT | 73,80 | 0,40 |
| 7  | I  | 75x50x20 | Baumwolle   | pedro-beige | 52456BW | 66,20 | 0,30 |
| 8  | II | 85x58x25 | Baumwolle   | pedro-beige | 52457BW | 73,80 | 0,40 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



Venenkissen Gr. II

HMV: 20.06.02.0000: Beinlagerungshilfen

## 02 BEINFÜHRUNGS- UND ABDUKTIONSKIELKISSEN mit Gurten

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

Füllung Polypropylenperlen, u.a. zur Kombination mit Lagerungskissen  
Bogenform, Universal-Kissen 40 x 80 cm o.ä.  
komplett waschbar bis 95 Grad

### BEINFÜHRUNGS- / ABDUKT.-KEILKISSEN mit Gurten

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwollhülle,  
direkt befüllt mit Polypropylenperlen, Reißverschluss mit verdecktem Schieber



| Nr | LxBxH cm | Ausführung* | Farbe*         | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|----------|-------------|----------------|---------|-------|------|
| 1  | 22x12x14 | PhysioTex   | gelb           | 77316PT | 51,20 | 0,15 |
| 2  | 22x12x14 | Baumwolle   | gelb gemustert | 77317BW | 51,20 | 0,15 |

### AUSSENHÜLLE wahlweise

|   |          |           |                |           |       |      |
|---|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|
| 3 | 22x12x14 | PhysioTex | gelb           | 77316PTBZ | 42,20 | 0,15 |
| 4 | 22x12x14 | Baumwolle | gelb gemustert | 77317BWBZ | 42,20 | 0,15 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



Abbildung mit Therapiekissen Bogenform

HMV: 20.06.02.0000: Beinlagerungshilfen

## 03 BOGEN-THERAPIEKISSEN mit Gurten

Das Bogen-Therapiekissen eignet sich zur Unterstützung der  
Oberkörperkontrolle in Positionierungshilfen inkl. in den  
neuen Flex-Schalen (S. 18/19) und im Rollstuhl.  
(z.B. Zubehör für Ganzkörper-Therapie- und Lagerungshilfen)

### BOGEN-THERAPIEKISSEN mit Gurten

bestehend aus einer weißen PhysioTex-Innenhülle und einer orangen PhysioTex  
Außenhülle oder wahlweise einer Baumwoll-Außenhülle (Standardfarbe terrakotta),  
Füllung Polypropylenperlen



| Nr | Größe      | Ausführung* | Farbe* | Art-Nr   | Euro   | kg   |
|----|------------|-------------|--------|----------|--------|------|
| 1  | siehe Maße | PhysioTex   | orange | 7622PTPT | 161,20 | 1,50 |
| 2  | siehe Maße | Baumwolle   | orange | 7622PTBW | 161,20 | 1,50 |

### WECHSELBEZÜGE wahlweise

Eine Außenhülle ist bereits in der Grundausstattung enthalten.

|   |            |           |        |          |       |      |
|---|------------|-----------|--------|----------|-------|------|
| 3 | siehe Maße | PhysioTex | orange | 7622BZPT | 77,40 | 0,20 |
| 4 | siehe Maße | Baumwolle | orange | 7622BZBW | 77,40 | 0,20 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

### HMV Alternative zu

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 18.99.07.0000: | Zubehör für Krankenfahrzeuge                             |
| 19.40.02.0000: | Behindertengerechtes Bettenzubehör                       |
| 20.99.99.0002: | Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder |
| 20.29.98.0001: | individ. am Körper anpassbare Lagerungshilfen            |



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

**Waschbarkeit:** PhysioTex-Mikrofaser:  
abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95  
Grad, Trockner geeignet,  
Baumwolle: bis 60 Grad,  
Polypropylenperlen: bis 95 Grad





## 01 TOILETTEN-SITZPOLSTER flach / hoch

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### TOI-SITZPOLSTER

bestehend aus einer PhysioTex- Hülle,  
Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Maße      | Farbe* | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-----------|--------|--------|-------|------|
| 1  | 3 cm hoch | weiß   | 1207   | 39,80 | 0,10 |
| 2  | 8 cm hoch | weiß   | 1208   | 53,00 | 0,30 |

### TOILETTEN-ARTHRODESEN-SITZPOLSTER

bestehend aus einer PhysioTex- Hülle,  
mit vorderem Ausschnitt

|   |                    |      |      |       |      |
|---|--------------------|------|------|-------|------|
| 3 | Gesamthöhe 8 cm    | blau | 1212 | 52,80 | 0,30 |
| 4 | Gesamthöhe 3 cm    | blau | 1213 | 51,40 | 0,10 |
| 5 | li. 8 cm, re. 3 cm | blau | 1210 | 53,80 | 0,10 |
| 6 | re. 8 cm, li. 3 cm | blau | 1211 | 53,80 | 0,10 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch  
und Rücknahme ausgeschlossen.

**HMV: 33.40.01.0000:** Toilettensitzerhöhung  
**04.99.99.0001:** Zubehör für das Bad

**Waschbarkeit:** abwaschbar, desinfizierbar,  
komplett waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet



Toiletten-Sitzpolster, 3 cm hoch



Toiletten-Arthrodesen-Sitzpolster



Toiletten-Sitzpolster, 8 cm hoch

Das vorne offene Kissen hat eine Gesamthöhe von 8 bzw. 3 cm. Je nach Bestellnummer flacht das 8 cm hohe Kissen rechts oder links auf 3 cm ab.

*Rutschfest bei Belastung.*

## 02 ARTHRODESENKISSEN

### ARTHRODESENKISSEN

fester Schaumstoffkern, Bezug Polsterstoff, farbig sortiert, Sitzfläche jeweils rechts, links  
oder beidseitig abgeflacht, ausgestattet mit einem seitlichen Trage-Einhängegriff

| Nr | LxBxH cm | Abflachung* | Farbe*   | Art-Nr       | Euro  | kg   |
|----|----------|-------------|----------|--------------|-------|------|
| 1  | 40x40x8  | rechts      | sortiert | EH 3031/ R40 | 64,00 | 0,80 |
| 2  | 40x40x8  | links       | sortiert | EH 3031/ L40 | 64,00 | 0,80 |
| 3  | 40x40x8  | beidseitig  | sortiert | EH 3031/ B40 | 54,50 | 0,70 |

\* Standardfarbe Polsterstoff farbig sortiert

**HMV: 26.46.01.0001:** Arthrodesenkissen

*mit Trage- /  
Einhängegurt*



## 03 SITZKEILKISSEN

### SITZKEILKISSEN

fester Schaumstoffkern, Bezug Polsterstoff, farbig sortiert

| Nr | LxBxH cm   | Ausführung* | Farbe*   | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------|-------------|----------|--------|-------|------|
| 1  | 30x30x6/1  | keilförmig  | sortiert | 3033   | 44,20 | 0,80 |
| 2  | 35x35x8/1  | keilförmig  | sortiert | 3032   | 49,90 | 1,00 |
| 3  | 40x40x10/1 | keilförmig  | sortiert | 3034   | 51,00 | 1,00 |

\* Standardfarbe Polsterstoff farbig sortiert

**HMV: 26.46.01.0001:** Alternative zu Arthrodesenkissen

## 04 SITZKEILPOLSTER MIT AUSSCHNITT

aus festem Schaumstoff,  
Bezug schaumstoffkaschierter Polsterstoff farbig sortiert  
Ausschnittgröße 10x14 cm


### SITZKEILPOLSTER MIT AUSSCHNITT

fester Schaumstoffkern, Bezugsstoff Polsterstoff, farbig sortiert

| Nr | BxTxH cm | Ausführung*      | Farbe*   | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|----------|------------------|----------|--------|-------|------|
| 1  | 45x40x13 | Polster / Velour | sortiert | 3910   | 55,50 | 0,30 |

\* Standardfarbe Polsterstoff farbig sortiert

**HMV Alternative zu**  
**20.06.02.0000:** Beinlagerungshilfen  
**26.46.01.0001:** Alternative zu Arthrodesenkissen



Andere Maße auf Anfrage.

## 01 SITZ- UND LAGERUNGSBLÖCKE

### 01 SITZ- UND LAGERUNGSBLÖCKE

fester Schaumstoffblock mit Bezug aus Kunstleder azur-hellblau



| Nr | LxBxH cm | Raumgewicht | Farbe*        | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----------|-------------|---------------|--------|--------|------|
| 1  | 40x40x20 | 5065        | azur-hellblau | 3024   | 84,90  | 1,30 |
| 2  | 40x40x40 | 3048        | azur-hellblau | 3025   | 118,00 | 2,50 |
| 3  | 50x40x30 | 3554        | azur-hellblau | 3010   | 130,00 | 4,00 |
| 4  | 60x40x20 | 5065        | azur-hellblau | 3030   | 121,00 | 4,10 |
| 5  | 60x40x40 | 4050        | azur-hellblau | 3020   | 152,20 | 2,00 |
| 6  | 60x50x40 | 3048        | azur-hellblau | 3031   | 178,90 | 2,00 |


\* Andere Bezugstoffe oder -Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

#### HMV Alternative zu

**19.40.02.0000:** Behindertengerechtes Bettenzubehör

**20.06.02.0000:** Beinlagerungshilfen

**20.99.99.0002:** Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder (oder sonstige je nach Anwendung)



Andere Abmessungen auf Anfrage.  
(siehe Bestellvorlage für Schaumstoffzuschnitte Seite 59)

## 02 LAGERUNGSKEILE mit und ohne Mulde

### LAGERUNGSKEILE ohne Mulde

Fester Schaumstoffblock mit Bezug aus Kunstleder



| Nr | LxBxH cm | Raumgewicht | Farbe*    | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----------|-------------|-----------|--------|--------|------|
| 1  | 40x50x15 | 3550        | grün kiwi | 2010/1 | 94,50  | 1,00 |
| 2  | 60x50x20 | 3550        | grün kiwi | 2010/2 | 128,00 | 2,00 |
| 3  | 70x60x30 | 3550        | grün kiwi | 2010/3 | 176,50 | 3,00 |
| 4  | 80x60x40 | 3550        | grün kiwi | 2010/4 | 219,50 | 5,00 |

### LAGERUNGSKEILE mit Mulde

Fester Schaumstoffblock mit Bezug aus Kunstleder

| Nr | LxBxH cm | Raumgewicht | Farbe*    | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|----------|-------------|-----------|--------|--------|------|
| 5  | 40x50x15 | 3550        | grün kiwi | 2020/1 | 129,90 | 1,00 |
| 6  | 60x50x20 | 3550        | grün kiwi | 2020/2 | 169,40 | 2,00 |
| 7  | 70x60x30 | 3550        | grün kiwi | 2020/3 | 240,00 | 3,00 |
| 8  | 80x60x40 | 3550        | grün kiwi | 2020/4 | 282,00 | 5,00 |

\* Andere Bezugstoffe oder -Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

#### HMV Alternative zu

**20.29.01.1000:** Lagerungskeile von 10 bis 30 cm Höhe

**20.06.02.0000:** Beinlagerungshilfen

**20.99.99.0002:** Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder (oder sonstige je nach Anwendung)



Andere Abmessungen auf Anfrage. (siehe Schaumstoffzuschnitte Seite 57 u. 59)

## 03 BEINHOCHLAGERUNGSKEILE

### BEINHOCHLAGERUNGSKEILE

Fester Schaumstoffblock mit Bezug aus Kunstleder

Typ E = einfache Breite, Typ D = doppelte Breite




| Nr | Gr   | LxBxH cm | Raumgewicht | Farbe* | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|------|----------|-------------|--------|--------|--------|------|
| 1  | I/E  | 75x22x18 | 3550        | weiß   | 3511   | 94,50  | 2,00 |
| 2  | II/E | 85x24x22 | 3550        | weiß   | 3512   | 102,00 | 2,20 |
| 3  | I/D  | 75x44x18 | 3550        | weiß   | 3513   | 129,80 | 3,60 |
| 4  | II/D | 85x48x22 | 3550        | weiß   | 3514   | 146,80 | 3,80 |

\* Andere Bezugstoffe oder -Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen

#### HMV: 20.06.02.0999:

Beinlagerungshilfen



Typ E = einfache Breite,  
Typ D = doppelte Breite  
Abschrägung = 1/3 der  
Gesamtlänge

## 04 FERSENSCHONER

### FERSENSCHONER

aus einer PhysioTex-Hülle weiß,  
mit Reißverschluss (verdeckt), direkt befüllt mit Polypropylenperlen, Material Ökotex-Standard 100



| Nr | Farbe* | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|--------|--------|-------|------|
| 1  | weiß   | 32314  | 32,00 | 0,20 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

#### HMV: 11.03.01.0000:

Dekubitus Hilfen

*Passt sich den individuellen Erfordernissen an,  
da die Menge der Polypropylenperlen  
reguliert werden kann.*



**Waschbarkeit:** abwaschbar, desinfizierbar,  
komplett waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet





## 01 LAGERUNGS-KOPF- UND NACKENKISSEN

In verschiedenen Größen (Pos. 1–10), bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwollhülle mit kurzem Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen. Auf Wunsch Dinkelspelzfüllung gegen Mehrpreis (+20%). Außenhülle als Zubehör (Pos. 11–20)

Die Kissen sind gut befüllt.  
Bei Bedarf können Sie das Volumen regulieren.



40 x 60 cm

Kissen bestehend aus einer Hülle,  
Standardfarbe gelb gemustert  
Außenhülle auf Wunsch (siehe Tabelle)

### LAGERUNGS-KOPF- UND NACKENKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex- oder Baumwoll-Hülle,  
Füllung Polypropylenperlen



| Nr | Gr cm   | Ausführung | Farbe*         | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|---------|------------|----------------|---------|-------|------|
| 1  | 43 x 23 | PhysioTex  | rot            | 3623 PT | 17,25 | 0,10 |
| 2  | 43 x 23 | Baumwolle  | rot gemustert  | 3623 BW | 17,25 | 0,10 |
| 3  | 55 x 23 | PhysioTex  | blau           | 3655 PT | 18,25 | 0,15 |
| 4  | 55 x 23 | Baumwolle  | blau gemustert | 3655 BW | 18,25 | 0,15 |
| 5  | 40 x 40 | PhysioTex  | blau           | 3640 PT | 20,20 | 0,20 |
| 6  | 40 x 40 | Baumwolle  | blau gemustert | 3640 BW | 20,20 | 0,20 |
| 7  | 40 x 60 | PhysioTex  | gelb           | 3660 PT | 24,60 | 0,40 |
| 8  | 40 x 60 | Baumwolle  | gelb gemustert | 3660 BW | 24,60 | 0,40 |
| 9  | 40 x 80 | PhysioTex  | blau           | 3680 PT | 25,80 | 0,50 |
| 10 | 40 x 80 | Baumwolle  | blau gemustert | 3680 BW | 25,80 | 0,50 |

### AUSSENHÜLLE wahlweise PhysioTex- oder Baumwolle

|    |         |           |                |         |       |      |
|----|---------|-----------|----------------|---------|-------|------|
| 11 | 43 x 23 | PhysioTex | rot            | 3723 PT | 16,40 | 0,05 |
| 12 | 43 x 23 | Baumwolle | rot gemustert  | 3723 BW | 16,40 | 0,05 |
| 13 | 55 x 23 | PhysioTex | blau           | 3755 PT | 17,60 | 0,05 |
| 14 | 55 x 23 | Baumwolle | blau gemustert | 3755 BW | 17,60 | 0,05 |
| 15 | 40 x 40 | PhysioTex | blau           | 3740 PT | 19,20 | 0,10 |
| 16 | 40 x 40 | Baumwolle | blau gemustert | 3740 BW | 19,20 | 0,10 |
| 17 | 40 x 60 | PhysioTex | gelb           | 3760 PT | 21,40 | 0,10 |
| 18 | 40 x 60 | Baumwolle | gelb gemustert | 3760 BW | 21,40 | 0,10 |
| 19 | 40 x 80 | PhysioTex | blau           | 3780 PT | 23,40 | 0,20 |
| 20 | 40 x 80 | Baumwolle | blau gemustert | 3780 BW | 23,40 | 0,20 |

#### HMV Alternative zu

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| 20.29.02.98.0001: | indiv. am Körper anpassbare Lagerungshilfe |
| 19.40.02.0000:    | Behindertengerechtes Bettenzubehör         |
| 20.06.02.0000:    | Beinlagerung                               |



Kissen 40 x 40 cm,  
Wunschfarbe rote Blumen



Kissen 43 x 23 cm,  
Wunschfarbe grün Blumen



Kissen 40 x 40 cm,  
Wunschfarbe hellblaue Eulen

### STANDARDFÜLLUNG Polypropylenperlen (EPP)



### FÜLLUNG GEGEN MEHRPREIS Dinkelspelz (+20%)



#### Hinweis:

Andere Farben bzw. Farbkombinationen ohne Mehrpreis (siehe Seiten 4-5), jedoch vom Umtausch ausgeschlossen. Falls keine spez. Farbwünsche genannt werden, liefern wir die serienmäßig angegebene Standard-Stoffe und -Farben bzw. Farbkombination.



#### Waschbarkeit:

Polypropylenperlen bis 95 Grad, PhysioTex bis 95 Grad, Baumwolle bis 60 Grad.

## 02 KNIESCHONER

Hülle PhysioTex weiß, mit Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen, mit Klett-/Flausch-Lasche (Waschbar 95 Grad), Trockner geeignet

### KNIESCHONER mit Gurtband für Seitlage



| Nr | B x T x H cm | Farbe* | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|--------------|--------|--------|-------|------|
| 1  | 20 x 25 x 20 | weiß   | 3437   | 54,00 | 0,15 |

Andere Bezugs-Materialien- und Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| HMV: 20.06.02.0000: | Beinlagerungshilfen |
|---------------------|---------------------|



Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100



# FLEXIBEL HANDSCHIENE

Korrektur und Tonusregulierung durch sanften Druck • Reduzieren

## 01 FLEXIBLE HANDSCHIENEN

### FLEXIBLE HANDSCHIENEN STANDARD

bestehend aus PhysioTex grün / blau mit Polypropylen- / Watte-Füllung. Ausführung für rechte und linke Hand gleichermaßen. Obere Bänder mit Daumenloch

| Nr | Größe            | Lx B cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------|---------|--------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | 25x8,0  | EH 246 | 64,50 | 0,05 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | 30x9,5  | EH 247 | 66,00 | 0,07 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | 35x11,0 | EH 245 | 66,90 | 0,09 |



## 02 FLEXIBLE HANDSCHIENEN MIT DAUMENHALTER

### FLEXIBLE HANDSCHIENEN MIT DAUMENHALTER

bestehend aus PhysioTex grün / blau mit Polypropylen- / Watte-Füllung. Bitte auswählen: für rechte oder linke Hand

| Nr | Größe            | Lx B cm | Hand   | Art-Nr    | Euro  | kg   |
|----|------------------|---------|--------|-----------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | 25x8,0  | rechts | EH 246Dre | 96,50 | 0,07 |
| 2  | I/ für Kinder    | 25x8,0  | links  | EH 246Dli | 96,50 | 0,07 |
| 3  | II/ f. Jugendl.  | 30x9,5  | rechts | EH 247Dre | 96,90 | 0,08 |
| 4  | II/ f. Jugendl.  | 30x9,5  | links  | EH 247Dli | 96,90 | 0,08 |
| 5  | III/ f. Erwachs. | 35x11,0 | rechts | EH 245Dre | 97,20 | 0,09 |
| 6  | III/ f. Erwachs. | 35x11,0 | links  | EH 245Dli | 97,20 | 0,09 |



## 03 FLEXIBLE HANDSCHIENEN MIT GREIFBALL

### FLEXIBLE HANDSCHIENEN MIT GREIFBALL


bestehend aus PhysioTex grün / blau mit Polypropylen- / Watte-Füllung. Ausführung für rechte und linke Hand gleichermaßen.

| Nr | Größe            | Lx B cm | Art-Nr   | Euro  | kg   |
|----|------------------|---------|----------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | 25x8,0  | EH 246GB | 82,40 | 0,09 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | 30x9,5  | EH 247GB | 82,80 | 0,10 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | 35x11,0 | EH 245GB | 83,00 | 0,12 |

#### Hinweis:

Alle Handschienen sind nur in den genannten Farben lieferbar.

Größe III



Größe III

## 04 HANDKORREKTUR- UND ÜBUNGSBALL AM ARMBAND

### HANDKORREKTUR- UND ÜBUNGSBALL AM ARMBAND

bestehend aus PhysioTex blau / rot / grün mit Polypropylen- / Watte-Füllung. Ausführung für rechte und linke Hand gleichermaßen.

| Nr | Größe            | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|------------------|---------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | HB 3301 | 49,90 | 0,30 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | HB 3302 | 50,50 | 0,40 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | HB 3303 | 50,60 | 0,50 |

Größe III



Größe I-III



HMV: 20.10.01.1000:

Lagerungsschalen für Hand- und Unterarm




# N UND HANDKORREKTUR

ung von Gegendruck und Verkrampfung • Entspannung der Hand



Skizze gilt für alle Handschiene-Arten



Maßtabelle für alle Handschienen


| Größe | I     | II     | III   |
|-------|-------|--------|-------|
| A     | 8 cm  | 9,5 cm | 11 cm |
| B     | 26 cm | 30 cm  | 35 cm |
| C     | 30 cm | 36 cm  | 42 cm |
| D     | 9 cm  | 12 cm  | 14 cm |
| E     | 3 cm  | 4 cm   | 5 cm  |
| F     | 5 cm  | 5 cm   | 5 cm  |
| G     | 7 cm  | 8 cm   | 10 cm |
| H     | 7 cm  | 8 cm   | 9 cm  |
| I     | 11 cm | 16 cm  | 18 cm |
| J     | 4 cm  | 5 cm   | 6 cm  |

Auch zur Korrektur der Fußhaltung lässt sich die Handschiene in manchen Fällen einsetzen.

## 05 ZUSATZBÄNDCHEN FÜR ALLE HANDSCHIENEN

ZUSATZBÄNDCHEN FÜR ALLE HANDSCHIENEN  
bestehend aus PhysioTex blau mit Klett-Flauschband

| Nr | Größe            | Lx B cm | Ausführung* | Farbe* | Art-Nr  | Euro  |
|----|------------------|---------|-------------|--------|---------|-------|
| 1  | I/ für Kinder    | 30x5    | PhysioTex   | blau   | EH 246B | 14,00 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | 36x5    | PhysioTex   | blau   | EH 247B | 14,00 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | 42x5    | PhysioTex   | blau   | EH 245B | 14,00 |



**Hinweis:**

Alle Artikel auf dieser Seite sind nur in den genannten Farben lieferbar.

## 06 HANDKORREKTUR-ROLLE

HANDKORREKTUR-ROLLE  
bestehend aus PhysioTex grün, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Größe            | Bx Ø cm | Ausführung* | Farbe* | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------|---------|-------------|--------|--------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | 9x5     | PhysioTex   | grün   | 3992   | 31,50 | 0,20 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | 11x7    | PhysioTex   | grün   | 3993   | 32,00 | 0,25 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | 15x9    | PhysioTex   | grün   | 3994   | 32,20 | 0,45 |



Größe III

**Waschbarkeit:** Unsere Handschienen sind komplett waschbar bis 60 Grad und Trockner geeignet.

**Die verwendeten Materialien sind zertifiziert nach ÖkoTex-Standard 100:** PhysioTex-Mikrofaser, Polypropylenperlen, Klett-Flauschband



Größe I – III

## 01 SANDSÄCKE UND SCHUTZHÜLLEN

Sandsäcke serienmäßig aus Nylongewebe dunkelblau. Schutzhüllen bestehend aus Suratec-Nylongewebe grün. Hüllen absolut rieselsicher. Die Füllung besteht aus feinem, gebrannten Quarzsand.

### SANDSÄCKE

bestehend aus Suratec-Nylongewebe grün\*



| Nr | Gr   | Lx B cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------|---------|--------|-------|------|
| 1  | I    | 10x10   | 6552   | 10,80 | 0,20 |
| 2  | II   | 20x10   | 6555   | 12,50 | 0,50 |
| 3  | III  | 20x12   | 6557   | 13,50 | 0,70 |
| 4  | IV   | 20x15   | 6544   | 14,80 | 1,00 |
| 5  | V    | 23x15   | 6563   | 16,65 | 1,30 |
| 6  | VI   | 25x15   | 6575   | 17,55 | 1,50 |
| 7  | VII  | 27x16   | 6578   | 18,35 | 1,80 |
| 8  | VIII | 27x20   | 6585   | 19,20 | 2,00 |
| 9  | IX   | 35x20   | 6546   | 21,60 | 2,50 |
| 10 | X    | 50x20   | 6545   | 28,50 | 5,00 |

### SCHUTZHÜLLEN bestehend

aus PhysioTex grün\* mit „Hotelverschluss“



| Nr | Gr   | Lx B cm | Art-Nr | Euro  |
|----|------|---------|--------|-------|
| 11 | I    | 10x10   | 65052  | 11,50 |
| 12 | II   | 20x10   | 65055  | 13,00 |
| 13 | III  | 20x12   | 65057  | 12,40 |
| 14 | IV   | 20x15   | 65044  | 13,50 |
| 15 | V    | 23x15   | 65063  | 14,90 |
| 16 | VI   | 25x15   | 65075  | 15,65 |
| 17 | VII  | 27x16   | 65078  | 16,95 |
| 18 | VIII | 27x20   | 65085  | 17,80 |
| 19 | IX   | 35x20   | 65046  | 19,50 |
| 20 | X    | 50x20   | 65045  | 19,90 |



\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

## 02 KIRSCHKERNSÄCKCHEN UND SCHUTZHÜLLEN

### KIRSCHKERNSÄCKCHEN

bestehend aus Baumwolle, farbig sortiert



| Nr | Gr   | Lx B cm | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------|---------|--------|-------|------|
| 1  | I    | 20x20   | 7820   | 10,50 | 0,20 |
| 2  | II   | 23x26   | 7823   | 14,00 | 0,50 |
| 3  | III  | 25x35   | 7835   | 18,10 | 0,70 |
| 4  | IV** | 35x35   | 7846   | 22,10 | 1,00 |

### SCHUTZHÜLLEN

PhysioTex grün\* mit „Hotelverschluss“

| Nr | Gr   | Lx B cm | Art-Nr | Euro  |
|----|------|---------|--------|-------|
| 5  | I    | 20x20   | 7920   | 11,84 |
| 6  | II   | 23x26   | 7923   | 12,20 |
| 7  | III  | 25x35   | 7935   | 14,80 |
| 8  | IV** | 35x35   | 7946   | 17,60 |

\*\* abgesteppt in 4 Segmenten



\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

## 03 MEDITATIONSKISSEN

bestehend aus einer Hülle (Baumwolle oder PhysioTex)  
mit Reißverschluss (Schieber verdeckt), Füllung Polypropylenperlen\*  
\*Dinkelspelzfüllung + 20 %

### MEDITATIONSKISSEN

Bestehend aus einer Hülle mit Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen



| Nr | Höhe x Ø cm | Ausstattung*         | Art.-Nr. | Preis € | kg  |
|----|-------------|----------------------|----------|---------|-----|
| 1  | 20 x 50     | Baumwolle gelb Pedro | 3610BW   | 42,80   | 0,5 |
| 2  | 20 x 50     | Physiotex weinrot    | 3610PT   | 42,80   | 0,5 |
| 3  | 20 x 50     | Suratec orange       | 3610ST   | 42,80   | 0,5 |



## 04 BEISS-SCHUTZ – FAUSTHANDSCHUH

Stück Fausthandschuh zum Schutz bei Autoaggression. Fest schließendes Klett-/Flasch-Handgelenksband. Außen reiß- und bissfestes Suratec-Gewebe, leicht abwaschbar. Innenfutter Baumwolle mit Polypropylenperlen-Füllung. Der Benutzer kann die Hand innen öffnen und schließen und die hinter dem Baumwollgewebe befindlichen Polypropylenperlen greifen, Handwäsche der Innenseite durch Links- und Rechtsdrehen.

### Neuwertige Produkte

in den angebotenen Standardfarben können umgetauscht oder auch zurückgenommen werden.

### BEISS-SCHUTZ – FAUSTHANDSCHUH (1 Stück)

Suratec-Nylon-Ausführung blau, Ausführung für linke und rechte Hand gleichermaßen




| Nr | Größe            | Maße cm (Maßangaben lt. Skizze)   | Art-Nr | Euro   |
|----|------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1  | I/ für Kinder    | für Faustumfang von ca. 12 cm (D) | EH2570 | 172,50 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | für Faustumfang von ca. 22 cm (D) | EH2571 | 174,50 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | für Faustumfang von ca. 30 cm (D) | EH2572 | 180,50 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung folgende Maße an:

A (Handlänge), B (Handbreite), C (Armumfang), D (Faustumfang)





## 01 SEGMENT- UND SAND-GEWICHTSMANSCHETTEN



### SEGMENT-GEWICHTSMANSCHETTE

aus Kunstleder, aufgeteilt in Segmente, Inhalt Bleikugeln in Textilschnur (Gardinenbandgewichte), mittels Klettverschluss verstellbar



| Nr | Größe            | LxB cm | Armum-fang cm | Farbe *       | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------|--------|---------------|---------------|--------|-------|------|
| 1  | I/ für Kinder    | 24x10  | 14–17         | d'blau-saphir | 6550   | 49,90 | 0,50 |
| 2  | II/ f. Jugendl.  | 33x13  | 17–20         | d'blau-saphir | 6560   | 56,90 | 1,00 |
| 3  | III/ f. Erwachs. | 40x13  | 20–23         | d'blau-saphir | 6570   | 64,90 | 1,50 |
| 4  | IV/ f. Erwachs.  | 46x15  | 23–26         | d'blau-saphir | 6580   | 72,00 | 2,00 |

### SAND-GEWICHTSMANSCHETTE

aus PhysioTex, mit Klettverschluss

| Nr | Größe            | LxB cm | Armum-fang cm | Farbe * | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|------------------|--------|---------------|---------|--------|-------|------|
| 5  | I/ für Kinder    | 25x7   | 14–17         | blau    | 65501  | 22,50 | 0,20 |
| 6  | II/ f. Jugendl.  | 32x10  | 17–20         | blau    | 65601  | 28,20 | 0,50 |
| 7  | III/ f. Erwachs. | 42x12  | 23–26         | blau    | 65701  | 32,20 | 1,00 |

**HMV: 20.10.01.1000:** Lagerungsschalen für Hand und Unterarme

Hilfsmittelnummern für Gewichtsmanschetten, Gewichtsdecken und Beißschutz-Fausthandschuh etc. findet man derzeit im Hilfsmittelkatalog nicht. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Produkte nicht im Hilfsmittelkatalog stehen müssen um jeweils ein Hilfsmittel zu sein. Solche Produkte können trotzdem (§ 33 SGB V) Hilfsmittel sein. Entscheidend ist die medizinische Notwendigkeit für den Behandlungserfolg. Erforderlich ist in jedem Fall eine ärztliche Verordnung. Ein solches Hilfsmittel sollte unbedingt detailliert begründet werden. Bei Gewichtsmanschetten kann hilfsweise auch die oben genannte Hilfsmittelnummer angegeben werden.

**ÖkoTex Standard 100**



## 02 ARMAUFLAGEKISSEN

### ARMAUFLAGEKISSEN

bestehend aus einer PhysioTex-Mikrofaser-Hülle, mit kurzem Reißverschluss, zur Volumenregulierung, grün/blau\*, Füllung Polypropylenperlen



| Nr | Maße            | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|-----------------|---------|-------|------|
| 1  | siehe Maßskizze | ARM 341 | 64,80 | 0,20 |

### ABNEHMBARER AUSSENBEZUG

bestehend aus einer PhysioTex, grün/ blau


|   |                 |           |       |  |
|---|-----------------|-----------|-------|--|
| 2 | siehe Maßskizze | ARM 342BZ | 53,60 |  |
|---|-----------------|-----------|-------|--|

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

### HMV Alternative zu

**20.10.02.0000**

Arm-Hand-Lagerungs-platten bei Parese



### Waschbarkeit:

Alle Kissen waschbar bis 95 Grad und Trockner geeignet.



## 03 LAGERUNGS- UND GURTPOLSTER

### LAGERUNGS- UND GURTPOLSTER

bestehend aus einer PhysioTex-Mikrofaser-Hülle, mit kurzem Reißverschluss, zur Volumenregulierung, blau/orangen\*, Füllung Polypropylenperlen



| Nr | Maße            | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|-----------------|--------|-------|------|
| 1  | siehe Maßskizze | 5025   | 28,00 | 0,25 |

### ABNEHMBARER AUSSENBEZUG

bestehend aus einer PhysioTex, grün/ blau

|   |                 |         |       |  |
|---|-----------------|---------|-------|--|
| 2 | siehe Maßskizze | 5025 BZ | 28,70 |  |
|---|-----------------|---------|-------|--|

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.



Vielfältige Anwendungsmöglichkeit wie bei den Universalkissen.  
(siehe Katalog Seite 42)

## 01 BABY-SEITLAGERUNGSKISSEN

Eine ideale Stütze für das Baby durch verstellbare Dreiecks-Rücken- und Bruststützen auf zwei separaten Unterlagen mittels darunter liegendem Klett-/Flaschband. Die Stützen können dadurch zueinander angepasst werden um ein Baby in der Seitenlage optimal zu stützen.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### BABY-SEITLAGERUNGSKISSEN 2-teilig

komplett aus weißer\* strapazierfähiger Baumwolle, wahlweise PhysioTex weiß ohne Mehrpreis\*, mit verdecktem Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen, waschbar bis 60 Grad, Trockner geeignet

| Nr | Maße cm                                            | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|----------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 1  | Rückenteil 45 x 18 x 18<br>Vorderteil 17 x 17 x 17 | 201150 | 98,00 | 0,70 |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| HMV: 20.29.98.0001: | Individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen |
| 19.40.02.0000:      | Behindertengerechtes Bettenzubehör               |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.



## 02 SEITLAGERUNGSKISSEN FÜR ERWACHSENE, mit Lasche

Die ideale Hilfe für eine unterstützte Seitlagerung, bestehend aus einer Baumwollhülle mit Polypropylenperlen-Füllung.

Alle Materialien  
ÖkoTex Standard 100

### SEITLAGERUNGSKISSEN mit Lasche

weiße Baumwollhülle\*, wahlweise PhysioTex weiß ohne Mehrpreis\*, Füllung Polypropylenperlen

| Nr | Maße cm      | Art-Nr | Euro  | kg   |
|----|--------------|--------|-------|------|
| 1  | 60 x 20 x 20 | 1205   | 75,10 | 0,50 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| HMV: 20.29.98.0001: | Individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen |
| 19.40.02.0000:      | Behindertengerechtes Bettenzubehör               |



Standard



2 Stück Standard

## 03 SCHMUSEKISSEN

### SCHMUSEKISSEN

Baumwolle mit buntem Figurendruck, Wattefüllung  
Waschbar bis 60 Grad, Trockner geeignet

| Nr | Maße cm     | Art-Nr | Euro  |
|----|-------------|--------|-------|
| 1  | ca. 30 x 15 | 82201  | 15,20 |

**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert von 20,- € inkl. MwSt.



## 04 LIFTER-UND WANNEN-SITZKISSEN


Dieses Kissen schwimmt nicht aufgrund seines Gewichtes. Außenhülle aus robuster Baumwolle mit zwei Innenhüllen. Die untere Innenhülle ist mit schwerem Glasperlen gefüllt, die obere Innenhülle ist gefüllt mit Polypropylenperlen (passt sich im Sitzen den Konturen an).

ÖkoTex Standard 100

### LIFTER- UND BADEWANNEN-SITZKISSEN

bestehend aus drei Kissenhüllen, Außenhülle Baumwolle beige\*, zwei Baumwoll-Innenhüllen, Füllungen jeweils Polypropylenperlen und schweres Glasperlen

| Nr | Maße cm     | Art-Nr | Euro   | kg   |
|----|-------------|--------|--------|------|
| 1  | 40 x 40 x 8 | 20501  | 106,50 | 3,50 |



HMV Alternative zu:

04.40.01.0000: Zubehör f. Badewannenlifter

**Waschbarkeit:** Kissen waschbar bis 60 Grad



## 01 NACKENHÖRNCHEN / -KISSEN

### NACKENHÖRNCHEN / -KISSEN

bestehend aus einer Hülle mit kurzem Reißverschluss, Füllung Polypropylenperlen, PhysioTex und Polypropylenperlen zertifiziert Ökotex-Standard 100

| Nr | Artikel                      | Material  | Farbe*    | Art-Nr  | Euro  | kg   |
|----|------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| 1  | Nackenhörnchen oder Sitzring | Baumwolle | blau gem. | 3609BW  | 30,20 | 0,10 |
| 2  | Dto.                         | PhysioTex | blau      | 3609PT  | 30,20 | 0,10 |
| 3  | Bezug dafür aus BW           | Baumwolle | blau gem. | 3709BW  | 28,00 | 0,03 |
| 4  | Bezug dafür aus PT           | PhysioTex | blau      | 3709PT  | 28,00 | 0,03 |
| 5  | Nackenhörnchen Bumerangform  | Baumwolle | gelb gem. | 36096BW | 25,80 | 0,10 |
| 6  | Dto.                         | PhysioTex | blau      | 36096PT | 25,80 | 0,10 |
| 7  | Bezug dafür BW               | Baumwolle | gelb gem. | 37096BW | 23,60 | 0,03 |
| 8  | Bezug dafür PT               | PhysioTex | blau      | 37096PT | 23,60 | 0,03 |
| 9  | Nackenkissen Knochenform     | PhysioTex | weiß      | 36097PT | 39,20 | 0,15 |
| 10 | Dto.                         | Baumwolle | weiß      | 36097BW | 39,20 | 0,15 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

#### HMV Alternative zu


- 20.29.98.0001:** individuell am Körper anpassbare Lagerungshilfen  
**20.99.99.0002:** Zusatzteile für funktionelle Lagerungssysteme für Kinder



Nackenhörnchen Knochenform



Nackenhörnchen Knochenform



Nackenhörnchen Bumerangform (Wunschfarbe)



Nackenhörnchen oder Sitzring

#### Washbarkeit:

PhysioTex bis 95 Grad,  
Polypropylenperlen bis 95 Grad,  
Baumwolle bis 60 Grad  
alle Materialien Trockner geeignet



## 02 KOPFSTÜTZKISSEN MIT MULDE

Direkt befüllt, mit kurzem Reißverschluss, wahlweise mit zusätzlicher abnehmbarer Außenhülle mit langem Reißverschluss. Für separaten Einsatz oder Anwendung in Ganzkörper-Lagerungshilfen oder anderen Hilfsmitteln in denen der Kopf eine deutliche Unterstützung benötigt.

### KOPFSTÜTZKISSEN MIT MULDE


aus PhysioTex (PT) oder Baumwolle (BW) mit Reißverschluss, zur Volumenregulierung, Füllung Polypropylenperlen, PhysioTex und Polypropylenperlen zertifiziert Ökotex-Standard 100

| Nr | Artikel                                              | Material | Farbe*      | Art-Nr      | Euro  | kg   |
|----|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------|------|
| 1  | Kopfstütze bestehend aus einer Hülle                 | PT       | grün / blau | EH 3421PT   | 46,00 | 0,30 |
| 2  | dto.                                                 | BW       | uni blau    | EH 3421BW   | 46,00 | 0,30 |
| 3  | Kopfstütze kpl. mit Innenhülle PT weiß Außenhülle PT | PT/PT    | grün / blau | EH 3420PTPT | 89,90 | 0,40 |
| 4  | Dto. innen PT weiß, Außenhülle BW                    | PT/BW    | blau gem.   | EH 3420PTBW | 89,90 | 0,40 |
| 5  | Wechselbezug                                         | PT       | grün / blau | EH 3422PT   | 44,20 | 0,03 |
| 6  | Wechselbezug                                         | BW       | blau gem.   | EH 3422BW   | 44,20 | 0,03 |

\* Andere Farben ohne Mehrpreis, jedoch vom Umtausch ausgeschlossen.

#### Washbarkeit:

PhysioTex: bis 95 Grad,  
Trockner geeignet,  
abwaschbar, desinfizierbar  
Baumwolle: bis 60 Grad.  
Polypropylenperlen: bis 95 Grad  
Suratec: bis 60 Grad  
Velour-Stoff: Bis 30 Grad



Polypropylenfüllung regulierbar

## 03 SPEICHELLATZ

Schutz bei starkem Speichelfluss durch feuchtigkeitsundurchlässiges jedoch atmungsaktives PhysioTex-Mikrofasergerewebe.

### SPEICHEL-LATZ

aus PhysioTex, 2-lagig, mit Tasche für aufsaugendes Material, allergendicht, antibakteriell ausgestattet, bis 95 Grad waschbar, Trockner geeignet, Ökotex-Standard 100

| Nr | Gr  | Maße in cm           | Farbe*          | Art-Nr | Euro  |
|----|-----|----------------------|-----------------|--------|-------|
| 1  | I   | A 21, B 27, C 29–38  | farbig sortiert | 82203  | 45,40 |
| 2  | II  | A 27, B 31, C 31–40  | farbig sortiert | 82204  | 48,50 |
| 3  | III | A 33, B 35, C 32–42  | farbig sortiert | 82205  | 51,50 |
| 4  | IV  | A 39, B 40, C 34–44  | farbig sortiert | 82206  | 56,50 |
| 5  | V   | As 55, B 50, C 36–46 | farbig sortiert | 82207  | 65,50 |



# MATERIALIEN

## 01 POLYPROPYLENPERLEN (EPP)

ÖkoTex Standard 100

Polypropylenperlen enthalten entsprechend der ECHA-Liste keinerlei Styrole oder sonstige gesundheitsgefährdende Stoffe wie Weichmacher, FCKW, Schwermetalle oder Lösungsmittel. EPP-Perlen sind schadstofffrei, geruchsneutral und laden sich nicht statisch auf.

Sie sind anschiessam und sehr leicht, hygienisch rein, antiallergisch ausgestattet, staubfrei, nehmen keine Feuchtigkeit auf und passen sich der Körperwärme an.

Sie wurden ausgezeichnet mit dem Siegel Ökotex-Standard 100.

Polypropylenperlen sind formbeständig und von garantiert langer Lebensdauer, sie passen sich in Kissen, Lagerungsinseln usw. jeder Körperform ideal an und sorgen für perfekte Druckverteilung.

Waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet.  
(1 kg = ca. 50 Ltr.-Volumen)

| Gewicht | Art.-Nr. | EUR   |
|---------|----------|-------|
| 1 kg    | 7909     | 22,80 |



### Eindeutige Vorteile:

- ausgezeichnet mit dem Zertifikat Ökotex-Standard 100
- Gesundheitlich vollkommen unbedenklich (enthalten keine Styrole)
- Lange Lebensdauer durch hohe Elastizität und Widerstandskraft



- Einfache Reinigungsmöglichkeiten und Sterilisierbarkeit durch Waschen bis 95 Grad
- Waschbar bis 95 Grad, Trockner geeignet
- Schwer entflammbar nach FMVSS 302 und DIN 75200
- Umweltfreundlich
- geruchsneutral
- Bionneutral
- geringes Gewicht

*Keine statische Aufladung!*

## 02 POLYPROPYLENPERLEN / SCHAUMSTOFFFLOCKEN VERMISCHT (Verhältnis 1:1)

Füllmaterial für Kissen u.s.w., Mischungsverhältnis 1:1, sehr gut geeignet z.B. als Kissenfüllung mit Stabilierungs- und Polstereffekt

| Gewicht | Art.-Nr. | EUR   |
|---------|----------|-------|
| 1 kg    | 7943     | 15,95 |



## 03 SCHWERE GLASPERLEN, ABSOLUT RUND

Auf Grund ihres relativ hohen spezifischen Gewichts (640 ml = 1.000g) werden umweltfreundliche Glasperlen von uns vorzugsweise gegenüber Kunststoff-Granulat, z.B. in Gewichtsdecken, eingesetzt.


| Preis pro kg (640 ml) | Art.-Nr. | EUR  |
|-----------------------|----------|------|
|                       | 73005    | 4,80 |



## 04 PHYSIOTEX-POLYAMID BESCHICHTETES MIKROFASER-GEWEBE, virenundurchlässig (Ökotex-Standard 100, flammhemmend ausgerüstet: BS 7175, EN 597)

Dichtes Mikrofasergerewebe mit Polyamidbeschichtung; 150 cm breit

| Preis per lfm | Art.-Nr. | EUR   | kg   |
|---------------|----------|-------|------|
|               | 2041     | 27,90 | 0,40 |



### PhysioTex-Eigenschaften und Zertifikate:

- Öko-Tex Standard 100
- virenundurchlässig
- abwaschbar (mit Wasser und üblichen Haushaltsreinigern, nicht scheuern, kein Waschbenzin, kein Nitro)
- waschbar (bis 95 Grad, Trockner geeignet, keinen Weichspüler verwenden, nicht bügeln)
- antibakteriell ausgestattet
- hautfreundlich (Biokompatibilität n. Norm 10-993.10)
- atmungsaktiv (kein Durchatmen möglich, Wassersäule n. Norm ISO 1420>200 cm, Wasserdampfdurchlässigkeit n. ASTM 96-66)
- desinfizierbar mit üblichen Desinfektionsmitteln
- allergendicht (Schutz vor Milben und Milbenkot)
- keine statische Aufladung
- geruchsneutral
- lichtecht
- flammhemmend ausgerüstet (BS 7175, EN 597)



## 05 SURATEC

Nylon-Gewebe ist hochreißfest, waschbar bis 60 Grad, abwaschbar, desinfizierbar. Suratec enthält keine, die Gesundheit gefährdenden Inhaltsstoffe, entsprechend der REACH-Liste. (Breite ca. 150 cm)

|               | Art.-Nr. | EUR   | kg   |
|---------------|----------|-------|------|
| Preis per lfm | 4265     | 29,20 | 0,60 |

Siehe auch Seite 5.



dunkelblau

blau

grün



rot

gelb

orange

## 08 KIRSCHKERNE



Kirschkerne können auch in PhysioTex-Kissenhüllen angewendet werden, da dieses Material atmungsaktiv ist (ohne Reißverschluss mikrowellengeeignet) (1kg = ca. 2 Ltr.-Volumen)

|              | Art.-Nr. | EUR  |
|--------------|----------|------|
| Preis per kg | 7809     | 9,95 |

## 10 SCHAUUMSTOFFFLOCKEN



Zum Füllen von Kissen etc. Auch zur Vermischung mit Polypropylenperlen geeignet, 1 kg (ca. 50 Ltr. Volumen)

|              | Art.-Nr. | EUR  |
|--------------|----------|------|
| Preis per kg | 2043     | 9,25 |

## 12 THERMO-BOND-WATTETEILE

Die Thermo-Bond-Watte ist kpl. waschbar mit Baumwoll-Inlett bis 60 Grad. Recyclebar über die Kunststoff-Tonne (Hausmüll).


Durch den günstigen Preis für die Watteteile, lässt sich eine Wattefüllung mit sehr geringem finanziellen Aufwand austauschen.

## 06 KUNSTLEDER

OekoTex Standard 100, phthalatfrei (ca. 140 cm breit)

|               | Art.-Nr. | EUR   | kg   |
|---------------|----------|-------|------|
| Preis per lfm | 83060    | 29,80 | 0,85 |

Siehe auch Seite 5.



weiß

creme

stein

safran



lemon

limette

kiwi

rot



d'blau saphir

h'blau azur

kastanie

schwarz

## 09 DINKELSPELZ

Wir verwenden nur entstaubten Dinkelspelz aus kontrolliert biologischem Anbau. Kieselsäure und wertvolle Mineralstoffe sind im Spelz voll erhalten und wirken gesundheitsfördernd auf den Organismus.

Dinkelspelz ist nicht waschbar und sollte bei täglichem Gebrauch spätestens nach ca. 2 Jahren ausgetauscht werden.

(1 kg ca. 10 Ltr.-Volumen)

|              | Art.-Nr. | EUR  |
|--------------|----------|------|
| Preis per kg | 3611     | 7,50 |

## 11 SCHAUUMSTOFFZUSCHNITTE

Wir liefern Polyurethan (PUR)- Weichschaumstoffe auf Polyetherbasis (Standard- und HR-Schaumstoffe) mit FlammSchutzausrüstung und Ökotex Siegel Standard 100-wie folgt:


- Polyurethan-Schaum in allen Abmessungen und verschiedenen Raumgewichten.
- HR-Schaum (Kaltschaum) bis 22 cm Höhe (insbesondere für hochwertige Qualitäts-Matratzen) in verschiedenen Abmessungen und Raumgewichten
- Neopolen - „Hartschaum“-Plattenware von BASF (Ökotex Standard 100) bis zur Größe 2000x1000 mm, nur in der Stärke 20 mm

## 07 POLSTERSTOFFE

2-5 mm stark, Schaumstoffkaschiert, Breite je nach Farbe 130–150 cm

|               | Art.-Nr. | EUR  | kg |
|---------------|----------|------|----|
| Preis per lfm | 19001    | 9,95 |    |


Siehe auch Seite 5.



Polsterstoffdesigns wechseln - ggf. bitte anfragen.



Dinkelspelz kann auch in PhysioTex-Kissenhüllen angewendet werden, da dieses Material atmungsaktiv ist (ohne Reißverschluss mikrowellengeeignet).



Wir senden Ihnen gerne ein Angebot für Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen und Raumgewichten innerhalb der oben jeweils genannten Möglichkeiten.

Hierzu können Sie unseren Arbeitsbogen auf Seite 59 verwenden.





## SONDERANFERTIGUNGEN

Wir realisieren gerne Ihre Ideen und unterbreiten Ihnen ein Angebot.  
Schaumstoffzuschnitte, Hüllen und Bezüge fertigen wir gern nach Ihren Vorgaben.  
(siehe Arbeitsbogen für Sonderanfertigungen auf Seite 59)





## BESTELL-FORMULAR FÜR SONDERANFERTIGUNG

☐ Auftrag ☐ Senden Sie uns bitte ein Angebot.

**Kunden-Nummer:**

(bitte eintragen, falls zur Hand)

Unsere Faxnummer:

Unsere Anschrift

Telefon (Rückruf erwünscht):








E-Mail:

Gewünschte Artikel lt. unten stehender Angaben:

Ansprechpartner / Datum

### 1 Formentypen 1-8;

In Schaumstoffe, Verbundschaum, Hartschaum oder als Kissenform mit jeweiliger Füllung. Maße bitte in der Skizze eintragen.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| <b>Typ 1</b> <input type="radio"/> Rolle                                            | <b>Typ 2</b> <input type="radio"/> Halbrolle                                        | <b>Typ 3</b> <input type="radio"/> Keil                                              | <b>Typ 4</b> <input type="radio"/> Keil mit erhöhter Kante                            |
|  |  |  |  |
| <b>Typ 5</b> <input type="radio"/> Spreizkeil                                       | <b>Typ 6</b> <input type="radio"/> Dachkeilform                                     | <b>Typ 7</b> <input type="radio"/> Platte                                            | <b>Typ 8</b> <input type="radio"/> Würfel / Quader                                    |

2A

### Schaumstoff Zuschnitt aus:

(1 + 2A)

- ☐ Polyurethan (PU)-Schaumstoff  
Standard-Schaumstoff
- ☐ HR-Schaumstoff  
Kaltschaum (z.B. Matratzen)
- ☐ weich ☐ mittel ☐ fest
- ☐ Verbundschaum (schwer, stabil, recycelter, gepresster Schaumstoff)
- ☐ Hartschaum (Neopolen, nur Plattenware von 20 mm Stärke, auch zum schichten)

### zzgl. Bezugs-Material aus:

- ☐ Kunstleder ☐ Suratec  
Farbe: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_
- ☐ PhysioTex ☐ Baumwolle  
Farbe: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_

2B

### Kissenzuschnitt:

+

### Füllmaterial:

- ☐ Kissenzuschnitt (mit Randhöhe = Formtyp 7)
- ☐ Kissenzuschnitt (ohne Randhöhe: nur L x B) 

### Kissenmaterial:

- ☐ Kunstleder ☐ Suratec  
Farbe: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_
- ☐ PhysioTex ☐ Baumwolle  
Farbe: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_
- ☐ mit zusätzlicher Innenhülle aus
- ☐ PhysioTex ☐ Baumwolle  
Farbe: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_

- ☐ Polypropylenperlen
- ☐ Polypropylenperlen gemischt mit Schaumstoff-Flocken 1:1
- ☐ Dinkelspelz
- ☐ Schaumstoff-Flocken
- ☐ Watteteile
- ☐ prall gefüllt ☐ locker gefüllt



### weitere Infos:

## BESTELL-FORMULAR

**Kunden-Nummer:**

(bitte eintragen, falls zur Hand)

**Besteller:**

☐

Institution

☐

Privatperson

Verein / Schule / Institution / Firma / Privat

**Lieferanschrift:** (falls abweichend vom Besteller)

Verein / Schule / Institution / Firma / Privat

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße, Nr.

Straße, Nr.

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon

Fax

Telefon

E-Mail

*Ihre Bestellungen nehmen wir auch gerne per Telefon unter: 06721 / 42646 oder über unseren Online-Shop unter: [www.enste-reha.de](http://www.enste-reha.de) entgegen.*

**Bezahlung:**

☐

per Rechnung (Bestellung durch Institutionen, Firmen)

☐

per Vorkasse (Bestellung durch Privatpersonen)

**Lieferung:**

☐

Ja, ich möchte den schnellsten Lieferservice nutzen, indem das / die von mir bestellte (n) Produkt (e) in Standardfarbe (n) geliefert werden soll (en).

☐

Meine Bestellung enthält auch Farben nach Wahl. (Lieferzeit 1 Woche, max. 2 Wochen)

Ab einer Rechnungssumme von 150,- € inkl. MwSt. liefern wir deutschlandweit frei Haus. Nur 6,95 € Porto pro Paket bei Bestellungen unter 150,- €. Ausgenommen hiervon sind besonders gekennzeichnete sperrige Artikel (📦). Transportkosten 36,50 €. Lieferung ins Ausland auf Anfrage.

☐

Senden Sie bitte den aktuellen Enste-PhysioForm Reha-Katalog auch an die nachstehende Adresse\*:

\* Diese Zusendung können Sie jederzeit per mail oder telefonisch widerrufen.

☐

Hiermit bestelle ich, gemäß den derzeit gültigen Preisen, die folgenden Artikel.



| Artikel-Nr. | Menge | Artikel-Bezeichnung | Farbe / Material** | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |
|             |       |                     |                    |             |             |

Stempel (falls zur Hand)

Datum

Unterschrift

**Enste PhysioForm Reha** GmbH

\*\* Bei zweifarbigen Artikeln, bitte die Farbe der größeren Fläche zuerst nennen. Abweichungen von der Standardausführung können nicht zurückgenommen werden, da es sich dabei um Sonderanfertigungen handelt.

Saarlandstraße 91 · 55411 Bingen · Tel 0 67 21 / 4 26 46 · Fax 0 67 21 / 4 48 45 · [info@enste-reha.de](mailto:info@enste-reha.de) · [www.enste-reha.de](http://www.enste-reha.de)



# BESTELL-FORMULAR FÜR PhysioForm-Grip

## VARIABLES LAGERUNGS- UND FUNKTIONSSYSTEM

komplette Darstellung Seite 6–9

### Grundausrüstung:

- ☐ Gr I Nr. 9010 ☐ Gr III Nr. 9030  
☐ Gr II Nr. 9020 ☐ Gr IV Nr. 9040

Die derzeit gültigen Preise finden Sie im Katalog und auf unserer Internetseite.


Bei Fragen zu unseren Produkten und ihrer Anwendung sowie zur kostenlosen Musterzusendung zur Erprobung, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kunden-Nummer:

(bitte eintragen, falls zur Hand)

Unsere Anschrift

Ansprechpartner / Datum



Maßtabelle in cm  
Sondermaße auf Anfrage

| Größe             | A   | B  | C  | D  | E  |
|-------------------|-----|----|----|----|----|
| I Best-Nr. 9010   | 74  | 58 | 16 | 20 | 34 |
| II Best-Nr. 9020  | 96  | 58 | 22 | 20 | 34 |
| III Best-Nr. 9030 | 116 | 62 | 27 | 22 | 38 |
| IV Best-Nr. 9040  | 136 | 69 | 33 | 22 | 45 |

### Empfohlene Produktgrößen

Bei Kindern bis ca. 12 Jahre sollte der Basiskeil ca. 10 bis 20 cm länger sein als die Körpergröße (wg. Wachstum). Bei Jugendlichen und Erwachsenen kommt meistens die Größe 4 infrage; hier ragen in der Regel die Unterschenkel über den Basiskeil hinaus.

Lieferung serienmäßig mit Kunstlederbezug blau und rot. Gelegentlich bei kleineren Zubehörtteilen auch abweichende Farbkombinationen.

### Zubehör: (Abmessungen siehe Katalog Seite 8 und 9)

#### 01 Einsatzkeil

| Gr.  | Art.-Nr.   |
|------|------------|
| I/II | Nr. 912-06 |
| III  | Nr. 930-06 |
| IV   | Nr. 940-06 |

#### 02 Halbrolle

| Gr.  | Art.-Nr.   |
|------|------------|
| I/II | Nr. 912-07 |
| III  | Nr. 930-07 |
| IV   | Nr. 940-07 |

#### 03 Paar Korrekturrollen

| Gr.  | Art.-Nr.   |
|------|------------|
| I/II | Nr. 912-08 |
| III  | Nr. 934-08 |
| IV   | Nr. 935-08 |

#### 04 Rückenstütz-Set 2-teilig

| Gr.  | Art.-Nr.   |
|------|------------|
| I/II | Nr. 912-10 |
| III  | Nr. 930-10 |
| IV   | Nr. 940-10 |

#### 05 Therapietisch anklappbar

| Gr.    | Art.-Nr.   |
|--------|------------|
| I/II   | Nr. 912-19 |
| III/IV | Nr. 934-19 |

#### 06 Stützkissen keilförmig

| Gr. | Art.-Nr. | Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|-----|----------|
| I   | EH 263a  | IV  | EH 361   |
| II  | EH 264a  | V   | EH 502   |
| III | EH 503   | VI  | EH 501   |

#### Stützkissen quaderförmig

| Gr. | Art.-Nr. | Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|-----|----------|
| I   | EH 331   | IV  | EH 338   |
| II  | EH 332   | V   | EH 302   |

Preise siehe Katalog Seite 44

#### 07 Fahrgestelle UGH hoch

| Gr.        | Art.-Nr. |
|------------|----------|
| extra kurz | UGH 500  |
| kurz       | UGH 501  |
| mittel     | UGH 502  |
| lang       | UGH 503  |

#### 08 Fahrgestelle UGF flach

| Gr.        | Art.-Nr. |
|------------|----------|
| extra kurz | UGF 500  |
| kurz       | UGF 501  |
| mittel     | UGF 502  |
| lang       | UGF 503  |

#### 09 T-Kissen

| Gr. | Art.-Nr.    |
|-----|-------------|
| 0   | Nr. 2011601 |
| 1   | Nr. 2011701 |
| 2   | Nr. 2011711 |

#### 10 Paar Vorsatzkeile

| Gr.    | Art.-Nr.   |
|--------|------------|
| I/II   | Nr. 912-09 |
| III/IV | Nr. 934-09 |

#### 11 Kopfstütze mit Mulde

| Gr.    | Art.-Nr.   |
|--------|------------|
| I/II   | Nr. 912-12 |
| III/IV | Nr. 934-12 |

#### 12 Idealgurt 2-teilig

| Gr.    | Art.-Nr.   |
|--------|------------|
| I/II   | Nr. 912-21 |
| III/IV | Nr. 934-21 |

#### 13 Ellbogen Kopfstützblöcke

| Gr. | Art.-Nr.   |
|-----|------------|
| I   | Nr. 910-30 |
| II  | Nr. 920-30 |
| III | Nr. 930-30 |
| IV  | Nr. 940-30 |

paarweise

#### 14 Paar Erhöhungsteile quad.

| Gr.  | Art.-Nr.   |
|------|------------|
| I/II | Nr. 912-14 |
| III  | Nr. 930-14 |
| IV   | Nr. 940-14 |

#### 15 Tragehülle aus robustem Suratec

| Gr. | Art.-Nr.   |
|-----|------------|
| I   | Nr. 910-40 |
| II  | Nr. 920-40 |
| III | Nr. 930-40 |
| VI  | Nr. 940-40 |

#### 16 Sandsäcke

| Gr.   | Art.-Nr.  |
|-------|-----------|
| 20x10 | Nr. 65550 |
| 20x15 | Nr. 65650 |
| 25x15 | Nr. 65750 |
| 27x20 | Nr. 65850 |

Baumwollhülle mit abnehmbarem PhysioTex-Bezug

#### 17 Abduktionskeil-Verlängerung

| Gr.    | Art.-Nr.    |
|--------|-------------|
| I/II   | Nr. F912-50 |
| III/IV | Nr. F934-50 |

#### 18 Gewichtskissen NEU



| Gr.  | Art.-Nr.      | Farbe      |
|------|---------------|------------|
| I/II | 5 kg, Ø 43 cm | 59200 rot  |
| III  | 7 kg, Ø 45 cm | 59201 grün |
| IV   | 9 kg, Ø 49 cm | 59202 blau |



## PhysioForm IMPRESSIONEN





# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## Allgemeines

Wir bauen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Kulanz als Problemlösung, wann immer dies vertretbar ist. Freundlichkeit und Zuvorkommen im Umgang miteinander. Wenn es nicht anders geht, dann gilt das Gesetz als die gerechteste Lösung.

## Preise

Die genannten Preise verstehen sich incl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Standard- oder Wunschfarben:

Wenn Ihre Bestellung keinen speziellen Farbwunsch enthält, liefern wir in den genannten Standardfarben. Vom Standard abweichende Farbwünsche liefern wir ohne Mehrpreis. In diesen Fällen sind jedoch Umtausch und Rücknahme, wegen Nichtgefallen, nicht möglich.

## Lieferbedingungen

Wir liefern ab 150,00 Euro Rechnungssumme inkl. MwSt. deutschlandweit verpackungsfrei frei Haus. Aufträge unter 150,00 Euro liefern wir verpackungsfrei, jedoch zuzüglich 8,60 Euro Portokosten pro Paket (inkl. MwSt.). Für besonders sperrige Güter (☞) berechnen wir Ihnen einen Transportkostenanteil in Höhe von 46,50 € incl. MwSt. Auslandstransportkosten auf Anfrage.

## Reklamationen

Berechtigte Reklamation erkennen wir an, wenn diese uns innerhalb von 7 Tagen nach Anlieferung der Waren mitgeteilt werden. Die Abholung der Waren wird durch uns veranlasst. Wir beauftragen unsere Spediteure mit der Abholung. Bei von Kunden selbst veranlassten Rücksendungen erkennen wir grundsätzlich keine Transportkosten an. Bei berechtigter Reklamation übernehmen wir die entstandenen Transportkosten der von uns beauftragten Spediteure (DHL u.a.). Eine Haftung für weitergehende Schäden aufgrund der reklamierten Ware schließen wir aus. Sie erhalten Umtausch, Nachbesserung bzw. Minderung der reklamierten Ware. Wandlung und Schadensersatz sind ausgeschlossen. Sonderanfertigungen schließen eine Rückgabe grundsätzlich aus. Leichte Abweichungen in Form, Farbe und Gewicht von gelieferten Artikeln gegenüber den Katalogabbildungen sind kein Reklamationsgrund.

## Transportschäden

Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Zu dessen Risikoentlastung schließen wir Transportversicherungen ab. Bitte überprüfen Sie unverzüglich die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der Packstücke. Bei Vorliegen eines Transportschadens veranlassen Sie sofort eine Tatbestandsaufnahme durch das anliefernde Transportunternehmen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass bei den meisten Transportunternehmen Fristen von 24 bis 48 Stunden zur Geltendmachung eines Schadens gesetzt sind. Wir bitten um Beachtung. Bitte vom Fahrer den Schaden schriftlich bestätigen lassen.

## Abwicklung von Transportschäden

Wir haben eine Transportversicherung für den Bereich der EU für Sie abgeschlossen. Damit diese im Schadensfall eintritt, sind Ihrerseits folgende Obliegenheiten unumgänglich: vom Fahrer den Schaden schriftlich bestätigen lassen, Fristgerechtes Anzeigen des Schadens beim anliefernden Transportunternehmen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Tatbestandsaufnahme mit diesem Transportunternehmen. Wichtig: bewahren Sie die Verpackung solange auf. Zusendung der Tatbestandsaufnahme und einer Abtretungserklärung Ihres Schadens an uns. Haben Sie Ihre Obliegenheiten erfüllt, übernehmen wir für Sie die Abwicklung des Schadens. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Ihre Obliegenheiten von uns nicht wahrgenommen werden können. Versäumen Sie diese, zeichnen Sie die Transportversicherungen von der Haftung frei. Sollten Sie Probleme bei der Erfüllung Ihrer Obliegenheiten

haben, rufen Sie uns bitte in Ihrem Interesse an. Wir helfen Ihnen dann weiter.

## Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen Vertrag in Textform zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerspruchspflicht genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fa. Enste Physioform Reha, Jakob-Ebersmann-Straße 7, Telefon 06721 42646, Fax 06721 44845, E-Mail-Adresse: info@enste-reha.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, einen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

## Folgen des Widerrufs

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogenen Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf einer Bestellung (Vertrages) unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren von Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Werteverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Werteverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

## Ausschluss des Widerrufsrechtes

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (Sonderanfertigungen oder Farbabweichungen von der im Katalog angegebenen Standardfarbe). - zur Lieferung von Wa-

ren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind.

## Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung der jeweiligen Rechnung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Bei Weiterverkauf der gelieferten Ware vor der vollständigen Bezahlung wird Ihre Forderung dem Drittkäufer gegenüber an uns abgetreten.

## Beratung und Service

Bei Bedarf vereinbaren wir gerne mit Ihnen einen Beratungstermin vor Ort. Diese Beratung ist kostenfrei. Bevor wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren weisen wir darauf hin, dass darüber hinaus die Möglichkeit besteht, Ihnen Ware zur Erprobung kostenlos zuzusenden. Auch die Abholung der von Ihnen anschließend wieder verpackten Ware erfolgt kostenlos, nachdem Sie uns von der Bereitstellung unterrichtet haben. Wir sind selbst Hersteller der von uns gelieferten Waren und garantieren Ihnen die kostenlose Instandhaltung innerhalb der Garantiezeit sowie günstige Konditionen für anfallende Reparaturen oder Ergänzungen. Durch günstige Verträge mit Transportunternehmen oder durch unseren Außendienst können wir Waren schnell und jederzeit bei Ihnen abholen lassen, so dass Ihnen nur geringe oder keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bitte rufen Sie uns an, damit wir Ihnen die günstigsten Abwicklungsarten nennen können.

## Preis- u. Konstruktionsänderungen Druckfehler

Wir behalten uns Preis- und technisch bedingte Konstruktionsänderungen vor. Dies gilt für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen oder Änderungen. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Enste **Physioform** Reha GmbH

Saarlandstraße 91  
D-55411 Bingen

T. +49 (0) 67 21 / 426 46

F. +49 (0) 67 21 / 448 45

info@enste-reha.de

www.enste-reha.de

## ÄRZTLICHE VERORDNUNGEN UND BERICHTE ZU UNSEREN PRODUKTEN:

### Ärztliche Verordnung MALTA-Lagerungshilfe, Funktions-Keilkissen und Universalkissen:

**Diagnosen: Muskeldystrophie, schwerstgradige thorakolumbale Skoliose, ausgeprägte respiratorische Insuffizienz, Kachexie, Nächtliche Beatmung, Keine kognitiven Beeinträchtigungen.**

Oben Genannte klagt zunehmend über Schmerzen im gesamten Rückenbereich trotz Korsett und Sitzschalen. Dies hängt damit zusammen, dass sie aufgrund der Schwäche der Muskulatur selbst keinerlei Eigenaktivität zeigen kann, um einen Haltungswechsel herbeizuführen.

Andererseits will sie und soll sie auch regelmäßig am Leben der Gemeinschaft teilhaben. Die Alternative, dass sie einfach in ein Bett gelagert wird, also aus den Rollstühlen herausgenommen wird, reicht aber nicht aus Schmerzarmut zu erzeugen, wie sich jetzt herausstellte. Deshalb wurden Lagerungshilfen gesucht, mit denen dieses Problem bewältigt werden kann.

Es werden im Einzelnen benötigt:  
Ein Bettlagerungssystem bestehend aus Funktionskeilkissen II und III, zwei Universalkissen rund sowie ein Universalkissen rechteckig. Als Unterstützung für das Sitzen und Liegen am Tag ist eine Lagerungshilfe MALTA... erforderlich. Es handelt sich um eine außerordentlich schwere Behinderung mit Lebensbedrohung. Diese Versorgung ist zwingend notwendig, damit N.N. weitgehend von Schmerzen befreit werden kann.

Eine medikamentöse Alternative kommt bei dem Gesundheitszustand der oben genannten nicht in Betracht. Es ist auch zu berücksichtigen, dass diese Geräte dazu dienen, dass während der Beatmung eine angemessene Lagerung hergestellt werden kann. Alternativ käme lediglich eine Vollpolster-Lagerungsschale in Betracht (Preis ca. 4.000 €), die in diesem Fall aber den Nachteil hat, dass die notwendige Variabilität der Lagerungspositionen und die Vermeidung von Aspiration nicht möglich ist. In diesem Falle ist es notwendig, dass sie variabel dem jeweiligen Schmerzzustand gelagert wird: dies kann eine entsprechende Lagerungstheorie nicht leisten. Außerdem handelt es sich bei der hier vorgeschlagenen Versorgung um eine deutlich wirtschaftlichere, weil kostengünstigere Lösung. (...)

gez. Leitender Arzt Dr. S. /  
Rehabilitationszentrum N.N.



### Ärztliche Bescheinigung der Oberärztin für spezielle Schmerztherapie u. Palliativmedizin sowie einer weiteren Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin einer großen Kinder- und Jugendklinik für eine im Nov. 2001 geborene Patientin über eine Lagerungshilfe KRETA:

Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Patientin ist seit dem 17.10.2011 in unserer palliativmedizinischen Betreuung. Während ihres stationären Therapieaufenthaltes auf der Kinderpalliativstation, die aufgrund einer Schmerz- und Unruhesymptomatik erforderlich war, ließen sich große Therapiefortschritte erzielen.

Ein wichtiges Element, um Schmerzen und Unruhe zu verringern, ist eine gute Lagerung des Patienten. Hier profitiert N.N. insbesondere von dem Lagerungskissen KRETA der Firma Enste. Da eine gute Lagerung für den weiteren Therapieverlauf von entscheidender Bedeutung ist, halten wir die Versorgung mit dem Hilfsmittel Lagerungskissen KRETA für medizinisch dringend indiziert. ...

MfG.



### Beurteilung einer Mutter nach Erprobung einer Gewichtsdecke:

„Im Juni 2015 testete unser Sohn (Asperger Syndrom ICD-10:F84.5) Ihre Gewichtsdecke Gr. 1, Artikel-Nr. 40010, eine Woche lang.

Er entnahm hier und da einige Gewichtssäckchen um die optimale Gewichtsverteilung zu spüren. Durch den Druck konnte er sich gut entspannen und auch sehr gut darunter schlafen. Der großflächige Druck hatte eine beruhigende Wirkung auf sein Nervensystem. Der kräftige Berührungseffekt verstärkte die Körperwahrnehmung und gab Entspannung. Autismusbedingte Anspannungen konnten ohne beginnenden Overload bzw. ohne autistischen Meltdown abgebaut werden, was natürlich auch zum Familienfrieden beigetragen hat.

Schon als kleines Kind legte unser Sohn sich gerne unter schwere Dinge wie z.B. die Matratze. Uns und auch ihm war bis vor kurzem nicht bewusst warum. Seine Psychologin Frau Dr. NN erklärte uns dies wie folgt: Bei Berührung

und Wärme wird Oxytocin freigesetzt (beruhigendes Hormon) und der Stresshormongehalt Cortisol sinkt. Der Druck auf den Körper führt zu Veränderungen bei der Reizverarbeitung und häufig zu einer positiven Selbstwahrnehmung. Die Gewichtsbelastung kann somit Empfindlichkeit, Reizverarbeitung und Akzeptanz beeinflussen.

Nach dem einwöchigen positiven Test und Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sehen wir es als positiv eine solche Gewichtsdecke als Hilfsmittel nach § 33 SGB V einzusetzen. Bei langfristiger Entspannung gehen wir davon aus, dass auch die Medikamente (Risperidion) dauerhaft reduziert werden können. Hierzu haben wir eine Verordnung über die Gewichtsdecke Gr. 1, 180x90 cm, 14 kg, mit atmungsaktiver Baumwoll-Außenhülle (Standardausführung Baumwolle).



### Aus dem Bericht einer Mutter zum Bettlagerungssystem an den Kostenträger:

„...meine Tochter liegt auf einer Weichlagerungsmatratze. Sie kann sich alleine umdrehen und bewegen. Jede Nacht muss ich zwei bis viermal aufstehen, um sie anders zu lagern. Mit Hilfe des o.a. Bettlagerungssystems, das uns (zunächst) drei Nächte zur Verfügung stand, ist es gelungen, sie so zu lagern und zu stabilisieren, dass sie nachts völlig entspannt durchschlief. Die 30-Grad Seitlage zur Erleichterung der Atmung und die sichere Positionierung der Hüfte haben bei ihr zu einer Tiefenentspannung geführt und damit konnten die ständigen Spasmen vermieden werden.

Mehr als 1 ½ Jahre lang gab es keine ungestörte Nachtruhe. Dieses Bettlagerungssystem hat bewirkt, dass sie ungestört durchschlafen konnte. Als ständige Betreuungsperson finde ich das als sehr hilfreich. Es wäre deshalb sehr gut, dieses Bettlagerungssystem ständig zur Verfügung zu haben“.

(Das Bettlagerungssystem wurde danach von der AOK genehmigt)

